

# PHILIPS

## sonicare



Escova de dentes  
sónica recarregável

6500

Remove até 10 vezes mais placa  
bacteriana

3 modos, 3 intensidades

Alerta de pressão visível

App Philips Sonicare



HX7411/01

## Limpeza suave para dentes e gengivas sensíveis

Remove até 10 vezes mais placa bacteriana\*

A Philips Sonicare 6500 dispõe da tecnologia Sonicare da próxima geração, um modo específico para dentes sensíveis, 3 níveis de intensidade, alerta de pressão e 2 cabeças de escova: S2 Sensitive e W2 Whitening.

### Escovagem sem esforço

- Saiba sempre quando é necessária uma nova cabeça de escova
- Melhore a sua rotina de higiene oral com a App Philips Sonicare
- Proteja as suas gengivas com o alerta de pressão visível

### Escovagem sem esforço

- Personalize a sua limpeza com 9 definições de escovagem

### Limpeza superior

- Tecnologia Next Generation Sonicare

### Limpeza suave e superior

- Limpeza suave e branqueamento para dentes e gengivas sensíveis

### Desenvolvida para o seu estilo de vida

- Otimize a sua escovagem com o SmarTimer e o BrushPacer
- Torne as suas viagens mais fáceis com o nosso estojo de viagem compacto e ultrarresistente
- Até 3 semanas de escovagem com uma carga completa

6500

Escova de dentes sónica recarregável


## Destaques

### S2 Sensitive e W2 Whitening



A Philips Sonicare 6500 proporciona uma experiência de escovagem suave, mesmo para dentes e gengivas sensíveis. Graças à nova cabeça de escova S2 Sensitive fabricada com as cerdas mais macias de Philips Sonicare, foi concebida exclusivamente para proporcionar uma limpeza suave que remove até 10 vezes mais placa bacteriana em áreas difíceis de alcançar\*\*. Além disso, a cabeça de escova extra W2 Optimal White facilita a manutenção do brilho entre tratamentos de branqueamento profissionais, enquanto remove até 7 vezes mais placa dentária em comparação com uma escova de dentes manual.

### Tecnologia Next Generation Sonicare



Desfrute de uma experiência de escovagem delicada e de um novo nível de tratamento oral com a Tecnologia Next Generation Sonicare. Enquanto escova, o inovador sistema magnético da escova de dentes ajusta a potência de escovagem durante cada sessão de limpeza, proporcionando um desempenho ideal de 62 000 movimentos das cerdas por minuto, mesmo em áreas difíceis de alcançar. Além disso, a ação dinâmica de fluidos suporta as cerdas

para efeitos de limpeza da placa bacteriana, ajudando a obter uma limpeza completa sempre que escovar os dentes.

### 9 definições de escovagem



Concebida para dentes e gengivas sensíveis, a Philips Sonicare 6500 permite-lhe escolher entre 3 modos de escovagem, assegurando uma limpeza perfeita para si. O modo Sensitive proporciona uma limpeza suave e profunda, para dentes e gengivas sensíveis, enquanto o modo Clean se foca na remoção da placa bacteriana para uma limpeza superior. O modo White faz com que a escova funcione de forma mais intensa para remover manchas de superfície e polir os dentes para um sorriso mais branco. Se pretende uma limpeza personalizada, pode combinar qualquer modo com um de 3 níveis de intensidade, obtendo assim a escovagem mais adequada para si.

### Alerta de pressão com um anel luminoso



Pode não notar que está a escovar com demasiada força, mas esta escova de dentes nota. O sensor ótico inteligente deteta com precisão a pressão de escovagem excessiva e, em seguida, o anel luminoso na base da escova

HX7411/01

acende-se com uma luz roxa, enquanto reduz a vibração. Saberá sempre quando deve ajustar a pressão de escovagem e as suas gengivas ficarão protegidas.

### App Philips Sonicare



A App Philips Sonicare combina na perfeição com a sua escova de dentes e ajuda-o a melhorar e a manter a sua saúde oral. A nossa aplicação acompanha o progresso da escovagem, fornecendo orientações personalizadas e relatórios das suas escovagens, para que possa obter informações e dicas que irão permitir a melhoria constante da escovagem.

### Temporizador de 2 minutos e temporizador de escovagem



Só precisa de dois minutos para uma limpeza completa; por isso, o nosso SmarTimer permite-lhe saber quando o tempo está a terminar. Para uma limpeza uniforme em toda a boca, o BrushPacer divide a sessão em segmentos, através de uma ligeira pausa na vibração, para que saiba quando mudar de direção. Isto ajuda a conseguir uma limpeza uniforme sempre que escovar os dentes.

6500

Escova de dentes sônica recarregável

HX7411/01


## Destaques

### Lembrete de substituição BrushSync



A substituição regular da cabeça da escova é uma parte importante da manutenção de uma boa saúde oral. Com a tecnologia BrushSync, é fácil manter sempre a sua escova com a máxima eficácia de limpeza. Ao monitorizar a sua frequência de utilização e intensidade de escovagem, a tecnologia inovadora alerta quando chegar a altura de substituir a cabeça da escova.

### Concebido para durar



Redesenhámos as nossas escovas de dentes Philips Sonicare de dentro para fora para serem resistentes, leves e duradouras. Graças ao nosso avançado processo de soldadura a laser, as nossas escovas de dentes foram concebidas para escovar consigo durante muitos anos.

### Até 3 semanas entre carregamentos



Esta escova de dentes possui uma bateria de alto desempenho concebida para melhorar a sua experiência de escovagem. Com um único

carregamento, pode usufruir de até três semanas de escovagem regular antes de ser necessário recarregá-la.

### Estojo de viagem compacto



O nosso estojo de viagem redesenhado é suficientemente compacto para caber numa mala e suficientemente resistente para proteger a sua escova de dentes Philips Sonicare enquanto está em movimento. Não só mantém a sua escova de dentes protegida, como também guarda duas cabeças de escova. Agora, pode viajar com confiança, seja para onde for.

6500

Escova de dentes sónica recarregável

HX7411/01

# Especificações

## Intensidades

**Elevada:** Para melhorar a limpeza

**Média:** Para limpeza diária

**Baixa:** Para dentes e gengivas sensíveis

## Atualização do produto

**Período de assistência:** A Philips irá fornecer as atualizações de segurança necessárias até 31 de dezembro de 2026.

## Alimentação elétrica

**Voltagem:** 100-240 V

## Especificações técnicas

**Pilha:** Recarregável

**Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia):** 21 dias

**Tipo de pilha:** Iões de lítio

**Consumo de energia:** Em modo de espera sem ecrã <0,5 W

## Design e acabamento

**Cor:** Preto

## Assistência

**Garantia:** 2 anos de garantia limitada

## Compatibilidade

**Tecnologia Bluetooth sem fios:** Aplicação de escovagem conectada

**Compatibilidade Android:** Telemóveis Android com Bluetooth 4.0 e superior

**Compatibilidade iOS:** iPhone com Bluetooth 4.0 e superior

## Fácil de utilizar

**Compatibilidade da pega:** Cabeças de escova de encaixe fácil

**Pega:** Design ergonómico esguio

**Indicador de bateria:** Ícone iluminado indica a carga da bateria

**Temporizador:** Smartimer e BrushPacer para uma escovagem completa e cuidada

**Carregamento por USB-A:** Transformador não incluído

## Itens incluídos

**Pega:** 1 escova de dentes recarregável 6500

**Estojo de viagem:** Estojo de viagem fino

**Cabeça de escova:** 1 S2 Sensitive, 1 W 2 Optimal White

**Carregador:** 1

## Desempenho de limpeza

**Remoção da placa dentária:** Até 10x mais eficaz\*

**Saúde das gengivas:** Gengivas até 5x mais saudáveis\*\*

**Branqueamento:** Dentes até 2x mais brancos\*\*\*

**Velocidade:** 62 000 movimentos da escova/min.

## Modos

**Limpeza:** Para limpeza diária excepcional

**Branco:** Para eliminar manchas da superfície

**Sensível:** Para dentes e gengivas sensíveis

## Tecnologia de sensor inteligente

**Resposta da pressão:** O anel luminoso acende-se com uma luz roxa, Vibração reduzida e som pulsante

**Lembrete de substituição:** O BrushSync permite-lhe saber quando deve substituir a cabeça da escova

