

PHILIPS

sonicare



Escova de dentes
sónica recarregável

5500

Remoção de até 7 vezes mais
placa bacteriana

2 modos

Alerta de pressão integrado

21 dias de vida útil da bateria



HX7119/01

Limpeza eficaz e dentes até 2x mais brancos*

Remoção de até 7 vezes mais placa bacteriana**

A Philips Sonicare 5500 dispõe da tecnologia Sonicare da próxima geração, um modo de branqueamento dedicado e um alerta de pressão incorporado. Inclui um estojo de viagem.

Escovagem sem esforço

- Proteja as suas gengivas com o alerta de pressão integrado
- Personalize a sua limpeza com 2 modos de escovagem
- Saiba sempre quando é necessária uma nova cabeça da escova

Limpeza superior

- Limpeza avançada para remoção de manchas e dentes mais brancos
- Tecnologia Next Generation Sonicare

Desenvolvida para o seu estilo de vida

- Otimize a sua escovagem com o SmarTimer e o BrushPacer
- Até 3 semanas de escovagem com um carregamento completo
- Torne as suas viagens mais fáceis com o nosso estojo de viagem compacto e ultrarresistente
- Soldada a laser para uma maior resistência e durabilidade


5500

Escova de dentes sônica recarregável

HX7119/01


Destaques

Cabeça de escova W2 Optimal White



A Philips Sonicare 5500 vai além de uma limpeza profunda para remover facilmente manchas à superfície para um sorriso mais branco e radiante. Com a cabeça de escova W2 Optimal White, é fácil de manter um sorriso brilhante entre tratamentos de branqueamento profissionais para dentes até 2 vezes mais brancos*. Além disso, remove até 7 vezes mais placa bacteriana em comparação com uma escova de dentes manual**.

Tecnologia Next Generation Sonicare



Desfrute de uma experiência de escovagem delicada e de um novo nível de cuidado e higiene oral com a Tecnologia Next Generation Sonicare. Enquanto escova, o inovador sistema magnético da escova de dentes ajusta a potência de escovagem durante cada sessão de limpeza, proporcionando um desempenho ideal de 62 000 movimentos das cerdas por minuto, mesmo em áreas difíceis de alcançar. Além disso, a ação dinâmica de fluidos suporta as cerdas para


efeitos de limpeza da placa bacteriana, ajudando a obter uma limpeza completa sempre que escovar os dentes.

2 modos de escovagem



Para ajudar a cuidar dos seus dentes e gengivas da melhor forma, a Philips Sonicare 5500 tem 2 modos de escovagem à escolha. O modo Limpeza foca-se na remoção da placa bacteriana para um desempenho de limpeza superior, enquanto o modo Branqueamento atua de forma um pouco mais intensa, para remover as manchas à superfície, obtendo um sorriso mais branco.

Alerta de pressão integrado



Pode não notar que está a escovar com demasiada força, mas esta escova de dentes nota. O sensor ótico inteligente deteta com precisão a pressão de escovagem excessiva e, em seguida, emite um som pulsante enquanto reduz a vibração. Saberá sempre quando deve ajustar a pressão de escovagem e as suas gengivas ficarão protegidas.

Lembrete de substituição BrushSync



A substituição regular da cabeça da escova é uma parte importante da manutenção de uma boa saúde oral. Com a tecnologia BrushSync, é fácil manter sempre a sua escova com a máxima eficácia de limpeza. Ao monitorizar a sua frequência de utilização e intensidade de escovagem, a tecnologia inovadora alerta quando chegar a altura de substituir a cabeça da escova.

Temporizador de 2 minutos e temporizador de escovagem



Só precisa de dois minutos para uma limpeza completa; por isso, o nosso SmarTimer permite-lhe saber quando o tempo está a terminar. Para uma limpeza uniforme em toda a boca, o BrushPacer divide a sessão em segmentos, através de uma ligeira pausa na vibração, para que saiba quando mudar de direção. Isto ajuda a conseguir uma limpeza uniforme sempre que escovar os dentes.


5500

Escova de dentes sônica recarregável

HX7119/01


Destaques

Concebido para durar



Redesenhamos as nossas escovas de dentes Philips Sonicare de dentro para fora para serem resistentes, leves e duradouras. Graças ao nosso avançado processo de soldadura a laser, as nossas escovas de dentes foram concebidas para escovar consigo durante muitos anos.

Até 3 semanas entre carregamentos



Esta escova de dentes possui uma bateria de alto desempenho concebida para melhorar a sua experiência de escovagem. Com um único carregamento, pode usufruir de até três semanas de escovagem regular antes de ser necessário recarregá-la.

Estojo de viagem compacto



O nosso estojo de viagem redesenhado é suficientemente compacto para caber numa mala e suficientemente resistente para manter a sua escova de dentes Philips Sonicare protegida durante todo o percurso. Não só mantém a sua escova de dentes protegida, como também guarda convenientemente duas cabeças de escova. Agora pode viajar com confiança onde quer que vá.

5500

Escova de dentes sónica recarregável

HX7119/01

Especificações

Alimentação elétrica

Voltagem: 100-240 V

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia): 21 dias

Consumo de energia: Em modo de espera sem ecrã <0,5 W

Tipo de pilha: Iões de lítio

Design e acabamento

Cor: Branco e azul-marinho

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

Fácil de utilizar

Pega: Design ergonómico esguio

Compatibilidade da pega: Cabeças de escova de encaixe fácil

Indicador de bateria: Ícone iluminado indica a carga da bateria

Temporizador: Smartimer e BrushPacer para uma escovagem completa e cuidada

Carregamento por USB-A: Transformador não incluído

Itens incluídos

Pega: 2 escova de dentes recarregáveis 5500

Estojo de viagem: 2 estojos de viagem

Cabeça de escova: 2 W2 Optimal White

Carregador: 1

Desempenho de limpeza

Remoção da placa dentária: Até 7x mais eficaz**

Branqueamento: Dentes até 2x mais brancos*

Velocidade: 62 000 movimentos da escova/min.

Modos

Limpeza: Para limpeza diária excecional

Branco: Para eliminar manchas da superfície

Tecnologia de sensor inteligente

Resposta da pressão: Vibração reduzida e som pulsante

Lembrete de substituição: O BrushSync permite-lhe saber quando deve substituir a cabeça da escova

