

PHILIPS

sonicare



Escova de dentes
sónica recarregável

7100

Remove até 20 vezes mais placa
bacteriana

4 modos, 3 intensidades

Alerta de pressão visível

App Philips Sonicare



HX7428/02

Limpeza perfeita com gengivas até 7 vezes mais saudáveis**

Remove até 20 vezes mais placa bacteriana*

A Philips Sonicare 7100 dispõe da tecnologia Sonicare da próxima geração, 4 modos de escovagem, 3 níveis de intensidade, alerta de pressão visível e cabeça de escova G3 Premium Gum Care.

Limpeza suave e superior

- Uma cabeça de escova um cuidado completo

Escovagem sem esforço

- Proteja as suas gengivas com o sensor de pressão visível
- Saiba sempre quando é necessária uma nova cabeça da escova
- Melhore a rotina dos pacientes com a App Philips Sonicare
- Personalize a sua limpeza com 12 definições de escovagem

Limpeza superior

- Tecnologia Next Generation Sonicare

Desenvolvida para o seu estilo de vida

- Até 3 semanas de escovagem com um carregamento completo
- Otimize a escovagem com o SmarTimer e o BrushPacer
- Torne as suas viagens mais fáceis com o nosso estojo de viagem compacto e ultrarresistente
- Soldadas a laser para uma maior resistência e durabilidade


Destaques

Cabeça de escova tudo-em-um A3 +mais



A cabeça de escova A3 Premium tudo-em-um foi concebida a pensar nos pacientes. A cabeça de escova A3 permite aos pacientes remover até 20 vezes mais placa bacteriana*, proporciona gengivas até 15 vezes mais saudáveis** e remover até 100% mais manchas***. Também incluído: a cabeça de escova S2 Sensitive é a mais suave e macia da nossa gama e está clinicamente comprovada para proporcionar uma limpeza suave que remove 10 vezes mais placa bacteriana em áreas difíceis de alcançar * A cabeça de escova G3 Premium Gum Care proporciona gengivas até 7 vezes mais saudáveis em apenas 2 semanas ****.

Tecnologia Next Generation Sonicare



Desfrute de uma experiência de escovagem delicada e de um novo nível de tratamento oral com a Tecnologia Next Generation Sonicare. Enquanto escova, o inovador sistema magnético da escova de dentes ajusta a potência de escovagem durante cada sessão de limpeza, proporcionando um desempenho ideal de 62 000 movimentos das cerdas por minuto, mesmo em áreas difíceis de alcançar. Além disso, a ação dinâmica de fluidos suporta as cerdas

para efeitos de limpeza da placa bacteriana, ajudando a obter uma limpeza completa sempre que escovar os dentes.

12 definições de escovagem



A escovagem preferida dos pacientes está nas suas próprias mãos com a Philips Sonicare 7100. Quatro modos de escovagem que ajudam a cuidar da saúde das gengivas, do branqueamento, da sensibilidade e da limpeza diária. O modo Gum Health ajuda na saúde das gengivas, massajando suavemente ao longo da respetiva linha. O modo White destina-se a remover manchas superficiais e a polir os dentes para um sorriso mais branco. O modo Sensitive proporciona uma limpeza suave e profunda para dentes e gengivas sensíveis, enquanto o modo Clean se foca na remoção da placa bacteriana para uma limpeza superior. Para uma limpeza personalizada, é possível combinar qualquer um dos modos com um de 3 níveis de intensidade, obtendo assim a escovagem mais adequada.

Sensor de pressão com anel luminoso



Os pacientes podem não notar que estão a escovar com demasiada força, mas esta escova de dentes nota. O sensor ótico inteligente deteta com precisão a pressão de escovagem excessiva e, em seguida, o anel luminoso na base da escova

acende-se com uma luz roxa, enquanto reduz a vibração. Os pacientes saberão sempre quando deve ajustar a pressão de escovagem e as suas gengivas ficarão protegidas.

App Philips Sonicare



A App Philips Sonicare emparelha-se na perfeição com a escova de dentes e ajuda os pacientes a melhorar e a cuidar da saúde oral. A nossa aplicação acompanha o progresso da escovagem, fornecendo orientações personalizadas e relatórios de progresso para que os pacientes possam obter informações valiosas sobre a escovagem.

Temporizador de 2 minutos e temporizador de escovagem



Os pacientes só precisam de dois minutos para uma limpeza completa; por isso, o nosso SmarTimer permite-lhes saber quando o tempo está a terminar. Para uma limpeza uniforme em toda a boca, o BrushPacer divide a sessão em segmentos, através de uma ligeira pausa na vibração, o que indica que se deve passar para o próximo. Isto ajuda os pacientes a conseguirem uma limpeza uniforme em cada escovagem.


Destaques

Lembrete de substituição BrushSync



A substituição regular da cabeça da escova é uma parte importante da manutenção de uma boa saúde oral. Com a tecnologia BrushSync, é fácil manter sempre a sua escova com a máxima eficácia de limpeza. Ao monitorizar a sua frequência de utilização e intensidade de escovagem, a tecnologia inovadora alerta quando chegar a altura de substituir a cabeça da escova.

Concebido para durar



Redesenhámos as nossas escovas de dentes Philips Sonicare de dentro para fora para serem resistentes, leves e duradouras. Graças ao nosso avançado processo de soldadura a laser, as nossas escovas de dentes foram concebidas para escovar durante muitos anos.

Até 3 semanas entre carregamentos



Esta escova de dentes possui uma bateria de alto desempenho concebida para melhorar a experiência de escovagem dos pacientes. Com

um único carregamento, podem usufruir de até três semanas de escovagem regular antes de ser necessário recarregá-la.

Estojo de viagem compacto



O nosso estojo de viagem redesenhado é suficientemente compacto para caber numa mala e suficientemente resistente para proteger a escova de dentes Philips Sonicare enquanto está em movimento. Não só mantém a escova de dentes protegida, como também guarda duas cabeças de escova. Agora, os pacientes podem viajar com confiança, seja para onde for.

7100

Escova de dentes sónica recarregável

HX7428/02

Especificações

Intensidades

Elevada: Para melhorar a limpeza

Média: Para limpeza diária

Baixa: Para dentes e gengivas sensíveis

Atualização do produto

Período de assistência: A Philips irá fornecer as atualizações de segurança necessárias até 31 de dezembro de 2026.

Alimentação elétrica

Voltagem: 100-240 V

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia): 21 dias

Consumo de energia: Em modo de espera sem ecrã <0,5 W

Tipo de pilha: Iões de lítio

Design e acabamento

Cor: Branco

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

Compatibilidade

Tecnologia Bluetooth sem fios: Aplicação de escovagem conectada

Compatibilidade Android: Telemóveis Android com Bluetooth 4.0 e superior

Compatibilidade iOS: iPhone com Bluetooth 4.0 e superior

Fácil de utilizar

Pega: Design ergonómico esguio

Compatibilidade da pega: Cabeças de escova de encaixe fácil

Indicador de bateria: Ícone iluminado indica a carga da bateria

Temporizador: Smartimer e BrushPacer para uma escovagem completa e cuidada

Carregamento por USB-A: Transformador não incluído

Itens incluídos

Pega: 1 escova de dentes recarregável 7100

Estojo de viagem: Estojo de viagem fino

Cabeça de escova: 1 Premium A3 tudo-em-um, 1

S2 Sensitive, 1 G3 Premium Gum Care

Carregador: 1

Cabo USB-C: 1

Desempenho de limpeza

Remoção da placa dentária: Até 20x mais eficaz*

Saúde das gengivas: Gengivas até 15x mais saudáveis***

Branqueamento: Até 100% menos manchas**

Velocidade: 62 000 movimentos da escova/min.

Modos

Limpeza: Para limpeza diária excepcional

Branco: Para eliminar manchas da superfície

Sensível: Para dentes e gengivas sensíveis

Saúde das gengivas: Massaja suavemente as suas gengivas

Tecnologia de sensor inteligente

Resposta da pressão: O anel luminoso acende-se com uma luz roxa, Vibração reduzida e som pulsante

Lembrete de substituição: O BrushSync permite-lhe saber quando deve substituir a cabeça da escova



* em comparação com uma escova de dentes manual.

** no modo de limpeza em comparação com uma escova manual.

*** em comparação com uma escova de dentes manual.

Estudo in vitro, os resultados reais podem variar.

**** no modo Gum Health em comparação com uma escova de dentes manual; medição realizada pela GBI.