

# PHILIPS

## sonicare



Escova de dentes  
sónica recarregável

5300

Remoção de até 7 vezes mais  
placa bacteriana

2 intensidades

Alerta de pressão integrado

21 dias de vida útil da bateria



HX7108/03

## Remoção superior da placa bacteriana e dentes mais brancos\*

### Remoção de até 7 vezes mais placa bacteriana\*

A Philips Sonicare 5300 dispõe da tecnologia Sonicare da próxima geração, 2 níveis de intensidade e um alerta de pressão para quando escovar com demasiada força. Com cabeça de escova branqueadora.

#### Escovagem sem esforço

- Proteja as suas gengivas com o alerta de pressão integrado
- Personalize a sua limpeza com 2 níveis de intensidade
- Saiba sempre quando é necessária uma nova cabeça da escova

#### Limpeza superior

- Tecnologia Next Generation Sonicare
- Limpeza avançada para remoção de manchas e dentes mais brancos

#### Desenvolvida para o seu estilo de vida

- Até 3 semanas de escovagem com um carregamento completo
- Otimize a sua escovagem com o SmarTimer e o BrushPacer
- Torne as suas viagens mais fáceis com o nosso estojo de viagem compacto e ultrarresistente
- Soldada a laser para uma maior resistência e durabilidade

5300

Escova de dentes sônica recarregável

HX7108/03


## Destaques

### Cabeça de escova W2 Optimal White



A Philips Sonicare 5300 vai além de uma limpeza profunda para remover facilmente manchas à superfície para um sorriso mais branco e radiante. Com a cabeça de escova W2 Optimal White, é fácil manter um sorriso brilhante entre tratamentos de branqueamento profissionais. Além disso, remove até 7 vezes mais placa bacteriana em comparação com uma escova de dentes manual.

### Tecnologia Next Generation Sonicare



Desfrute de uma experiência de escovagem delicada e de um novo nível de tratamento oral com a Tecnologia Next Generation Sonicare. Enquanto escova, o inovador sistema magnético da escova de dentes ajusta a potência de escovagem durante cada sessão de limpeza, proporcionando um desempenho ideal de 62 000 movimentos das cerdas por minuto, mesmo em áreas difíceis de alcançar. Além disso, a ação dinâmica de fluidos suporta as cerdas


para efeitos de limpeza da placa bacteriana, ajudando a obter uma limpeza completa sempre que escovar os dentes.

### 2 níveis de intensidade



Para ajudar a cuidar dos seus dentes e gengivas da melhor forma, a Philips Sonicare 5300 tem 2 níveis de intensidade à escolha. Quer prefira um aumento da capacidade de limpeza na velocidade elevada ou uma limpeza suave mas completa com a velocidade baixa, esta escova de dentes tem tudo o que precisa.

### Alerta de pressão integrado



Pode não notar que está a escovar com demasiada força, mas esta escova de dentes nota. O sensor ótico inteligente deteta com precisão a pressão de escovagem excessiva e, em seguida, emite um som pulsante enquanto reduz a vibração. Saberá sempre quando deve ajustar a pressão de escovagem e as suas gengivas ficarão protegidas.

### Lembrete de substituição BrushSync



A substituição regular da cabeça da escova é uma parte importante da manutenção de uma boa saúde oral. Com a tecnologia BrushSync, é fácil manter sempre a sua escova com a máxima eficácia de limpeza. Ao monitorizar a sua frequência de utilização e intensidade de escovagem, a tecnologia inovadora alerta quando chegar a altura de substituir a cabeça da escova.


### Temporizador de 2 minutos e temporizador de escovagem



Só precisa de dois minutos para uma limpeza completa; por isso, o nosso SmarTimer permite-lhe saber quando o tempo está a terminar. Para uma limpeza uniforme em toda a boca, o BrushPacer divide a sessão em segmentos, através de uma ligeira pausa na vibração, para que saiba quando mudar de direção. Isto ajuda a conseguir uma limpeza uniforme sempre que escovar os dentes.

# Destaques

## Concebido para durar



Redesenhamos as nossas escovas de dentes Philips Sonicare de dentro para fora para serem resistentes, leves e duradouras. Graças ao nosso avançado processo de soldadura a laser, as nossas escovas de dentes foram concebidas para escovar consigo durante muitos anos.

## Até 3 semanas entre carregamentos



Esta escova de dentes possui uma bateria de alto desempenho concebida para melhorar a sua experiência de escovagem. Com um único carregamento, pode usufruir de até três semanas de escovagem regular antes de ser necessário recarregá-la.

## Estojo de viagem compacto



O nosso estojo de viagem redesenhado é suficientemente compacto para caber numa mala e suficientemente resistente para manter a sua escova de dentes Philips Sonicare protegida durante todo o percurso. Não só mantém a sua escova de dentes protegida, como também guarda convenientemente duas cabeças de escova. Agora pode viajar com confiança onde quer que vá.

5300

Escova de dentes sónica recarregável

HX7108/03

# Especificações

## Intensidades

**Elevada:** Para melhorar a limpeza

**Baixa:** Para dentes e gengivas sensíveis

## Alimentação elétrica

**Voltagem:** 100-240 V

## Especificações técnicas

**Pilha:** Recarregável

**Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia):** 21 dias

**Consumo de energia:** Em modo de espera sem ecrã <0,5 W

**Tipo de pilha:** Lões de lítio

## Design e acabamento

**Cor:** Branco

## Assistência

**Garantia:** 2 anos de garantia limitada

## Fácil de utilizar

**Pega:** Design ergonómico esguio

**Compatibilidade da pega:** Cabeças de escova de encaixe fácil

**Indicador de bateria:** Ícone iluminado indica a carga da bateria

**Temporizador:** BrushPacer e SmartTimer

## Itens incluídos

**Pega:** 1 escova de dentes recarregável 5300

**Estojo de viagem:** 1

**Cabeça de escova:** 2 W2 Optimal White

**Carregador:** 1

## Desempenho de limpeza

**Remoção da placa dentária:** Até 7x igualmente eficaz\*

**Velocidade:** 62 000 movimentos da escova/min.

## Modos

**Limpeza:** Para limpeza diária excecional

## Tecnologia de sensor inteligente

**Resposta da pressão:** Vibração e som pulsante

**Lembrete de substituição:** Permite-lhe saber quando deve substituir a cabeça da escova

