

PHILIPS

sonicare



Ladattava sonic-
sähköhammasharja

5300

Poistaa jopa 7 kertaa enemmän
plakkia

2 tehoa

Sisäänrakennettu painevaroitin

21 päivän akunkesto



HX7109/01

Tehokas plakinpoisto ja valkoisemmat hampaat*

Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia*

Philips Sonicare 5300 -sähköhammasharjassa on käytössä uuden sukupolven Sonicare-tekniikka ja 2 harjaustehoa. Lisäksi harja varoittaa, jos painat liian kovaa. Mukana valkaiseva harjaspää.

Vaivattomampaa hampaiden harjausta

- Mukauta puhdistusta kahdella tehotasolla
- Sisäänrakennettu painevaroitin suojaa ikeniäsi
- Tiedä, milloin harjaspää on aika vaihtaa

Ensiluokkainen puhdistus

- Uuden sukupolven Sonicare-tekniikkaa
- Tehokasta puhdistusta ja tummentumien poistoa – tuloksena valkoisemmat hampaat

Suunniteltu omaan elämäntyyliisi

- Optimaalinen harjaustulos SmarTimer- ja BrushPacer-toiminnoilla
- Tee matkustamisesta helppoa kompaktilla, kestävällä matkakotelollamme
- Laserhitsattua kestävyyttä
- Jopa 3 viikkoa harjaamista yhdellä latauksella


Kohokohdat

W2 Optimal White -harjaspää



Philips Sonicare 5300 -hammasharja puhdistaa hampaat perusteellisesti ja irrottaa vaivattomasti pintavärjytymiä tehden hampaista valkoisemmat. W2 Optimal White -harjaspään ansiosta voit ylläpitää valkaisua ammattilaisen tekemien valkaisukäsittelyjen välillä. Se myös poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja.

Uuden sukupolven Sonicare-tekniikkaa



Nauti hyvästä harjauskokemuksesta ja uudentasoisesta suunhoidosta uuden sukupolven Sonicare-tekniikan ansiosta. Harjauksen aikana hammasharjan innovatiivinen magneettijärjestelmä mukauttaa harjaustehoa ja tarjoaa optimaaliset 62 000 harjausliikettä minuutissa myös vaikeapääsyissä paikoissa. Dynaaminen puhdistustoiminto taas tukee harjaksien plakinpoistotehoa, jotta voit nauttia puhtaammista hampaista jokaisen harjauskerran jälkeen.

2 tehotasoa



Philips Sonicare 5300 -hammasharjassa on kaksi tehotasoa, jotta voit huolehtia hampaistasi ja ikenistäsi mahdollisimman hyvin.

Voimakkaammalla teholla voit puhdistaa hampaasi entistä tehokkaammin, ja matalampi tehotaso tarjoaa perusteellisen mutta hellän puhdistuksen.

Sisäänrakennettu painevaroitin



Et välttämättä itse huomaa harjaavasi liian kovaa, mutta tämä hammasharja huomaa sen kyllä. Sen älykäs anturi havaitsee, jos painat liikaa, ja antaa äänimerkin ja hidastaa värinää. Näin tiedät, milloin sinun tulee mukauttaa harjaamistasi, ja suojaat paremmin ikeniäsi.

BrushSync-vaihtomuistutus



Harjaspään säännöllinen vaihtaminen on tärkeä osa suun terveydestä huolehtimista. BrushSync-tekniikan avulla voit varmistaa, että harjaspääsi toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä innovatiivinen tekniikka seuraa hammasharjan käyttöä ja harjaamisen voimakkuutta ja kertoo, kun harjaspää on aika vaihtaa uuteen.


2 minuutin ajastin ja intervalliajastin



Hampaiden perusteelliseen puhdistukseen tarvitaan vain kaksi minuuttia, ja SmarTimer kertoo, kun olet harjannut riittävästi. Koko suun

tasaisemman harjaamisen mahdollistava BrushPacer jakaa harjausajan erillisiin jaksoihin ja keskeyttää hammasharjan värinän aina, kun on aika siirtyä seuraavaan jaksoon. Näin voit saada tasaisen puhtaan suun jokaisella harjauskerralla.

Suunniteltu kestämään



Philips Sonicare -hammasharjat on suunniteltu lujiksi, kevyiksi ja kestäviksi. Kehittyneen laserhitsauksen ansiosta hammasharjamme kestävät käytössä vuodesta toiseen.

Jopa 3 viikkoa latausten välillä



Tässä hammasharjassa on laadukas akku, joka tehostaa harjauskokemustasi. Yhdellä latauksella saat jopa kolme viikkoa harjausaikaa, ennen kuin hammasharja täytyy ladata uudelleen.

Kompakti matkakotelo



Uudistettu matkakotelomme on riittävän kompakti laukkuun sujutettavaksi ja riittävän vankka pitämään Philips Sonicare -hammasharjasi turvassa myös tien päällä. Hammasharjan lisäksi siihen mahtuu myös kaksi harjaspäätä. Voit nyt matkustaa huoletta sinne, minne tie sinut viekään.

5300

Ladattava sonic-sähköhammasharja

HX7109/01

Tekniset tiedot

Tehotasot

Korkea: Tehokkaampaa puhdistusta
Matala: Aristaville ikenille ja hampaille

Älykäs tunnistintekniikka

Muistutus vaihtamisesta: BrushSync antaa muistutuksen, kun on aika vaihtaa harjaspäät

Älykäs tunnistintekniikka

Painepalaute: Vaimeneva värinä ja äänimerkki

Virta

Jännite: 100–240 V

Tekniset tiedot

Käyttöaika (täydestä tyhjään): 21 päivää

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Mustavalkoinen

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Helppokäyttöinen

Yhteensopiva kahva: Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Latauksen ilmaisin: Valaistu kuvake osoittaa akun latauksen

Ajastin: SmarTimer ja BrushPacer kokonaisvaltaiseen, tehokkaaseen harjaamiseen

USB-A-lataus: Ei sisällä virtasovitinta

Pakkauksen sisältö

Kuljetuskotelo: 2 ohutta matkakotelo

Laturi: 1

Kahva: 2 5300 ladattavaa sähköhammasharjaa

Harjaspää: 2 W2 Optimal White -harjaspäätä

Puhdistusteho

Plakin poisto: Jopa 7 kertaa tehokkaampi*

Nopeus: 62 000 harjausliikettä minuutissa

Valkaisu: Poistaa tummentumia

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

