

Philips Philips Avent
Stamme til membran

Hvit
Brystpumper

CP1680/01



Skaper vakuomet som trengs for pumping

Se nedenfor for kompatibilitet

Stammen kobler håndtaket til pumpen, noe som gjør at membranen kan beveges for å skape vakuum. Dette får melken til å strømme.

PHILIPS

Spesifikasjoner

Passer produkttypene

- SCF330/11: SCF330



Utgivelsesdato
2024-11-11

Versjon: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
eiere.

www.philips.com