

# PHILIPS

## sonicare



Oppladbar  
tannbørste

Series 7100

Fjerner opptil 10 ganger så mye  
plakk\*

Opptil syv ganger sunnere  
tannkjøtt\*\*

Neste generasjons Sonicare-  
teknologi

Visuell trykksensor



HX7420/01

## Avansert pleie for sunnere tannkjøtt\*\*\*

Fjerner skånsomt opptil 10 ganger så mye plakk\*

Ta vare på tannkjøttet hver gang du pusser. Vår neste generasjons Sonicare-teknologi gir deg kraftig, men skånsom pussing, selv der det er vanskelig å nå, med opptil 7 ganger sunnere tannkjøtt\*\* og opptil 10 ganger så mye plakkfjerning\*.

### Tannpussen blir enkel

- Velg din ideelle tannpussopplevelse
- Tannpuss med veiledning
- Pusseinsikt rett i håndflaten
- Puss etter beste evne med byttepåminnelser

### Utformet etter livsstilen din

- Ta med deg pleien og lad overalt
- 21 dager med jevnlig pussing

### Føl omsorgen til Sonicare

- Opptil syv ganger sunnere tannkjøtt\*\*
- Neste generasjons Sonicare-teknologi
- Beskytt tannkjøttet ditt med trykksensoren

## Series 7100

Oppladbar tannbørste

HX7420/01


# Høydepunkter

### Ekstra pleie for tannkjøttet ditt



Støtt tannkjøttelsen med det spesialformulerte G3-børstehodet for tannkjøttelhelse. Busten lar de ytre bustene pusse tannkjøttlinjen selv når du fokuserer på tennene dine. Resultatet er opptil syv ganger sunnere tannkjøtt på to uker\*\*. Fleksibiliteten lar deg også fjerne opptil ti ganger så mye plakk enn en manuell tannbørste\*.

### Neste generasjons Sonicare-teknologi



Denne elektriske tannbørsten bruker vår neste generasjons Sonicare-teknologi, som leverer vår mest pålitelige og konsekvente pussing for strålende resultater hver gang. Motoren justerer kraften automatisk, så det er null tap i ytelse når du pusser de vanskelige å nå områdene. Nyt en skånsom, men effektiv rengjøring for tennene og tannkjøttet ditt med 62 000 bustbevegelser i minuttet. Sonicare Fluid Action hjelper bustene med å pusse ved å dytte væske dypt mellom tennene og langs tannkjøttlinjen.

### Visuell trykksensor




Denne elektriske tannbørsten fra Sonicare har en lysring på basen som sier ifra hvis du pusser for hardt. Bare puss svakere når den lyser opp for å beskytte tannkjøttet ditt.

### Moduser og intensiteter



Gjør tannpussen mer effektiv med 12 pusseinnstillinger. Enten du trenger mer kraft eller har et spesifikt område du vil fokusere på, får du det. Velg mellom Clean-, Sensitive-, Gum Health- og White-modus. Vellg én av tre intensitetsinnstillinger.

### Philips Sonicare-appen



Oppnå tannhelsemålene dine med Sonicare-tannbørsten og -appen. De to samarbeider sømløst for å gi deg veiledning, tips og triks, og tilpasset innhold spesielt for deg. Sammen er dere uslåelige.

### Førsteklasses reiseveske




Reiseetuiet med en integrert ladeport lar deg lade enheten på farten. Den er solid nok til å holde Sonicare-tannbørsten trygg, men kompakt nok til å passe i enhver bag, noe som gjør den til den perfekte følgesvennen.

### SmartTimer og BrushPacer



Sonicare pussetimer lar deg nå målene dine. Hvert 20. sekund ber BrushPacer deg om å pusse et nytt område. Etter 2 minutter gir SmartTimer beskjed om at tannpussen er ferdig.

### Byttepåminnelse



Visste du at børstehodene blir mindre effektive etter tre måneder? Tannhelsepersonell anbefaler å bytte børstehode regelmessig, derfor har Philips Sonicare-tannbørstene byttepåminnelser. Den sporer hvor ofte og hvor hardt du børster, og minner deg på å bytte børstehodet når det er på tide med et nytt.

### 21-dagers batteritid



Opplev opptil 21 dager med jevnlig pussing på full opplading og et nytt nivå av lettvinhet i den daglige rutinen din.

## Series 7100

Oppladbar tannbørste

HX7420/01

# Spesifikasjoner

### Intensitetsnivåer

**Høy:** For å bedre pussingen

**Middels stor:** For hverdagspussing

**Lav:** Til sensitive tenner og tannkjøtt

### Drift

**Spenning:** 100–240 V

### Tekniske spesifikasjoner

**Driftstid (full til tom):** 21 dager

**Batteri:** Oppladbar

**Batteritype:** Litium-ION

**Strømforbruk:** Standby uten skjerm <0,5 W

### Utforming og utseende

**Farge:** Hvit

### Service

**Garanti:** 2 års begrenset garanti

### Kompatibilitet

**Android-kompatibilitet:** Android-telefoner med Bluetooth 4.0 og nyere

**Trådløs Bluetooth-teknologi:** Børsteapp tilkoblet

**iOS-kompatibilitet:** iPhone med Bluetooth 4.0 og nyere

### Brukervennlighet

**Håndtak:** Slank, ergonomisk form

**Håndtakets kompatibilitet:** Børstehoder som klikkes enkelt på plass

**Batteriindikator:** Opplyst ikon viser batteriets

levetid

**Reiseetui:** Førsteklasses reiseveske

**Tidsbryter:** BrushPacer og SmartTimer

### Deler som medfølger

**Håndtak:** 1 7100 oppladbar tannbørste

**Børstehode:** 1 G3 Premium Gum Care

**Reiseetui:** 1 ladeetui for reiser

**Lader:** 1 USB-A-lader

### Rengjøring

**Plakkfjerning:** Opptil ti ganger mer effektiv\*

**For sunt tannkjøtt:** Opptil syv ganger sunnere tannkjøtt\*\*

**Hastighet:** 62 000 børstebevegelser/min

### Moduser

**Clean:** For enestående hverdagsrengjøring

**Hvit:** For å fjerne misfarging

**Sensitive:** Til sensitive tenner og tannkjøtt

**For sunt tannkjøtt:** Masserer tannkjøttet forsiktig

### Teknologi med Smart-sensor

**Tilbakemelding om pussetrykk:** Lysringen lyser i lilla, Vibrasjon og pulserende lyd

**Påminnelse-symbol:** BrushSync gir deg beskjed når det er på tide å bytte børstehode

### Sonicare-app

**Sporing og fremgangsrapporter:** Overvåker pussemønsteret over tid, noe som hjelper deg med å opprettholde god tannhygiene.

### Consumer Trade Item

**Height:** 23.2 cm

**Width:** 6 cm

**Length:** 17.1 cm

**Net weight:** 0.386 kg

**Gross weight:** 0.497 kg

**GTIN:** 8720689021494

**Country of origin:** NL

**Harmonized system code:** 85098000

### Pappkartong

**Height:** 24.9 cm

**Width:** 18.5 cm

**Length:** 19.3 cm

**Net weight:** 1.158 kg

**Gross weight:** 1.625 kg

**GTIN:** 18720689021491

### Pallet Layer

**Height:** 24.9 cm

**Width:** 80 cm

**Length:** 120 cm

### Palle

**Height:** 114 cm

**Width:** 80 cm

**Length:** 120 cm

**Net weight:** 111.168 kg

**Gross weight:** 181.26 kg

**GTIN:** 68720689021496



\* på områder som er vanskelige å nå, sammenlignet med en manuell tannbørste på to uker

\*\* i Gum Health-modus sammenlignet med en manuell tannbørste over en periode på to uker

\*\*\* sammenlignet med en manuell tannbørste