

PHILIPS

sonicare



Ladattava sonic-
sähköhammasharja

6100

Poistaa jopa 20 kertaa enemmän
plakkia

2 harjaustilaa, 3 tehoa

Paineen kuvailmoitus

21 päivän akunkesto



HX7408/01

Puhdistaa aristavatkin hampaat ja ikenet hellävaraisesti

Poistaa jopa 20 kertaa enemmän plakkia*

Philips Sonicare 6100 -sähköhammasharjassa on uuden sukupolven Sonicare-tekniikka, hellävarainen harjaustila, 3 harjaspäätä (plakin poistoon, hellävaraiseen harjaukseen ja valkaisuun) ja mahdollisuus harjata pienellä teholla. Lisäksi paineanturi varoittaa, jos harjaat liian kovaa.

Hellä, erinomainen puhdistus

- Terveempi suu täydellisellä puhdistuksella

Vaivattomampaa hampaiden harjausta

- Tiedä, milloin harjaspää on aika vaihtaa
- Mukauta puhdistusta kuudella harjausasetuksella
- Näkyvä paineanturin varoitus ikenien suojana

Ensiluokkainen puhdistus

- Uuden sukupolven Sonicare-tekniikkaa

Suunniteltu omaan elämäntyyliisi

- Laserhitsattua kestävyyttä
- Jopa 3 viikkoa harjaamista yhdellä latauksella
- Optimaalinen harjaustulos SmarTimer- ja BrushPacer-toiminnoilla

Kohokohdat

A3 All-in-One ja S2 Sensitive



A3 Premium All-in-One -harjaspää on suunniteltu potilaita ajatellen. A3 -harjaspään ansiosta potilaat voivat poistaa jopa 20 kertaa enemmän plakkia*, saada jopa 15 kertaa terveemmät ikenet** ja poistaa jopa 100 % enemmän värjäytyksiä***. Mukana toimitettava: uusi S2 Sensitive -harjaspää, jossa on käytetty kaikkein pehmeimpiä Sonicare-harjaksia, tarjoaa hellän puhdistuksen ja irrottaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia vaikeapääsyisistä paikoista*.

Uuden sukupolven Sonicare-tekniikkaa



Nauti hyvästä harjauskokemuksesta ja uudentasoisesta suunhoidosta uuden sukupolven Sonicare-tekniikan ansiosta. Harjauksen aikana hammasharjan innovatiivinen magneettijärjestelmä mukauttaa harjaustehoa ja tarjoaa optimaaliset 62 000 harjausliikettä


minuutissa myös vaikeapääsyissä paikoissa. Dynaaminen puhdistustoiminto taas tukee harjaksien plakinpoistotehoa, jotta voit nauttia puhtaammista hampaista jokaisen harjauskerran jälkeen.

6 harjausasetusta




Aristaville ikenille ja hampaille suunnitellun Philips Sonicare 6100 -hammasharjan ansiosta potilas voi valita kahden harjaustilan väliltä itselleen sopivimman. Sensitive-tila mahdollistaa hellän, perusteellisen puhdistuksen, ja Clean-tila taas poistaa plakkia ja puhdistaa suun perusteellisesti. Potilas voi muokata harjauskokemustaan säätämällä voimakkuutta kolmen voimakkuustason välillä molemmissa harjaustiloissa.

Paineanturi valorenkaalla



Potilas ei välttämättä itse huomaa harjaavansa liian kovaa, mutta tämä hammasharja huomaa sen kyllä. Sen älykäs anturi huomaa, jos potilas painaa liian kovaa, ja välähtää violettina ja hidastaa värinää. Näin potilas tietää, milloin hänen tulee mukauttaa harjaamistaan, ja pystyy suojaamaan paremmin ikeniään.


BrushSync-vaihtomuistutus



Harjaspään säännöllinen vaihtaminen on tärkeä osa suun terveydestä huolehtimista. BrushSync-tekniikan avulla potilas voi varmistaa, että harjaspää toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä innovatiivinen tekniikka seuraa hammasharjan käyttöä ja harjaamisen voimakkuutta ja kertoo, kun harjaspää on aika vaihtaa uuteen.


Kohokohdat

2 minuutin ajastin ja intervalliajastin



Hampaiden perusteelliseen puhdistukseen tarvitaan vain kaksi minuuttia, ja SmarTimer kertoo, kun potilas on harjannut riittävästi. Koko suun tasaisemman harjaamisen mahdollistava BrushPacer jakaa harjausajan erillisiin jaksoihin ja keskeyttää hammasharjan värinän aina, kun on aika siirtyä seuraavaan jaksoon. Näin potilaasi voi saada tasaisen puhtaan suun jokaisella hampaiden harjauskerralla.

Suunniteltu kestäämään



Philips Sonicare -hammasharjat on suunniteltu läpikotaisin lujiksi, kevyiksi ja kestäviksi. Kehittyneen laserhitsauksen ansiosta hammasharjamme kestävät käytössä vuodesta toiseen.

Jopa 3 viikkoa latausten välillä



Tässä hammasharjassa on laadukas akku, joka tehostaa harjauskokemusta. Yhdellä latauksella potilas saa jopa kolme viikkoa harjausaikaa, ennen kuin hammasharja täytyy ladata uudelleen.

Tekniset tiedot

Tehotasot

Korkea: Tehokkaampaa puhdistusta

M: Päivittäiseen puhdistukseen

Matala: Aristaville ikenille ja hampaille

Älykäs tunnistintekniikka

Muistutus vaihtamisesta: BrushSync antaa muistutuksen, kun on aika vaihtaa harjaspäätä

Älykäs tunnistintekniikka

Painepalaute: Valorengas palaa violettina, Vaimeneva värinä ja äänimerkki

Virta

Jännite: 100–240 V

Tekniset tiedot

Käyttöaika (täydestä tyhjään): 21 päivää

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Valkoinen

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Helppokäyttöinen

Yhteensopiva kahva: Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Latauksen ilmaisin: Valaistu kuvake osoittaa akun latauksen

Ajastin: SmarTimer ja BrushPacer

kokonaisvaltaiseen, tehokkaaseen harjaamiseen

USB-A-lataus: Ei sisällä virtasovitinta

Pakkauksen sisältö

Laturi: 1

Kahva: 1 6100 ladattava sähköhammasharja

Harjaspää: 30 S2 Sensitive -harjaspäätä, 30 A3

Premium All-in-One -harjaspäätä

Puhdistusteho

Plakin poisto: Jopa 20 kertaa tehokkaampi*

Nopeus: 62 000 harjausliikettä minuutissa

Ikenien hyvinvointi: Jopa 15 kertaa terveemmät ikenet***

Valkaisu: Jopa 100 % vähemmän värjäytymiä**

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

Hellävarainen: Aristaville ikenille ja hampaille

