

PHILIPS



Sähköhammasharja

Philips One by Sonicare

One-hammasharja puhdistaa paremmin

One-hammasharja mukaan matkaan

One-hammasharja on vaivaton

One-hammasharjassa on useita väri vaihtoehtoja



HY1200

Vie harjaus uudelle tasolle

Uusi One-sähköhammasharja parantaa harjaustulosta ja tekee hymystäsi loistavamman. Sähköhammasharjan voi ottaa mukaan minne vain. Virtaviivainen ja kevyt muotoilu sekä kätevä matkakotelo tekevät hammasharjasta täydellisen – valitse vain haluamasi väri!

Huolellisempaa harjausta

- Tehosta harjaustasi

Liikkeessä

- Täydellinen matkakumppani: mukana käytännöllinen matkakotelo

Vaivattomuus

- Hammasharja opastaa sinua ja auttaa parantamaan suunhoitorutiiniasi
- Kuukausi harjausta yhdellä latauksella
- Vie manuaalinen harjaus uudelle tasolle

Useita väri vaihtoehtoja

- Väri kaikkiin tyyliihin

Kohokohdat

Tehosta harjaustasi

Harjaa hampaat tavalliseen tapaan. Philips Onen pehmeät harjakset ja hellävaraiset mikrovärähtelyt tehostavat harjaustasi.

Täydellinen matkakumppani: mukana käytännöllinen matkakotelo



Philips One on tyylikäs sähköhammasharja. Se on pieni ja kevyt pitää kädessä, kuten vanha manuaalinen hammasharjasi. Sillä on käytännöllinen suoja harjaspäälle ja lataaminen on helppoa missä vain USB:n kautta.

Paranna harjausrutiinia

Tiesitkö, että puhtaampi, valkoisempi ja kirkkaampi hymy syntyy jo kahdessa minuutissa? Philips One -hammasharjan Smart Timer -ajastin muistuttaa 30 sekunnin välein siirtymisestä seuraavalle hammasneljännekselle.

Väri kaikkiin tyyliihin

Valitse tyyliisi sopiva väri, oli se sitten shadow, hohde, lumi tai salvia. Voit luoda oman väriyhdistelmän yhdistämällä kahvaan eri väreisiä harjaspäitä.

Kuukausi harjausta yhdellä latauksella

One-hammasharjan lataaminen on helppoa. Irrota päätykansi, liitä USB-C-kaapeli hammasharjaan ja odota, että merkkivalo lakkaa vilkkumasta. Voit käyttää hammasharjaa 30 päivää yhdellä latauksella. Se on yhtä kuin kuukausi entistä valkoisempaa ja kirkkaampaa hymyä.

Vie manuaalinen harjaus uudelle tasolle

Haluatko puhdistaa hampaasi tehokkaasti mutta hellävaraisesti? Philips One -hammasharjan pehmeät harjakset muodostavat ainutlaatuisen kuvion, ja ulottuvat siten hampaiden väleihin puhdistaan hampaat perusteellisesti.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Käyttöaika (täydestä tyhjään): Jopa 30 päivää

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Shadow

Yhteensopivuus

Harjaspäiden yhteensopivuus: Yhteensopiva vain seuraavien kanssa: Philips One -kahvat
Yhteensopiva kahva: Ei ole yhteensopiva seuraavien kanssa: muut, Philips Sonicare -harjaspäät

Pakkauksen sisältö

Kuljetuskotelo: Philips One -kuljetuskotelo

Harjaspäät: 1 Philips One -harjaspää

Kahva: Philips One, 1 kpl

