

Philips Philips Avent
Stamme til membran

Hvit
Brystpumper

CP1970/01



Skaper vakuomet som trengs for pumping

Se nedenfor for kompatibilitet

Stammen kobler håndtaket til pumpen, noe som gjør at membranen kan beveges for å skape vakuum. Dette får melken til å strømme.

PHILIPS

Spesifikasjoner

Reservedeler

• Passer produkttypene: SCF430/01 SCF430/03

SCF430/10 SCF430/13 SCF430/15 SCF430/16
SCF430/20 SCF430/30 SCF441/01



Utgivelsesdato
2024-11-14

Versjon: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
eiere.

www.philips.com