

Avent Philips Electronic
Breast Pumps
Ventil

Hvit
Andenebbventil

CP2077/01



Lar melken flyte ned i flasken

Finn produkter som passer til, i kategorien Spesifikasjoner

Ventilen gjør det mulig å overføre melk fra pumpen til flasken.

PHILIPS
AVENT

Spesifikasjoner

Reservedeler

- Passer produkttypene: SCF301, SCF303, SCF323,

SCF363, SCF417, SCF901, SCF902, SCF903



Utgivelsesdato
2024-11-14

Versjon: 3.2.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
eiere.

www.philips.com