

PHILIPS



IPL-hårfjerningsenhed
med SenseIQ

Lumea IPL 9900 Series

SmartSkin-sensor

4 intelligente tilbehørsdele: krop,
ansigt, bikini, armhuler

Eksklusive AI-drevne app-
funktioner

Til brug med eller uden ledning



BRI951/01

Trådløs lethed, personlig behandling med SenseIQ

Nyd 12 måneder med glat og hårfri hud*

Nyd problemfri, personlig behandling med den ledningsfri version af vores hurtigste Lumea IPL-enhed. SenseIQ-teknologi med smart tilbehør og vejledning i Lumea IPL-appen for at give dig glat hud i lang tid.

Skånsom og effektiv til glat hud, der varer længe

- Hurtige resultater med behandlinger kun hver 2. uge
- Praktisk takket være både ledning og ledningsfri muligheder
- Udviklet i samarbejde med dermatologer til at være nem og effektiv

Komplet løsning til ansigt og krop

- Komplet løsning til ansigt og krop med 4 smarte tilbehørsdele
- Velegnet til de fleste hudfarver og hårfarver

Personligt tilpasset IPL-hårfjerningsbehandling

- Skånsomt og behageligt med SenseIQ
- Smart kropshårsanalyse med SkinAI

Vigtigste nyheder

2x om måneden for hurtige resultater




Kom i gang med den indledende fase med 4 behandlinger kun hver 2. uge – det er halvt så mange behandlinger som andre mærker. Derefter skal du blot følge op hver måned for at bevare resultatet.

SenseIQ-teknologi



Lumea 9900-serien har fem let justerbare lysindstillinger. Vores SmartSkin-sensor læser din hudfarve og hjælper dig med at finde den mest behagelige indstilling. Intelligente tilbehørsdele tilpasser behandlingen til hvert kropsområde.

Praktisk takket være både ledning og ledningsfri muligheder



Philips Lumea er designet til at være praktisk og nem at bruge. Brug enheden med ledning til en hurtig behandling på store kropsområder, f.eks.

dine ben, eller brug den trådløse batteritilstand til at behandle svært tilgængelige kropsområder med præcision.

4 smarte tilbehørsdele




Specialdesignede tilbehørsdele passer perfekt til kroppens kurver og udløser de mest effektive programmer for hvert kropsområde, når de er tilsluttet. Ansigt: fladt design og lille vindue med UV-filter. Krop: buer indad med et stort vindue. Bikinilinje og under arme: buer udad til områder, der er svære at komme til.

Udviklet i samarbejde med dermatologer



Som en førende virksomhed inden for sundhedsteknologi har Philips udviklet Lumea IPL med rådgivning fra dermatologer til nem, effektiv og sikker brug i hjemmet. Lumea IPL er baseret på teknologi, der anvendes i professionelle saloner og tilbyder skånsom behandling, selv på følsomme områder.

Eksklusive SkinAI-funktioner



Vores gratis coaching-app giver trinvis vejledning nu med eksklusiv SkinAI-teknologi til at analysere din kropsbehåring og registrere hårreduktion.

Til de fleste hud- og hårtyper



IPL har brug for kontrast mellem pigmentet i hårfarven og pigmentet i hudfarven, og den virker derfor på naturligt mørkblond, brunt og sort hår og på hudtoner fra lys til mørkebrun (I-IV).

Specifikationer

Tekniske specifikationer for tilbehør

Body treatment attachment: Form: Konvekst buet, Vinduesstørrelse: 4,1 cm², Skræddersyet behandling af krop: Ben, arme og mave

Face treatment attachment: Form: Flad, Vinduesstørrelse: 2 cm², ekstra filter, Skræddersyet behandling af ansigtet: Overlæbe, hage og kæbelinje

Bikini treatment attachment: Form: Konkavt buet, Vinduesstørrelse: 3 cm², Skræddersyet behandling til det følsomme bikiniområde

Underarm treatment attachment: Form: Konkavt buet, Vinduesstørrelse: 3 cm², Skræddersyet behandling til armhulerne

Sikkerhed og justerbare indstillinger

Integreret UV-filter: Beskytter huden mod UV-lys
5 lysenergiindstillinger: Justerbar i forhold til din hudtype

Integreret sikkerhedssystem: Undgår utilsigtede blink

Hudfarvesensor: Registrerer din hudfarve

SmartSkin-sensor: Den rigtige indstillingsangivelse ved behov

Programtilstand

Slide and Flash: For hurtig anvendelse

Stamp and Flash: Til behandling på små områder

Ledningsbaseret/ledningsfri brug: Til brug med eller uden ledning

Tekniske specifikationer

Spænding: 100-240 V

Batteritype: Genopladeligt batteri

High performance lamp: Bygget til at holde, 450.000 blink, svarende til 39 års pærelevetid**

Service

Garanti: 2 års global garanti + 1 ekstra års garanti ved produktregistrering inden for 90 dage

Medfølgende dele

Instructions for use: Brugervejledning

Opbevaring: Luksusetui

Adapter: 19,5 V / 4.000 mA

Anvendelsestid

Underben: 8,5 min

Under armene: 2,5 min.

Bikini line: 2 min

Face areas: 1,5 min.

