

# PHILIPS

## sonicare



Confezione da 4  
testine

For Kids

Pulizia delicata ma efficace

Per bambini dai 7 anni in su

Morbida



HX6044/90

## La testina creata appositamente per i bambini

Protezione contro le carie per bambini dai 7 anni in su

Questo spazzolino Philips Sonicare per bambini previene le carie e consente di mostrare un sorriso smagliante. Pulizia delicata, accurata e coinvolgente per bambini dai tre anni in su.

### Cura per il pianeta

- Realizzata con il 70% di plastica a base biologica
- Confezione riciclabile in carta

### Prestazioni di pulizia superiori per il sorriso dei bambini

- Pulizia delicata per proteggere il sorriso dei bambini
- Comprovata efficacia nell'igiene orale
- Tecnologia Sonicare comprovata

### Per una migliore routine di igiene orale

- Pulizia eccellente in pochi secondi
- Adatto ai bambini dai 7 anni in su

# In evidenza

### Previene le carie dei bambini



Il bambino sarà in grado di sviluppare sane abitudini di pulizia e prevenire le carie in tutta tranquillità. Le testine Philips Sonicare For Kids sono dotate di una sagomatura in gomma per una sensazione più delicata e piacevole all'interno della bocca contro guance e gengive.

### Pulizia affidabile Sonicare



Scopri la pulizia scelta da milioni di persone. Gli spazzolini Philips Sonicare puliscono in modo delicato ma efficace e si prendono cura di denti e gengive con fino a 62.000 movimenti delle setole. L'azione fluidodinamica favorisce le prestazioni delle setole, permettendo al fluido di penetrare in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale.

### Testato per la sicurezza e la qualità



Tutte le testine Philips Sonicare sono progettate e testate meticolosamente per garantire i più elevati standard in termini di qualità, sicurezza e prestazioni.

### Pulizia eccellente in pochi secondi



La nostra potenza sonora consente di sfruttare al meglio il tempo limitato che il tuo bambino dedica a lavare i denti mentre sviluppa delle sane abitudini e perfeziona la sua tecnica di pulizia.

### Progettato appositamente per i bambini



Questa testina è progettata per pulire con cura la bocca dei più piccoli. È dotata di setole morbide per una pulizia delicata, di un profilo di setole

HX6044/90


sagomato per adattarsi ai denti del bambino e di un retro in gomma morbida per un maggiore comfort all'interno della bocca. Disponibile anche in dimensioni più piccole per bambini dai 3 anni in su.

### Plastica bio



Stiamo lavorando per ridurre l'uso di plastica a base di combustibili fossili nei nostri prodotti. Ecco perché il 70% della plastica utilizzata in questa testina è a base biologica.\*

### Confezione in carta



Tutte le nostre testine sono fornite in confezioni in carta che possono essere riciclate presso strutture specializzate.

## For Kids

Confezione da 4 testine

HX6044/90

# Specifiche

### Consumer Trade Item

Height: 23.05 cm  
Width: 2.57 cm  
Length: 6 cm  
Net weight: 0.032 Kg  
Gross weight: 0.05 Kg  
GTIN: 8720689036849  
Country of origin: US

### Scatola esterna

Height: 13.8 cm  
Width: 14.2 cm  
Length: 24.8 cm  
Net weight: 0.32 Kg  
Gross weight: 0.614 Kg  
GTIN: 18720689036846

### Pallet

Height: 119.4 cm  
Width: 80 cm  
Length: 120 cm  
Net weight: 53.76 Kg  
Gross weight: 126.65 Kg  
GTIN: 68720689036841

### Aspetto e rifiniture

Consistenza rigida delle setole: Morbida  
Colore: Bianco/Aqua  
Misura: Standard

### Pallet Layer

Height: 13.8 cm  
Width: 80 cm  
Length: 120 cm

### Compatibilità

Sistema con testine: Ad aggancio  
Non adatto per: Philips One  
Spazzolini compatibili: Philips Sonicare For Kids

### Accessori inclusi

Testine: 4 For Kids dai 7 anni in su

### Qualità e prestazioni

Sostituzione: Ogni 3 mesi  
Testata: per un uso ottimale  
Fabbricato in: Stati Uniti  
Vantaggi: Pulizia delicata

