

# PHILIPS

## sonicare

2+1-Packung  
Bürstenköpfe

Premium All-in-One

Entfernt 20 x mehr Plaque\*

100 % weißere Zähne in nur  
2 Tagen\*\*\*

Bis zu 15 x gesünderes  
Zahnfleisch in sechs Wochen\*  
Soft



HX9093/87

## Der Bürstenkopf für umfassende Pflege

Bis zu 20 x mehr Plaque-Entfernung\*

Erleben Sie das Beste der elektrischen Philips Sonicare Zahnbürsten mit diesem All-in-One-Ersatzbürstenkopf. Mit einer effektiven Plaque- und Fleckenentfernung sowie einer besseren Zahnfleischgesundheit beginnt Ihre vollständige Mundpflege genau hier.

### Aus Liebe zu unserem Planeten

- Hergestellt aus 70 % biobasiertem Kunststoff\*\*
- Recycelbare Verpackung aus Papier

### In jeder Hinsicht einfach zu bedienen

- Optimales Putzergebnis mit der BrushSync Erinnerungsfunktion
- Passt auf alle Philips Sonicare Handstücke zum Aufstecken

### Das Beste von Sonicare

- Liefert nachweislich eine effektive Mundpflege

### Die beste Leistung von Sonicare

- Bis zu 20 x bessere Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste\*
- Entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen in 2 Tagen\*\*\*
- Bis zu 15 x gesünderes Zahnfleisch in sechs Wochen\*
- Bewährte Sonicare Technologie

## Premium All-in-One

2+1-Packung Bürstenköpfe

HX9093/87


# Besonderheiten

### Unsere beste Plaque-Entfernung




Jeder putzt anders. Daher haben wir diesen Bürstenkopf mit mehrwinkligen Borsten entwickelt, um Plaque unabhängig von Ihrer Putztechnik effizient zu entfernen. Unser All-in-One-Bürstenkopf bietet eine hervorragende Reinigung und entfernt bis zu 20 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste – selbst an schwer erreichbaren Stellen.

### Im Handumdrehen weißere und hellere Zähne



Unser All-in-One-Bürstenkopf verfügt über dreieckige Borsten für mehr Oberflächenkontakt und effektivere Entfernung von Verfärbungen. Die Ergebnisse sprechen für sich: Bis zu 100 % mehr Entfernung von Verfärbungen in weniger als zwei Tagen.\*\*\*

### Besondere Pflege für Ihr Zahnfleisch




Die seitlichen Borsten dieses Bürstenkopfes sind extra lang, damit neben den Zähnen auch der Zahnfleischrand mitgereinigt wird. Das Ergebnis ist ein bis zu 15 x gesünderes Zahnfleisch innerhalb von sechs Wochen.\*

### Zuverlässige Zahnreinigung mit Sonicare




Erleben Sie die Reinigungsmethode, für die sich Millionen Nutzer entscheiden. Die Philips Sonicare Zahnbürsten reinigen und pflegen sanft und zugleich effizient Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch mit bis zu 62.000 Borstenbewegungen. Die Sonicare Flüssigkeitsströmung unterstützt die Borsten bei der Reinigung, indem Flüssigkeit bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands gespült wird.

### Klinisch getestet



Alle Philips Sonicare Bürstenköpfe wurden sorgfältig entwickelt und klinisch getestet. So können Sie sicher sein, dass sie höchste Standards in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Leistung erfüllen.

### Austausch-Erinnerungsfunktion



Wussten Sie, dass Bürstenköpfe nach drei Monaten an Effektivität verlieren? Zahnmedizinisches Fachpersonal empfiehlt, den Bürstenkopf regelmäßig zu wechseln. Deshalb verfügen Philips Sonicare Zahnbürsten über die BrushSync Technologie. Diese erfasst, wie oft und

mit welchem Druck Sie Ihre Zähne putzen, und erinnert Sie dann daran, Ihren Bürstenkopf zu gegebener Zeit auszutauschen.

### Aufsteckbares Design




Dieser Bürstenkopf ist mit allen elektrischen Philips Sonicare Zahnbürsten kompatibel.\*\*\*\* Durch einfaches Aufstecken oder Abnehmen können Sie ihn kinderleicht austauschen und reinigen.

### Biobasierter Kunststoff



Wir arbeiten daran, unseren Einsatz von Kunststoffen auf Basis fossiler Energieträger in unseren Produkten zu reduzieren. Aus diesem Grund besteht dieser Bürstenkopf zu 70 % aus biobasiertem Kunststoff.\*\*

### Verpackung aus Papier



Alle unsere Bürstenköpfe werden in Verpackungen aus Papier geliefert, die in entsprechenden Einrichtungen recycelt werden können.

# Premium All-in-One

2+1-Packung Bürstenköpfe

HX9093/87

## Daten

### Design und Materialausführung

Farbe: Weiß

Härtegrad: Soft

Erinnerungsborsten: Blaue Farbe der Borsten verblasst

Material des Bürstenkopfs: Weicher, flexibler Kopf aus Gummi

Abmessungen: Standard

Intelligente Bürstenkopf-Erkennung

### Kompatibilität

Bürstenkopfsystem: Aufsteckbar

Nicht geeignet für: Philips One

Kompatible Zahnbürsten: Philips Sonicare

### Artikel enthalten

Bürstenköpfe: 3 A3 Premium All-in-One

### Qualität und Leistung

Austausch: Alle 3 Monate

Geprüft: für optimale Nutzung

Hergestellt in: Österreich

Vorteil: Universell, Gesundes Zahnfleisch, Plaque-Entfernung, Entfernung von Verfärbungen/Aufhellung

### Consumer Trade Item

Height: 23.05 cm

Width: 2.57 cm

Length: 6 cm

Net weight: 0.024 kg

Gross weight: 0.042 kg

GTIN: 8720689037075

Country of origin: AT

### Außenkarton

Height: 13.8 cm

Width: 24.8 cm

Length: 14.2 cm

Net weight: 0.24 kg

Gross weight: 0.534 kg

GTIN: 18720689037072

### Pallet Layer

Height: 13.8 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

### Palette

Height: 111.5 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 40.32 kg

Gross weight: 115.562 kg

GTIN: 68720689037077

