

PHILIPS

sonicare



Balení 2 + 1 ks
hlavice kartáčku

Premium Plaque
Defence

Odstraňuje 10x více plaku*

O 100 % bělejší zuby za 3 dny***

Středně měkké



HX9043/87

Hlavice kartáčku pro hloubkové čištění

Odstraňuje až 10x více plaku*

Díky této náhradní hlavici kartáčku Philips Sonicare s hloubkovým čištěním se snadno vypořádáte se zubním plakem. Je navržena speciálně pro odstraňování plaku, takže zakrátko získáte bělejší a zářivější zuby a zároveň si dopřejete výjimečné každodenní čištění.

Šetrné k planetě

- Vyrobeno ze 70 % z bioplastu**
- Recyklovatelné obaly na bázi papíru

Snadné používání ve všech ohledech

- Čistíte si zuby vždy co nejlépe díky připomenutí BrushSync
- Vhodné pro všechny kartáčky Philips Sonicare s nasazovací rukojetí

Pro vynikající hloubkové čištění

- Až 10x lepší odstranění plaku než manuálním zubním kartáčkem
- Prokazatelně účinná péče o ústní dutinu
- Odstraňuje až o 100 % více skvrn za pouhé 3 dny***
- Osvědčená technologie Sonicare

Premium Plaque Defence

Balení 2 + 1 ks hlavice kartáčku

HX9043/87

Přednosti

Rozlučte se s plakem



Hlubkové čištění vyžaduje speciální postup. Tato měkká kartáčková hlavice zlepšuje pohyb štětín, aby pohodlně dosáhla do více oblastí a odstranila až 10x více plaku než manuální zubní kartáček.

Bělejší a zářivější



Naše kartáčková hlavice pro hlubkové čištění má ve svém středu shluk hustých a tuhých vláken v pětiúhelníkovém tvaru, která bělí a leští zuby a odstraňují až o 100 % více skvrn za pouhé tři dny.***


Spolehlivé čištění zubů se Sonicare



Vyzkoušejte čištění, jaké si už zvolily miliony lidí. Zubní kartáčky Philips Sonicare čistí jemně, ale přesto účinně a pečují o vaše zuby a dásně


pomocí až 62 000 pohybů vláken. Dynamické působení tekutiny podporuje čistící výkon vláken tím, že vhání tekutinu hluboko do mezizubních prostor a podél linie dásní.

Klinicky testováno



Všechny kartáčkové hlavice Philips Sonicare jsou pečlivě navrženy a klinicky testovány. Můžete si tak být jisti, že splňují nejvyšší standard kvality, bezpečnosti a výkonnosti.

Připomenutí výměny



Věděli jste, že kartáčkové hlavice po třech měsících ztrácí na účinnosti? Zubní specialisté doporučují kartáčkovou hlavici pravidelně měnit, a proto jsou zubní kartáčky Philips Sonicare vybaveny technologií BrushSync. Ta sleduje, jak často a jak silně si zuby čistíte, a jakmile nastane čas na výměnu kartáčkové hlavice, upozorní vás.

Design nasazení




Tato kartáčková hlavice je kompatibilní se všemi elektrickými zubními kartáčky Philips Sonicare.**** Výměna a čištění jsou jednoduché díky snadnému nasazování.

Bioplast



Pracujeme na snížení používání plastů na bázi fosilních paliv ve svých produktech. To je důvod, proč 70 % plastů použitých v této kartáčkové hlavici tvoří bioplasty.**

Obaly na bázi papíru



Všechny naše kartáčkové hlavice se dodávají v obalech na bázi papíru, které lze na dostupných místech recyklovat.

Premium Plaque Defence

Balení 2 + 1 ks hlavice kartáčku

HX9043/87

Specifikace

Design a provedení

Barva: Bílá

Měkkost vláken: Středně měkké

Vlákna, která upozorní: Vyblednutí modré barvy vláken

Materiál hlavice kartáče: Měkká a flexibilní gumová hlavice

Velikost: Standardní

Inteligentní rozpoznávání hlavice kartáčku

Kompatibilita

Systém kartáčkových hlavic: Nasazovací

Není vhodné pro modely: Philips One

Kompatibilní kartáčky: Philips Sonicare

Balení obsahuje

Kartáčkové hlavice: 3 C3 Premium Plaque Defense

Kvalita a výkon

Výměna: Každé 3 měsíce

Testováno: pro optimální použití

Vyrobeno v: Německo

Výhoda: Odstraňování zubního plaku, Odstraňování skvrn / bělení

