

PHILIPS

AVENT



Podwójny laktator
samonośny

Elektryczny

Samonośny i bezprzewodowy

Silikonowe lejki SkinSense

Naśladuje rytm ssania dziecka

2-fazowy: stymulacja i odciąganie



SCF532/11

Uwolnij ręce i zyskaj czas dla siebie

Naśladuje naturalny rytm ssania dziecka

Podwójny laktator samonośny HandsFree, stworzony z myślą o skutecznym* i komfortowym odciąganiu pokarmu. Naśladuje naturalny rytm ssania dziecka, łącząc moc, delikatność i lekkość, aby zapewnić wygodne odciąganie pokarmu bez konieczności użycia rąk. Idealny towarzysz każdej mamy.

Swoboda ruchów przy odciąganiu pokarmu

- Swobodne poruszanie się dzięki ultralekkim kubeczkom
- Komfortowy w noszeniu i zapewniający pełną swobodę ruchów

Naśladuje rytm picia dziecka

- Skuteczne odciąganie pokarmu* w rytmie ssania dziecka
- Ciche odciągane pokarmu ze szpitalną mocą

Pełna kontrola, łatwość w użyciu i personalizacja

- Dzięki niewielkiej liczbie elementów czyszczenie i składanie jest bardzo proste
- Kontrola odciągania pokarmu dzięki w pełni przezroczystemu kubeczkom.
- 24 tryby personalizacji odciągania pokarmu

Uniwersalne i komfortowe dopasowanie

- Szeroki wybór lejków i reduktorów lejka dla każdej mamy***
- Silikonowe lejki delikatnie dopasowują się do piersi

Zalety

Naśladuje naturalny rytm ssania dziecka



Niemowleta doskonale wiedzą, jak ssać pierś mamy! Dlatego nasz samonośny laktator bezprzewodowy naśladuje ich naturalny rytm, tempo i ruchy. Dzięki temu możesz znaleźć swój własny rytm skutecznego* odciągania pokarmu i zapewnić optymalny wypływ mleka. Samonośny laktator Philips Avent HandsFree pracuje z częstotliwością nawet 85 cykli na minutę – to aż 2 razy szybciej niż inne samonośne laktatory**.

Silnik o szpitalnej mocy




Niemal bezgłośny silnik oferuje moc porównywalną do szpitalnych laktatorów, zamkniętą w kompaktowym i poręcznym urządzeniu. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi, bezprzewodowy laktator działa z pełną wydajnością i dyskrecją – gdziekolwiek jesteś.

Miękkie osłonki SkinSense



Nasze wyjątkowe, miękkie lejki SkinSense zostały stworzone z myślą o maksymalnym komforcie. Delikatnie dopasowują się do piersi, reagując na naturalne ciepło ciała. Wykonane z bezpiecznego silikonu spożywczego, zapewniają pełne bezpieczeństwo i wygodę każdej mamie.

W pełni przezroczyste kubeczki



Przezroczyste kubeczki zapewniają pełną widoczność zawartości, umożliwiając precyzyjne ustawienie brodawki dla optymalnego odciągania pokarmu. Dzięki temu możesz na bieżąco monitorować ilość mleka i mieć pełną kontrolę – od pierwszej do ostatniej kropli.

Dostosowane do indywidualnych potrzeb



Maksymalizuj ilość odciąganego pokarmu dzięki 8 trybom stymulacji i 16 trybom odciągania. Ustawienia można łatwo dostosować w trakcie sesji, a funkcja automatycznego zapamiętywania idealnych ustawień sprawia, że laktator jest zawsze gotowy do działania.

Pełna swoboda i wygoda noszenia




Laktator wyposażono w pleciony pasek i praktyczny klips, dzięki którym akumulator możesz wygodnie przypiąć do paska lub przewiesić przez tułów. Regulowane mocowanie oraz zacisk paska zapewniają pełną kontrolę i swobodę ruchów, a złączka rurki dba o precyzyjne dopasowanie.

Ultralekkie kubeczki laktatora



Jeden pojemnik waży zaledwie 100 gramów – to nawet 3 razy mniej niż standardowy laktator. Smukłe i lekkie kubeczki wygodnie mieszczą się w biustonoszu, pozostając praktycznie niewyczuwalne.

Komfort i prostota w składaniu i czyszczeniu



Laktator i akcesoria zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej wygodzie użytkowania. Każdy pojemnik składa się z zaledwie pięciu elementów, które można szybko rozłożyć, łatwo umyć – ręcznie lub w zmywarce – i równie sprawnie złożyć z powrotem.

Znajdź odpowiedni rozmiar lejka i reduktora



Dbamy o to, aby każda mama czuła się komfortowo – a to możliwe tylko dzięki idealnie dopasowanemu laktatorowi. Nasza gama lejków i reduktorów lejków pasuje aż w 99% przypadków. Dostępne osobno, zapewniają maksymalny komfort i skuteczność podczas odciągania pokarmu.

Dane techniczne

Moc

Źródło: Akumulator / USB-C (zasilacz nie jest dołączony)

Material

Pojemnik, nakładka przednia, osłona piersi:

Polipropylen

Oslona piersi, membrana, zaworek, wkładka:

Płynny silikon

Silikonowa rurka: Silikon

Zawartość zestawu

Przewód USB-C: 1 szt.

Pasek do noszenia: 1 szt.

Złączka od rurki: 1 szt.

Silnik wielokrotnego ładowania (z odłączanym klipsem): 1 szt.

Pojemnik zbiorczy (zmontowany): 2 szt.

Silikonowe rurki: 2 szt.

Oslona piersi (przeciwpyłowa): 2 szt.

Oslona piersi (21 mm, 24 mm): po 2 szt

Karta rozmiarów brodawek sutkowych: 1 szt.

Wkładka 19 mm: 2 szt.

Łatwość użytkowania

Korzystanie z laktatora: Pełna kontrola, łatwość w użyciu i personalizacja

Funkcje

Swoboda ruchów: Bezdotykowe odciąganie pokarmu

Ustawienia personalizacji: 16 poziomów ssania w trybie odciągania, 8 poziomów ssania w trybie stymulacji

Część silnikowa: Akumulator/USB-C, Pełne naładowanie baterii trwa do 1,5 godziny i wystarcza na około 5 sesji odciągania pokarmu

Specyfika osłony piersi i wkładki: Dostępnych jest kilka rozmiarów dla najlepszego dopasowania

