

PHILIPS

AVENT



Jednoduchá elektrická
odsávačka mlieka

Hands-free

Tichý motor

Výkon na úrovni nemocničných
odsávačiek

Lahké zberné nádoby

Mäkká prispôsobivá silikónová
vločka



SCF531/11

Majte voľné ruky. Majte viac času.

Napodobňuje rytmus pitia dieťaťa

Jednoduchá elektrická hands-free odsávačka materského mlieka Philips Avent je navrhnutá pre efektívne a pohodlné odsávanie. Napodobňuje prirodzený rytmus sania dieťaťa a vďaka vysokému výkonu, jemnému silikónovému materiálu a ľahkej konštrukcii umožňuje odsávanie bez nutnosti drženia.

Fyzická sloboda pri odsávaní

- Pohybujte sa voľne vďaka mimoriadne ľahkému poháriku na zachytávanie mlieka
- Pohodlné nosenie zaisťuje maximálny pohyb

Napodobňuje rytmus pitia dieťaťa

- Odsávajte efektívne* s rytmom, ktorý napodobňuje rytmus vášho dieťaťa
- Tiché odsávanie s výkonom porovnateľným s nemocničnými odsávačkami

Lahké použitie, jednoduché čistenie a montáž

- Sledujte tok mlieka pomocou plne priehľadného pohárika na zachytávanie mlieka
- Prispôbte si odsávanie
- Jednoduché čistenie a montáž s malým počtom dielov

Bezproblémové prispôsobenie pre všetky mamičky

- Rad prsných nadstavcov a veľkostí vložík do prsných nadstavcov pre každú mamičku
- Silikónový nastavec jemne prispôsobuje svoj tvar prsníku

Hlavné prvky

Napodobňuje rytmus sania dieťaťa



Bábätká vedianajlepšie, ako piť! To je dôvod, prečo naša elektrická odsávačka mlieka bez pomoci rúk napodobňuje ich prirodzený rytmus pitia – takže si môžete nájsť svoj vlastný rytmus pre efektívne* odsávanie a optimálny výdaj mlieka. Odsávačka mlieka Philips Avent bez pomoci rúk, ktorá odsáva až 85-krát za minútu, je 2-krát rýchlejšia ako väčšina ostatných odsávačiek**.

Tiché odsávanie s výkonom ako nemocničné odsávačky




Tichá motorová jednotka vám poskytne výkon porovnateľný s nemocničnými odsávačkami, ktorý očakávate od tradičnej odsávačky materského mlieka. V tomto prípade však ide o kompaktné a prenosné prevedenie. Vďaka nabíjacej batérii môžete odsávať výkonne a diskretné kedykoľvek a kdekoľvek.

Jedinečné prsné nadstavce SkinSense



Náš jedinečný silikónový prsný nadstavec SkinSense je navrhnutý na zaistenie maximálneho pohodlia a jemne prispôsobuje svoj tvar vašim prsiam s využitím prirodzeného tepla vášho tela. Prsný nadstavec je vyrobený z potravinárskeho silikónu a zaisťuje pocit neochvejnej istoty.

Prieľadné zberné nádoby



Prieľadná zberná nádoba vám umožní jasný pohľad dovnútra, takže ľahko umiestnite bradavku pre optimálny tok mlieka a zároveň budete mať prehľad o jeho množstve. Odsávajte s istotou od prvej kvapky až po tú poslednú.

Voľnosť pohybu vďaka ultraľahkej zbernej nádobe



Jedna prázdna zberná nádoba na mlieko váži len niečo vyše 100 gramov – je až 3x ľahšia ako plne nositeľná odsávačka materského mlieka. Pohodlne sa zmestí do podprsenky, takmer ani neucítite, že ju máte.

Pohodlie pri nosení pre maximálnu voľnosť pohybu



Naša hands-free odsávačka je navrhnutá tak, aby sa prispôsobila vášmu životnému štýlu. Vďaka praktickému pletenému popruhu a sponke na oblečenie môžete motorovú jednotku nosiť krížom cez telo alebo pripevnenú k opasku. Nastaviteľná dĺžka popruhu vám umožní upraviť si odsávačku presne podľa svojich potrieb. Udržujte si vlastný rytmus, buďte v pohybe a majte všetko pod kontrolou – kedykoľvek, kedykoľvek.


Hands-free

Jednoduchá elektrická odsávačka mlieka

SCF531/11

Hlavné prvky

Odsávanie presne podľa vašich potrieb




Využite každé odsávanie na maximum vďaka 8 úrovniam sania na stimuláciu toku mlieka a 16 úrovniam sania na jeho odsávanie. Prispôsobte si odsávačku presne podľa svojich potrieb a užite si pohodlie automatického zapamätania vášho ideálneho nastavenia – vždy pripravená na použitie.

Jednoduché čistenie a zostavovanie



Odsávačku a jej príslušenstvo sme navrhli tak, aby boli čo najjednoduchšie. Vďaka len niekoľkým spojovacím dielom je jednoduché každú zbernú nádobu rozobrať, vyčistiť (ručne alebo v umývačke riadu), vydezinfikovať a opäť zostaviť.

Nájdite svoju ideálnu veľkosť behom niekoľkých sekúnd



Pomocou karty na meranie veľkosti bradaviek ľahko zistíte ideálnu veľkosť silikónových prsných vložiek a nástavcov na bradavky, ak je to potrebné. Meranie trvá len chvíľku a vďaka širokému rozsahu veľkostí, ktoré vyhovujú 99 % mamičiek, máte o pohodlné a bezpečné nosenie postarané.

Technické údaje

Príkon

Zdroj: Nabíjateľná batéria/USB-C (adaptér nie je súčasťou balenia)

Materiál

Pohárik, predný kryt, kryt prsného nastavca:

Polypropylén

Prsný nastavec, membrána, ventil, vložka:

Tekutý silikón

Silikónová hadička: Silikónový

Čo je súčasťou balenia

Kábel USB-C: 1 ks

Pás na prenášanie: 1 ks

Nabíjateľná pohonná jednotka (s odnímateľnou

sponou): 1 ks

Pohárik na zachytávanie mlieka (zložený): 1 ks

Silikónové hadičky: 1 ks

Kryt prsného nastavca (protiprachový): 1 ks

Prsný nastavec (21 mm, 24 mm): 1 ks každý

Karta veľkosti bradaviek: 1 ks

19 mm vložka: 1 ks

Jednoduché použitie

Použitie odsávačky mlieka: Lahké použitie, jednoduché čistenie a montáž

Funkcie

Flexibilita pri pohybe: Odsávanie bez použitia rúk

Nastavenia prispôsobenia: 16 úrovní odsávania v režime odsávania, 8 úrovní odsávania v režime stimulácie

Pohonná jednotka: Nabíjateľná batéria/USB-C, Plné nabitie batérie trvá až 1,5 hodiny a vydrží cca. 5 odsávaní

Špecifikácie prsného nastavca a vložky:

K dispozícii je niekoľko veľkostí pre ideálne prispôsobenie

