

PHILIPS

AVENT



Dvostruke čašice za
prikupljanje

Hands-free



SCF439/01

Praktična uporaba kod kuće i u pokretu

Čašice za prikupljanje za izdajanje bez uporabe ruku

Bilo da ste doma, u pokretu ili čak na poslu, vaša rutina izdavanja bit će jednostavnija i učinkovitija ako imate spreman dodatni par handsfree čašica za prikupljanje. Sadrži 4 silikonska štitnika za dojke SkinSense i 2 umetka za štitnike.

Ostale prednosti

- Za električne izdajalice Premium, Advanced i Hands-Free

Fizička sloboda tijekom izdavanja

- Slobodno se krećite uz izuzetno lagane čašice za prikupljanje

Oponaša bebin ritam pijenja

- Učinkovito* izdavanje uz ritam koji oponaša bebin

Jednostavno se upotrebljavaju, čiste i sastavljaju

- Pratite protok mlijeka zahvaljujući potpuno prozirnim čašicama za prikupljanje
- Jednostavno čišćenje i sastavljanje uz manje dijelova

Sveobuhvatno i besprijeorno pristajanje

- Silikonski štitnici nježno se oblikom prilagođavaju vašim dojka
- Potpun asortiman štitnika za dojke i umetaka za štitnike
- Pronadite onaj koji vam najbolje odgovara u nekoliko sekundi

Hands-free

Dvostruke čašice za prikupljanje

SCF439/01

Istaknute znač.

Oponaša bebin ritam pija




Bebe znaju kako najbolje piti! Zato naša handsfree električna izdajalica oponaša njihov prirodni ritam pija – tako ćete pronaći vlastiti ritam za učinkovito* izdavanje i optimalan izlaz mlijeka. Štitnici za dojku i umeci odgovarajuće veličine pružaju podršku prilikom izdavanja zahvaljujući sigurnom i udobnom pristajanju na svakom koraku.

Jedinstveni štitnici SkinSense



Naši jedinstveni silikonski štitnici za dojke SkinSense dizajnirani su za vrhunsku udobnost, nježno se oblikom prilagođavajući vašim dojka s pomoću prirodne topline vašeg tijela. Štitnici za dojku napravljeni su od silikona koji se može upotrebljavati za hranu, tako da možete biti bezbrižni.

Prozirna čašica za prikupljanje



Prozirne čašice za prikupljanje pružaju neometan pogled unutra. Pomažu vam pravilno postaviti bradavice kako bi se postigao najbolji izlaz

mlijeka i kako biste mogli vizualno pratiti količinu izdojenog mlijeka. Za pouzdano izdavanje od prve do posljednje kapi.

Izuzetno lagana čašica za prikupljanje




Jedna čašica za prikupljanje tek je nešto teža od 100 grama kad je prazna – do 3 je puta laganija od potpuno nosive izdajalice. Čašice se mogu udobno smjestiti u grudnjak i jedva su vidljive.

Kartica za određivanje veličine bradavice



Upotrijebite karticu za određivanje veličine bradavice kako biste saznali koja je vaša idealna veličina štitnika za dojke, kao i umetaka za štitnike, ako ih upotrebljavate. Mjerenje je gotovo u tren oka, a raspon odgovara 99 % majki, tako da je udobno i sigurno pristajanje zajamčeno.

Jednostavno čišćenje i sastavljanje



Naša izdajalica i dodatna oprema dizajnirani su da budu što je moguće jednostavniji. Zahvaljujući samo nekoliko dijelova koji se


povezuju, svaka čašica za prikupljanje vrlo se jednostavno rastavlja, čisti (ručno ili u perilici posuda) i sastavlja.

Dodatna kompatibilnost



Ove handsfree čašice za prikupljanje mogu se upotrebljavati s Philips Avent električnim izdajalicama Premium, Advanced i Hands-Free. Za zamjenu čašica potrebno je nekoliko sekundi, prednostima nema kraja.

Odgovara 99 % mama



Pružamo podršku svakoj majci kako bi se osjećala najbolje što može, a odgovarajuće pristajanje bitan je dio toga. Ovaj početni komplet sadrži naš puni asortiman štitnika za dojke i umetaka za štitnike različitih veličina, što će odgovarati 99 % mama i osigurati im vrhunsku udobnost tijekom izdavanja.

Hands-free

Dvostruke čašice za prikupljanje

SCF439/01

Specifikacije

Materijal

Čašica, Prednji poklopac, pokrov štitnika za dojku: Polipropilen

Štitnik za dojku, membrana, ventil, umetak:

Tekući silikon

Silikonska cijev: Silikon

Što se nalazi u paketu

Čašica za prikupljanje (sastavljena): 2 komada

Silikonske cijevi: 2 komada

Pokrov štitnika za dojku (zaštita od prašine): 2

komada

Štitnik za dojku (21 mm, 24 mm): Svaki 2 komada

Umetak od 19 mm: 2 komada

Jednostavnost uporabe

Uporaba izdajalice: Jednostavno se upotrebljavaju, čiste i sastavljaju

Funkcije

Fleksibilnost pokreta: Izdajanje bez uporabe ruku

Podaci o štitniku za dojku i umetku: Dostupno je nekoliko veličina kako bi se osiguralo najbolje pristajanje

