

# PHILIPS



Wiederaufladbare  
Schallzahnbürste

6100

Bis zu 10 x mehr Plaque-  
Entfernung

2 Modi, 3 Intensitätsstufen

Visuelle Andruckkontrolle

21 Tage Akkulaufzeit



HX7400/06

## Sanfte Reinigung, selbst für empfindliche Zähne und Zahnfleisch

Entfernt bis zu zehnmal mehr Plaque\*

Die Philips Sonicare 6100 verfügt über Sonicare Technologie der nächsten Generation, einen speziellen Modus für empfindliche Zähne und empfindliches Zahnfleisch, einen S2 Sensitive Bürstenkopf und eine niedrige Intensitätsstufe. Außerdem wird eine Druckwarnung ausgegeben, wenn Sie zu hart bürsten. Mit Reiseetui.

### Sanfte, außergewöhnliche Reinigung

- Sanfte Reinigung für empfindliche Zähne und empfindliches Zahnfleisch

### Zähneputzen leicht gemacht

- Personalisierte Reinigung mit 6 Putzeinstellungen
- Sie wissen immer, wann es Zeit für einen neuen Bürstenkopf ist
- Schützt Ihr Zahnfleisch mit der visuellen Andruckkontrolle

### Außergewöhnliche Reinigung

- Next-Generation Sonicare Technologie

### Für Ihren Lifestyle entwickelt

- Reisen einfach gemacht mit unserem kompakten, extrem robusten Reiseetui
- Optimieren Sie Ihr Putzerlebnis mit SmarTimer und BrushPacer
- Lasergeschweißt für eine längere Haltbarkeit
- Bis zu 3 Wochen Zähneputzen mit einer vollständigen Ladung


# Besonderheiten

## S2 Sensitive Bürstenkopf



Die Philips Sonicare 6100 bietet eine sanfte Reinigung, selbst für empfindliche Zähne und empfindliches Zahnfleisch. Dank des neuen S2 Sensitive Bürstenkopfes, der von allen Sonicare Bürstenköpfen die weichsten Borsten hat, reinigt sie sanft und entfernt bis zu 10 x mehr Plaque an schwer erreichbaren Stellen.\*\*

## Next-Generation Sonicare Technologie




Genießen Sie ein einzigartiges Zahnputzerlebnis und ein neues Level der Mundhygiene mit der Next-Generation Sonicare Technologie. Während des Putzens passt das innovative Magnetsystem der Zahnbürste die Putzleistung automatisch an. So sorgt sie für eine gleichbleibend optimale Leistung von 62.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute – selbst an schwer erreichbaren Stellen. Die dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung des Bürstenkopfes indem sie sanft Flüssigkeit zwischen die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands pulsiert. So erhalten Sie bei jedem Zähneputzen eine umfassende Reinigung.

## 6 Putzeinstellungen



Die Philips Sonicare 6100 wurde für empfindliche Zähne und empfindliches Zahnfleisch entwickelt und gibt Ihnen die Wahl zwischen 2 Putzmodi. Der Modus "Sensitive" bietet eine sanfte, gründliche Reinigung, während das Programm "Clean" die Sauberkeit betont und sich auf die Plaque-Entfernung konzentriert. Sie können jedes Programm mit einer von 3 Intensitätsstufen von hoch bis niedrig kombinieren, um eine ganz individuelle Reinigung zu erhalten.

## Andruckkontrolle mit Leuchtring



Vielleicht merken Sie es nicht, wenn Sie beim Putzen zu viel Druck ausüben, aber dieser Zahnbürste entgeht es nicht. Der intelligente optische Sensor erkennt übermäßigen Druck präzise. Er blinkt dann violett und gleichzeitig wird die Vibration reduziert. So wissen Sie immer, wann Sie Ihre Putztechnik anpassen müssen, und Ihr Zahnfleisch bleibt geschützt.

## BrushSync Erinnerungsfunktion



Für gute Mundhygiene ist es wichtig, den Bürstenkopf regelmäßig auszutauschen. Mit der BrushSync Technologie können Sie ganz einfach für eine optimale Leistung Ihres Bürstenkopfes sorgen. Die innovative Technologie zeichnet auf, wie häufig und wie intensiv die Zahnbürste genutzt wird, und informiert Sie, wenn ein neuer Bürstenkopf benötigt wird.


## 2-Minuten-Timer und BrushPacer



Für eine vollständige Reinigung benötigen Sie nur zwei Minuten. Unser SmarTimer informiert Sie, wenn die Zeit abgelaufen ist. Für eine gleichmäßige Reinigung im ganzen Mund teilt der BrushPacer Ihren Putzzyklus in Segmente auf, wobei eine kurze Pause bei der Vibration signalisiert, dass es Zeit für das nächste Segment ist. Das hilft Ihnen, bei jedem Zähneputzen eine gleichmäßige Reinigung zu erzielen.

# Besonderheiten

## Langlebiges Design



Wir haben das Design unserer Philips Sonicare Zahnbürsten von innen heraus überarbeitet, damit sie robust, leicht und langlebig sind. Dank unseres fortschrittlichen Laserschweißprozesses können Sie Ihre Zähne mit unseren Zahnbürsten jahrelang putzen.

## Bis zu 3 Wochen zwischen den Ladevorgängen



Diese Zahnbürste verwendet einen leistungsstarken Akku für angenehmes Zähneputzen. Mit nur einer Akkuladung können Sie sich die Zähne bis zu drei Wochen lang regelmäßig putzen, bevor Sie ihn wieder aufladen müssen.

## Kompaktes Reiseetui



Unser überarbeitetes Reiseetui ist kompakt genug, um in die Tasche zu passen, und robust genug, um Ihre Philips Sonicare Zahnbürste unterwegs zu schützen. Im Etui ist nicht nur Platz für Ihre Zahnbürste, sondern auch bequem für zwei Bürstenköpfe – der perfekte Reisebegleiter

# Daten

**Intensitätsstufen**

**Hoch:** Für eine noch bessere Reinigung

**Mittel:** Für die tägliche Reinigung

**Niedrig:** Für empfindliche Zähne und Zahnfleisch

**Leistung**

Stromspannung: 100 bis 240 V

**Technische Daten**

**Batterie:** Wiederaufladbar

**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):** 21 Tage

**Energieverbrauch:** Standby ohne Anzeige

<0,5 W

**Batterietyp:** Lithium-Ionen

**Consumer Trade Item**

GTIN: 8720689044004

Country of origin: NL

**Außenkarton**

GTIN: 18720689044001

**Palette**

**Height:** 114 cm

**Width:** 80 cm

**Length:** 120 cm

**Net weight:** 101.376 kg

**Gross weight:** 171.468 kg

**GTIN:** 68720689044006

**Design und Materialausführung**

Farbe: Weiß

**Service**

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte

Garantie

**Pallet Layer**

**Height:** 24.9 cm

**Width:** 80 cm

**Length:** 120 cm

**Benutzerfreundlichkeit**

**Handstück:** Schlankes, ergonomisches Design

**Akkuanzeige:** Beleuchtetes Symbol zeigt

Akkustand an

**Handstück-Kompatibilität:** Einfach aufsteckbare  
Bürstenköpfe

**Timer:** SmarTimer und BrushPacer für eine  
umfassende und gründliche Reinigung

**Laden über USB-A:** Netzadapter nicht enthalten

**Artikel enthalten**

**Handstück:** 1 6100 wiederaufladbare Zahnbürste

**Reiseetui:** 1 schlankes Reiseetui

**Bürstenkopf:** 1 S2 Sensitive

**Ladegerät:** 1

**Reinigungsleistung**

**Plaque-Entfernung:** Bis zu 10 x effektiver\*

**Gesundes Zahnfleisch:** Bis zu 5 x gesünderes  
Zahnfleisch\*\*

**Geschwindigkeit:**

62.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.

**Programme**

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

**Sensitive:** Für empfindliche Zähne und  
Zahnfleisch

**Intelligente Sensor-Technologie**

**Druck-Feedback:** Leuchtring leuchtet violett,  
Abgeschwächte Vibration und pulsierendes  
Geräusch

**Erinnerungsfunktion:** BrushSync informiert Sie,  
wenn der Bürstenkopf ausgewechselt werden  
sollte

