

PHILIPS

sonicare



Sonična električna
četkica za zube

ProtectiveClean 4300

Ugrađeni senzor za pritisak

1 način čišćenja

1 značajka BrushSync



HX6807

Bjelji zubi. Na nježan način.

Izbjeljuje zube u samo 1 tjedan.

Osjetite razliku nježnog čišćenja uz naš senzor za pritisak uz izbjeljivanje zuba u 1 tjedan.

Proven to improve oral health

- Sigurna i nježna na osjetljivim područjima, ortodontskim aparatićima i zubima sa stomatološkim zahvatima
- Izbjeljuje zube u samo tjedan dana

Prilagođene vama

- Početni program polako vas uvodi u Philips Sonicare rutinu
- Poticaj za temeljito čišćenje

Innovative technology

- Daje vam do znanja kad prejako pritišćete
- Uvijek ćete znati kad trebate zamijeniti glave četkice
- Napredna sonična tehnologija četkice Sonicare tvrtke Philips
- Povezuje pametnu dršku četkice i pametne glave četkice

Istaknute znač.

Prirodno bjelji zubi




Postavite glavu četkice W2 Optimal White za uklanjanje površinskih mrlja i otkrivanje bjeljeg osmijeha. Zahvaljujući gusto raspoređenim vlaknima za uklanjanje mrlja u sredini, klinički dokazano izbjeljuje zube u samo tjedan dana.

Tehnologija Philips Sonicare



Napredna sonična tehnologija četkice Sonicare tvrtke Philips šalje mlazove vode između zuba, dok njezini potezi četkanja razbijaju naslage i uklanjaju ih te tako pružaju izvanredno svakodnevno čišćenje.

Korisni mjerači vremena



Trebate električnu četkicu za zube s mjeracem vremena? QuadPacer vas obaviještava da je isteklo odgovarajuće vrijeme čišćenja svakog dijela usta, dok vas naš Smartimer obaviještava da su istekle dvije preporučene minute četkanja.

Pratite jačinu pritiska tijekom pranja zuba



Previše snažnim četkanjem zuba možete oštetiti zube i desni. Kako biste to spriječili, Philips Sonicare ProtectiveClean emitira nježni pulsirajući zvuk kao podsjetnik da trebate ublažiti pritisak.

Podsjetnik za zamjenu BrushSync



Sve glave četkice s vremenom će se istrošiti. No naša tehnologija BrushSync prati koliko dugo upotrebljavate glavu četkice i koliko snažno četkate. Kad dođe vrijeme za zamjenu, o tome vas obavještava svjetlo na dršci i kratki zvučni signal. Na taj način možete biti sigurni da glava četkice obavlja dobar posao.

Tehnologija BrushSync




Tehnologija s mikročipom prepoznaje pametnu glavu četkice i usklađuje se s pametnom drškom. Pametna drška i pametna glava zajedno su moćna kombinacija koja omogućuje pametne podsjetnike za zamjenu.

Sigurna i nježna



Možete biti sigurni da će doživljaj četkanja biti siguran: naša sonična tehnologija pogodna je za uporabu s ortodontskim aparatićima, plombama, krunicama i navlakama te pomaže u sprječavanju karijesa i poboljšava zdravlje desni.

Polako se priviknite na novu rutinu



Početak nečega novoga ponekad zahtijeva privikavanje. Program za lak početak pruža vam mogućnost postepenog, nježnog povećavanja snage četkanja tijekom prvih 14 uporaba nove četkice za zube.

ProtectiveClean 4300

Sonična električna četkica za zube

HX6807/24

Specifikacije

Snaga

Napon: 110 – 220 V

Tehničke specifikacije

Baterija: Može se puniti

Vrijeme rada (puna baterija do pražnjenja): Do 2 tjedna

Potrošnja energije: Stanje pripravnosti bez prikaza <0,5 W

Vrsta baterije: Linij-ionska

Dizajn i završna obrada

Boja: Bijela i menta-zelena

Servis

Jamstvo: 2-godišnje ograničeno jamstvo

Jednostavnost uporabe

Indikator baterije: Indikator baterije prikazuje status baterije

Kompatibilnost drške: Glave četkice lako se postavljaju pritiskom

Drška: Tanak ergonomski dizajn

Vrijeme četkanja: Do 2 tjedna

Predmeti u kompletu

Drška: 1 ProtectiveClean

Glave četkice: 1 W2 Optimal White

Punjač: 1

Radne značajke čišćenja

Prednosti za zdravlje: Poboljšava zdravlje desni u samo dva tjedna, Pomaže u sprječavanju karijesa

Brzina: Do 62.000 poteza četkice u minuti

Mjerač vremena: Quadpacer i SmarTimer

Povratne informacije za pritisak: Drška vibrira kako bi upozorila korisnika

Načini rada

Clean (čišćenje): Za odlično svakodnevno čišćenje
2 intenziteta: Niska, Visoka

Napredna tehnologija senzora

Podsjetnici za zamjenu BrushSync: Uvijek ćete znati kada, zamijeniti glave četkice

Senzor za pritisak: Upozorenje u slučaju presnažnog četkanja

