

PHILIPS

AVENT



Dvojité sběrné
nádoby

Hands-free

silikonové prsní vložky SkinSense
nástavce na bradavky



SCF439/01

Praktické použití doma nebo na cestách

Sběrné nádoby pro odsávání bez nutnosti použití rukou

Ať už jste doma, na cestách nebo zpět v práci, díky dvěma sběrným nádobám bude odsávání jednodušší a efektivnější. Průhledné sběrné nádoby umožňují jasný pohled dovnitř, takže snadno umístíte bradavku pro optimální tok mléka a zároveň můžete sledovat jeho množství. Odsávejte s jistotou od první kapky až po tu poslední.

Další výhody

- Pro elektrické odsávačky mateřského mléka Premium, Advanced a Hands-free

Fyzická svoboda při odsávání

- Pohybujte se volně díky ultralehkým sběrným nádobkám

Napodobuje rytmus pití miminka

- Efektivní* odsávání v rytmu, který napodobuje vaše miminko

Snadné používání, jednoduché čištění a sestavování

- Sledujte tok mléka pomocí plně průhledných sběrných nádob
- Snadné čištění a sestavení díky malému množství částí

Přirozené nošení, hladké nasazení

- Silikonové prsní vložky se jemně přizpůsobí vašim prsům
- Kompletní nabídka velikostí prsních vložek a nástavců
- Najděte svou ideální velikost během několika sekund

Přednosti

Napodobuje rytmus sání miminka




Miminka vědí, jak pít nejlépe! Proto naše hands-free elektrická odsávačka mateřského mléka napodobuje jejich přirozený rytmus sání – takže si můžete najít svůj vlastní rytmus pro efektivní* odsávání a optimální tok mléka. Silikonové prsní vložky a nástavce na bradavky správné velikosti podporují vaše odsávání a zajišťují bezpečné a pohodlné nošení na každém kroku.

Silikonová prsní vložka se jemně přizpůsobí vašemu prsu



Náše jedinečná silikonová prsní vložka SkinSense je navržena pro maximální pohodlí a s využitím přirozeného tepla vašeho těla se jemně přizpůsobí vašemu prsu. Prsní vložka je vyrobena z potravinářského silikonu, máte tedy jistotu, že je bezpečná.

Průhledné sběrné nádoby



Průhledné sběrné nádoby umožňují jasný pohled dovnitř, takže snadno umístíte bradavku pro optimální tok mléka a zároveň budete mít přehled o jeho množství. Odsávejte s jistotou od první kapky až po tu poslední.

Ultralehká sběrná nádoba



Jedna prázdná sběrná nádoba na mléko váží jen něco málo přes 100 gramů – je až 3x lehčí než plně nositelná odsávačka mateřského mléka. Pohodlně padne do podprsenky, skoro ani nepoznáte, že tam je.

Karta pro měření velikosti bradavek



Pomocí karty pro měření velikosti bradavek snadno zjistíte ideální velikost silikonových prsních vložek a nástavců na bradavku, pokud je potřeba. Měření zabere jen chvilku a díky širokému rozsahu velikostí, které vyhovují 99 % maminek, máte o pohodlné a bezpečné nošení postaráno.

Snadné čištění a sestavování



Odsávačku a její příslušenství jsme navrhli tak, aby byly co nejjednodušší. Díky několika málo spojovacím dílům je snadné každou sběrnou nádobu rozebrat, vyčistit (ručně nebo v myčce), vydezinfikovat a opět sestavit.

Mimořádná kompatibilita



Tyto sběrné nádoby lze použít s elektrickou odsávačkou mateřského mléka Philips Avent Premium, Advanced a Hands-free. Výměna nádob trvá několik sekund.

Vhodná pro 99 % všech maminek



Podporujeme každou maminku, aby se cítila co nejlépe, a správné přizpůsobení je toho nezbytnou součástí. Tato startovací sada obsahuje nabídku velikostí silikonových prsních vložek a nástavců na bradavky, které padnou 99 % maminek pro maximální pohodlí při odsávání.

Specifikace

Materiál

Nádobka, přední krytka, kryt prsního chrániče:

Polypropylen

Prsní chránič, membrána, ventil, vložka: Tekutý silikon

Silikonová hadička: Silikon

Co je součástí

Sběrná nádobka (sestavená): 2 ks

Silikonové hadičky: 2 ks

Kryt prsního chrániče (proti prachu): 2 ks

Prsní chránič (21 mm, 24 mm): Po 2 kusech

Vložka – 19 mm: 2 ks

Snadné použití

Použití odsávačky: Snadné používání, jednoduché čištění a sestavování

Funkce

Flexibilita pohybu: Odsávání bez nutnosti použití rukou

Specifika prsních chráničů a vložek: K dispozici je několik velikostí, aby si vybrala opravdu každá

