

PHILIPS

AVENT



Dvojitá elektrická odsávačka
mateřského mléka

Hands-free

Tichý motor

Výkon na úrovni nemočičních
odsávaček

Lehké sběrné nádoby

Měkká přizpůsobivá silikonová
vločka



SCF532/11

Volné ruce. Více času pro sebe.

Napodobuje rytmus pití miminka

Dvojitá elektrická hands-free odsávačka mléka Philips Avent je určena pro efektivní* a pohodlné odsávání mateřského mléka. Napodobuje přirozený rytmus sání miminka a díky svému výkonu, jemnosti a lehkosti je ideálním pomocníkem pro odsávání bez nutnosti držení.

Fyzická svoboda při odsávání

- Pohybnost se volně díky ultralehkým sběrným nádobkám
- Pohodlí při nošení pro maximální volnost pohybu

Napodobuje rytmus pití miminka

- Efektivní odsávání*, které napodobuje rytmus sání vašeho miminka
- Tiché odsávání s výkonem srovnatelným s nemočičními odsávačkami

Snadné používání, jednoduché čištění a sestavování

- Sledujte tok mléka pomocí plně průhledných sběrných nádob
- Snadné čištění a sestavení díky malému množství částí
- Přizpůsobte si odsávání díky 24 režimům

Přirozené nošení, hladké nasazení

- Silikonové prsní vložky se jemně přizpůsobí vašim prsům
- Karta pro měření velikosti bradavek

Hands-free

Dvojitá elektrická odsávačka mateřského mléka

SCF532/11

Přednosti

Napodobuje přirozený rytmus sání miminka



Miminka vědí, jak pít nejlépe! Proto naše hands-free elektrická odsávačka mateřského mléka napodobuje jejich přirozený rytmus sání. S až 85 sacími cykly za minutu je hands-free odsávačka mateřského mléka Philips Avent 2x rychlejší než většina jiných odsávaček**.

Tiché odsávání s výkonem srovnatelným s nemocničními odsávačkami




Tichá motorová jednotka vám poskytne výkon srovnatelný s nemocničními odsávačkami, který očekáváte od tradiční odsávačky mateřského mléka. Ale v tomto případě se jedná o kompaktní a přenosné provedení. Díky dobíjecí baterii můžete odsávat výkonně a diskrétně kdykoliv a kdekoliv.

Silikonová prsní vložka se jemně přizpůsobí vašemu prsu



Náše jedinečná silikonová prsní vložka SkinSense je navržena pro maximální pohodlí a s využitím přirozeného tepla vašeho těla se jemně přizpůsobí vašemu prsu. Prsní vložka je vyrobena z potravinářského silikonu, máte tedy jistotu, že je bezpečná.

Průhledné sběrné nádoby



Průhledné sběrné nádoby umožňují jasný pohled dovnitř, takže snadno umístíte bradavku pro optimální tok mléka a zároveň budete mít přehled o jeho množství. Odsávejte s jistotou od první kapky až po tu poslední.

Ultralehká sběrná nádobka



Jedna prázdná sběrná nádoba na mléko váží jen něco málo přes 100 gramů – je až 3x lehčí než plně nositelná odsávačka mateřského mléka. Pohodlně padne do podprsenky, skoro ani nepoznáte, že tam je.

Noste to po svém




Náše hands-free odsávačka je navržena tak, aby se přizpůsobila vašemu životnímu stylu. Díky praktickému pletenému poutku a sponě na oblečení můžete motorovou jednotku nosit křížem přes tělo nebo připevněnou k opasku. Nastavitelná délka poutka vám umožní upravit si odsávačku přesně podle svých potřeb. Udržujte si vlastní rytmus, buďte v pohybu a mějte vše pod kontrolou – kdekoliv, kdykoliv.

Přizpůsobené odsávání




Využijte každé odsávání na maximum díky 8 režimům pro stimulaci toku mléka a 16 režimům pro jeho odsávání. Odsávačku můžete během odsávání jemně doladit a díky automatickému zapamatování ideálního nastavení je odsávačka vždy připravena k použití.

Snadné čištění a sestavování



Odsávačku a její příslušenství jsme navrhli tak, aby byly co nejjednodušší. Díky několika málo spojovacím dílům je snadné každou sběrnou nádobku rozebrat, vyčistit (ručně nebo v myčce), vydezinfikovat a opět sestavit.

Najděte svou ideální velikost během několika sekund



Pomocí karty pro měření velikosti bradavek snadno zjistíte ideální velikost silikonových prsních vložek a nástavců na bradavku, pokud je potřeba. Měření zabere jen chvilku a díky širokému rozsahu velikostí, které vyhovují 99 % maminek, máte o pohodlné a bezpečné nošení postaráno.

Hands-free

Dvojitá elektrická odsávačka mateřského mléka

SCF532/11

Specifikace

Spotřeba

Zdroj: Dobíjecí baterie / USB-C (adaptér není součástí balení)

Materiál

Nádobka, přední krytka, kryt prsního chrániče:

Polypropylen

Prsní chránič, membrána, ventil, vložka: Tekutý silikon

Silikonová hadička: Silikon

Co je součástí

Kabel USB-C: 1 ks

Šňůra na přenášení: 1 ks

Trubičková spojka: 1 ks

Dobíjecí motorová jednotka (s odnímatelným klipem): 1 ks

Sběrná nádobka (sestavená): 2 ks

Silikonové hadičky: 2 ks

Kryt prsního chrániče (proti prachu): 2 ks

Prsní chránič (21 mm, 24 mm): Po 2 kusech

Karta pro určování velikosti bradavek: 1 ks

Vložka – 19 mm: 2 ks

Snadné použití

Použití odsávačky: Snadné používání, jednoduché čištění a sestavování

Funkce

Flexibilita pohybu: Odsávání bez nutnosti použití rukou

Úprava vlastních nastavení: 16 úrovní sání v režimu odsávání, 8 úrovní sání v režimu stimulace

Motorová jednotka: Dobíjecí baterie / USB-C, Plné nabití baterie trvá maximálně 1,5 hodiny a vydrží na přibližně 5 odsávání.

Specifika prsních chráničů a vložek: K dispozici je několik velikostí, aby si vybrala opravdu každá

