

PHILIPS

AVENT



Malé nástavce na
bradavky

Hands-free



SCF554/11

Padnou dokonale

Pro použití se sběrnými nádobami hands-free odsávačky mateřského mléka

Víme, že každá maminka je jiná, a proto nabízíme různé velikosti nástavců na bradavky do silikonových prsních vložek. Nástavce na bradavku do prsních vložek jsou navrženy tak, aby pohodlně a bezpečně seděly i maminkám s menší velikostí prsou a bradavek. Používejte se sběrnými nádobami hands-free odsávačky Philips Avent. V balení najdete 2x nástavec na bradavku (15mm) a 2x nástavec na bradavku (17mm).

Napodobuje rytmus pití miminka

- Efektivní* odsávání v rytmu, který napodobuje vaše miminko

Snadné používání, jednoduché čištění a sestavování

- Snadné čištění a sestavení díky malému množství částí

Přirozené nošení, hladké nasazení

- Karta pro měření velikosti bradavek

Přednosti

Najděte svou ideální velikost během několika sekund



Pomocí karty pro měření velikosti bradavek snadno zjistíte ideální velikost silikonových prsních vložek a nástavců na bradavku, pokud je potřeba. Měření zabere jen chvilku a díky širokému rozsahu velikostí, které vyhovují 99 % maminek, máte o pohodlné a bezpečné nošení postaráno.

Napodobuje rytmus sání miminka



Miminka vědí, jak pít nejlépe! Proto naše hands-free elektrická odsávačka mateřského mléka napodobuje jejich přirozený rytmus sání – takže

si můžete najít svůj vlastní rytmus pro efektivní* odsávání a optimální tok mléka. Silikonové prsní vložky a nástavce na bradavky správné velikosti podporují vaše odsávání a zajišťují bezpečné a pohodlné nošení na každém kroku.

Snadné čištění a sestavování



Odsávačku a její příslušenství jsme navrhli tak, aby byly co nejjednodušší. Díky několika málo spojovacím dílům je snadné každou sběrnou nádobu rozebrat, vyčistit (ručně nebo v myčce), vydezinfikovat a opět sestavit.

Specifikace

Materiál

Prsní chránič a vložka: Pryž z tekutého silikonu

Co je součástí

Vložky (15 mm, 17 mm): Po 2 kusech

Snadné použití

Použití odsávačky: Snadné používání, jednoduché čištění a sestavování

Funkce

Specifika prsních chráničů a vložek: K dispozici je několik velikostí, aby si vybrala opravdu každá

Consumer Trade Item

Height: 6.9 cm

Width: 9.4 cm

Length: 5.5 cm

Net weight: 0.023 kg

Gross weight: 0.078 kg

GTIN: 8720689034623

Country of origin: CN

Harmonized system code: 42021250

Vnější obal

Height: 7.6 cm

Width: 20.4 cm

Length: 22.5 cm

Net weight: 0.186 kg

Gross weight: 0.571 kg

GTIN: 18720689034620

Pallet Layer

Height: 7.6 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Paleta

Height: 90.5 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 37.2 kg

Gross weight: 135.86 kg

GTIN: 68720689034625

Jiné

Height: 90.5 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

GTIN: 68720689034625

