

PHILIPS

AVENT



Dvojne posodice za
zbiranje mleka

Hands-free

Posnema dojenčkov ritem pitja

Svoboda med črpanjem

Enostavna uporaba, čiščenje in
sestavljanje

Vključujoče in brezhibno
prileganje



SCF439/01

Priročno za uporabo doma in na poti

Posodice za zbiranje mleka za prostoročno črpanje

Doma, na poti, pa tudi na delovnem mestu: z dodatnim parom prostoročnih posodic za zbiranje mleka je lahko črpanje preprostejše in učinkovitejše. Vključuje 4 silikonske ščitnike za prsi in 2 vstavka za ščitnike SkinSense.

Druge prednosti

- Za Premium, napredne in prostoročne prsne črpalke

Fizična svoboda med črpanjem

- Z izredno lahkim posodica za zbiranje mleka se lahko brezskrbno premikate

Posnema dojenčkov ritem pitja

- Učinkovito* črpanje z ritmom, ki posnema dojenčkovega

Preprosta uporaba, enostavno čiščenje in sestavljanje

- Spremljajte pretok mleka s popolnoma prozornimi posodicami za zbiranje mleka
- Enostavno čiščenje in sestavljanje z manj sestavnimi deli

Vključujoče in brezhibno prileganje

- Silikonski ščitniki se nežno prilagodijo vašim prsim
- Celotna ponudba velikosti ščitnikov za prsi in vstavkov
- Poiščite popolno velikost v le nekaj sekundah

Značilnosti

Posnema dojenčkov ritem pitja




Dojenčki vedo, kako najboljšje piti. Zato naša prostoročna električna prsna črpalka posnema njihov naravni ritem sesanja, zato lahko vi najdete svoj ritem za učinkovito* črpanje in optimalno proizvodnjo mleka. Ščitniki za prsi in vstavki za ščitnike v pravi velikosti pa podpirajo črpanje s tesnim in udobnim prilaganjem na vsakem koraku.

Edinstveni ščitniki SkinSense



Naši edinstveni silikonski ščitniki za prsi SkinSense so zasnovani za vrhunsko udobje, saj se nežno prilagodijo vašim prsim s pomočjo naravne toplote telesa. Za popolno brezskrbnost so ščitniki za prsi izdelani iz silikona za uporabo v prehrabeni industriji.

Pregledno zbiranje



Prozorne posodice za zbiranje mleka ponujajo neoviran pogled v notranjost. Pomagajo pri pravilni namestitvi na bradavico za najboljšo

proizvodnjo mleka in vizualno spremljanje količine materinega mleka. Za samozavestno črpanje od prve kapljice pa vse do konca.

Izredno lahka posodica za zbiranje mleka



Ena prazna posodica za zbiranje mleka je le malce težja od 100 g, kar je 3-krat manj od popolnoma nosljivih prsnih črpalk. Posodice udobno počivajo v nedrčku, brez znakov prisotnosti.

Kartica za določanje velikosti bradavice



Uporabite kartico za določanje velikosti bradavice in odkrijte popolno velikost ščitnikov za prsi in vložkov za ščitnike, če jih uporabljate. Merjenje traja le nekaj trenutkov, zaradi ponudbe, ki je primerna za 99 % vseh mamic, pa lahko zagotovimo udobno in tesno prilaganje.

Preprosto čiščenje in sestava



Črpalko in dodatno opremo smo zasnovali za čim preprostejšo uporabo. Zahvaljujoč le nekaj priključkom je razstavljanje, čiščenje (ročno ali v


pomivalnem stroju), razkuževanje in sestavljanje posamezne posodice za zbiranje mleka enostavno.

Dodatna združljivost



Te prostoročne posodice za zbiranje mleka lahko uporabljate z električno prsno črpalko Philips Avent Premium, napredno električno prsno črpalko in prostoročno električno prsno črpalko. Menjava posodic je takojšnja, prednosti pa kar trajajo.

Primerno za 99 % vseh mamic



Želimo podpreti vsako mamo pri najboljšem počutju in izbira ustrezne velikosti je tukaj bistvena. Ta začetniški komplet vključuje celotno ponudbo velikosti ščitnikov za prsi in vstavkov za ščitnike, ki so primerni za 99 % vseh mamic in poskrbijo za vrhunsko udobje med črpanjem.

Specifikacije

Material

Posodica, sprednji pokrovček, pokrovček za

ščitnik: Polipropilen

Ščitnik, membrana ventil in vstavek za prsi:

Tekoči silikon

Silikonska cevka: Silikon

Kaj vsebuje

Posodica za zbiranje (sestavljena): 2 kosa

Silikonske cevke: 2 kosa

Protiprašni pokrovček ščitnika za prsi: 2 kosa

Ščitnik za prsi (21 mm, 24 mm): 2 kosa vsak

Vstavek – 19 mm: 2 kosa

Enostavna uporaba

Uporaba prsne črpalke: Preprosta uporaba, enostavno čiščenje in sestavljanje

Funkcije

Prilagodljivost pri premikanju: Prostoročno črpanje

Lastnosti ščitnika in vstavka za prsi: Več velikosti za najustreznejše prileganje

