

PHILIPS

AVENT



Nagyméretű
mellbimbóvédő és betétek

Hands-free

28 mm-es mellbimbópajzsok

26 mm-es pajzsbetétek



SCF552/11

Találja meg a tökéletes illeszkedést

Kéz nélkül használható gyűjtőpoharakkal való használatra

Mivel minden anyuka más, ezek a 28 mm-es mellbimbóvédő és a nagyobb mell- és mellbimbóméretekhez való 26 mm-es mellbimbóvédőbetétek kényelmes, biztonságos illeszkedést nyújtanak. A Philips Avent kéz nélkül használható gyűjtőpoharakkal való használatra.

A baba ivási ritmusát képezi le

- Hatékony* fejés a babáét utánzó ritmussal

Egyszerű használat, tisztítás és összeállítás

- Egyszerű tisztítás és összeállítás, kevés elem

Körbezáró, problémamentes illeszkedés

- A szilikon védő gyengéden illeszkedik a mellhez
- Mellbimbóvédő- és védőbetétméretek széles választéka minden anyukának

Fénypontok

Egyedülálló SkinSense védők




Az egyedülálló SkinSense szilikon mellbimbóvédőnket a maximális kényelemre terveztük, gyengéden illeszkedik a mellhez, a test természetes melegét felhasználva. A teljes nyugalom érdekében a mellbimbóvédő élelmiszeripari minőségű szilikonból készült.

A baba ivási ritmusát képezi le




A babák tudják, hogyan a legjobb inni! Ezért a kéz nélkül használható elektromos mellszívónk a természetes ivási ritmusukat utánozza – és Ön is megtalálhatja a saját ritmusát a hatékony* fejéshez és az optimális tejleadáshoz. A megfelelő méretű mellbimbóvédők és betétek biztonságos és kényelmes illeszkedéssel segítik a fejest minden egyes lépésnél.

Találja meg melyik illeszkedik megfelelően



Minden anyának segítünk abban, hogy a lehető legjobban érezze magát, ennek elengedhetetlen része a megfelelő illeszkedés. Mellbimbóvédő- és védőbetétméreteink széles választéka biztosítja az anyukák 99%-ának a megfelelő illeszkedést. Külön is megvásárolhatók, hogy Ön megtapasztalhassa a maximális kényelmet fejés közben.

Könnyen tisztítható és összeállítható



Mellszívóinkat és tartozékainkat úgy terveztük, hogy a lehető legegyszerűbb legyen a használatuk. A mindössze néhány csatlakozóelemnek köszönhetően a gyűjtőpoharakat könnyű szétszedni, tisztítani (kézzel vagy mosogatógépben), fertőtleníteni, majd újra összerakni.

Műszaki adatok

Anyag

Mellbimbópajzs és pajzsbetét: Folyékony szilikongumi

A következőt tartalmazza:

Mellbimbópajzs (28 mm): 2 db

Betét (26 mm): 2 db

Egyszerű használat

Mellszívó használata: Egyszerű használat, tisztítás és összeállítás

Funkciók

A mellbimbópajzs és a pajzsbetét műszaki adatai: Több méretben elérhető a megfelelő illeszkedésért

Consumer Trade Item

Height: 12.2 cm

Width: 12 cm

Length: 9.2 cm

Net weight: 0.146 kg

Gross weight: 0.202 kg

GTIN: 8720689034548

Country of origin: CN

Harmonized system code: 42021250

Külső karton

Height: 11.4 cm

Width: 25.5 cm

Length: 39 cm

Net weight: 0.876 kg

Gross weight: 1.515 kg

GTIN: 18720689034545

Pallet Layer

Height: 11.4 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Raklap

Height: 117.1 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 70.956 kg

Gross weight: 144.375 kg

GTIN: 68720689034540

Egyéb

Height: 117.1 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

GTIN: 68720689034540

