

PHILIPS

AVENT



Viengubas elektrinis
pientraukis

Hands-free

Imituoja kūdikio žindymo ritmą

Laisvos rankos nutraukiant pieną

Lengva naudoti, plauti ir surinkti

Integruotas, vientisas tvirtinimas



SCF531/11

Atlaisvinkite rankas. Atlaisvinkite savo laiką.

Imituoja kūdikio žindymo ritmą

„Philips Avent“ viengubas elektrinis laisvų rankų pientraukis sukurtas veiksmingam* ir patogiam pieno ištraukimui. Jis imituoja jūsų kūdikio ritmą, o dėl savo galios, švelnumo ir lengvumo yra idealus laisvų rankų pientraukis.

Fizinė laisvė nutraukiant

- Laisvai judėkite su itin lengvu surinkimo buteliuku
- Patogus dėvėti, kad galėtumėte maksimaliai judėti

Imituoja kūdikio žindymo ritmą

- Efektyviai nutraukia* ritmą, kuris atkartoja jūsų kūdikio žindymo ritmą
- Tylus ligoninės stiprumo nutraukimas

Lengva naudoti, paprasta valyti ir surinkti

- Stebėkite pieno srautą naudodamos visiškai skaidrų surinkimo buteliuką
- Individualizuokite savo seansą naudodamos 24 režimus
- Lengva plauti ir surinkti, nes susideda tik iš kelių dalių

Integruotas, vientisas tvirtinimas

- Įvairių dydžių krūtų pagalvėlės ir įdėklai kiekvienai mamai
- Silikoninė pagalvėlė švelniai prisitaiko prie jūsų krūties

Ypatybės

Imituoja kūdikio žindymo ritmą



Kūdikiai geriausiai žino, kaip gerti! Todėl mūsų laisvų rankų elektrinis pientraukis imituoja natūralų gėrimo ritmą – kad atrastumėte savo ritmą ir efektyviai* nutrauktumėte pieną bei gautumėte optimalų pieno kiekį. „Philips Avent“ laisvų rankų pientraukis nutraukia iki 85 kartų per minutę, todėl yra 2 kartus greitesnis nei dauguma kitų pientraukių**.

Ligoninės stiprumo variklis




Beveik be garso veikiantis variklis užtikrina ligoninės stiprumo galią, kurios tikėtis iš tradicinio pientraukio, tačiau yra kompaktiškas ir nešiojamas. Su įkraunama baterija belaidis variklis nutraukia pieną galingai ir diskretiškai bet kur.

Unikalios „SkinSense“ pagalvėlės



Mūsų unikali „SkinSense“ silikoninė krūtų pagalvėlė sukurta taip, kad būtų itin patogi, švelniai formuojama aplink krūtį naudojant natūralią kūno šilumą. Krūtų pagalvėlė pagaminta iš maistinio silikono, kad jaustumėtės visiškai ramiai.

Skaidrus surinkimo buteliukas



Permatomame surinkimo buteliuke galima matyti viduje esantį turinį. Jis padeda parinkti tinkamą spenelio padėtį, kad pieno išsiskirtų kuo daugiau, ir vizualiai stebėti pieno kiekį. Kad galėtumėte užtikrintai nutraukti nuo pirmojo iki paskutiniojo lašo.

Itin lengvas surinkimo buteliukas




Surinkimo buteliukas sveria tik šiek tiek daugiau nei 100 g – iki trijų kartų lengvesnis už visiškai dėvimą pientraukį. Buteliukai patogiai įsitaisto liemenėlėje ir jų beveik nesimato.

Dėvėkite taip, kaip jums patinka



Mūsų pientraukis turi vyatą nešiojimo virvutę ir drabužių segtuką, kad galėtumėte nešioti variklį kryžmai per petį arba prisiegti prie juosmens. Dėl galimybės dėvėti jį taip, kaip jums patinka, užtikrintai jausitės kontroliuojančios situaciją. Naudokite vamzdelio jungtį ir virvės reguliatorių, kad tiksliai sureguliuotumėte pagal savo apimtį.

Individualiai pritaikytas pieno nutraukimas




Iš kiekvieno seanso gaukite maksimalią naudą – 8 režimai pieno tekėjimui stimuliuoti ir 16 režimų pienui nutraukti. Nutraukimo metu galite tiksliau reguliuoti, o idealus nustatymas automatiškai įsimenamas, todėl pientraukis visada bus paruoštas darbui.

Lengva plauti ir surinkti



Pientraukį ir jo priedus sukūrėme taip, kad jie būtų kuo paprastesni. Kiekvieną surinkimo buteliuką, kuriame yra vos kelios jungiamosios dalys, lengva išardyti, išplauti (rankomis arba indaplovėje), dezinfekuoti ir vėl surinkti.

Raskite tinkamiausią variantą



Mes palaikome kiekvieną mamą, kad ji jaustųsi kuo geriau, o tinkamas pritaikymas yra esminė to dalis. Mūsų krūtų pagalvėlių ir įdėklų dydžių asortimentas tinka 99 proc. mamų. Juos galima įsigyti atskirai, todėl pieną nutrauksite patirdamos didžiausią komfortą.

Specifikacijos

Maitinimas

Šaltinis: Įkraunamas akumuliatorius / USB-C (adapteris neįtrauktas į komplektą)

Medžiaga

Buteliukas, priekinis dangtelis, krūtų pagalvėlės dangtelis: Polipropilenas

Krūtų pagalvėlė, membrana, vožtuvas, įdėklas:

Skystas silikonas

Silikoninis vamzdelis: Silikoninis

Kas pridedama

USB-C laidas: 1 vnt.

Laidas nešiojimui: 1 vnt.

Įkraunamas variklis (su nuimamu spaustuku): 1

vnt.

Surinkimo buteliukas (surinktas): 1 vnt.

Silikoniniai vamzdeliai: 1 vnt.

Krūtų pagalvėlės (dulkių) dangtelis: 1 vnt.

Krūtų pagalvėlė (21 mm, 24 mm): Po 1 vnt.

Spenelių dydžio kortelė: 1 vnt.

19 mm įdėklas: 1 vnt.

Lengva naudoti

Pientraukio naudojimas: Lengva naudoti, paprasta valyti ir surinkti

Funkcijos

Lankstus judėjimas: Nutraukimas nenaudojant rankų

Asmeniniai nustatymai: 16 nutraukimo lygių nutraukimo režimu, 8 nutraukimo lygiai stimuliacijos režimu

Variklis: Įkraunamas akumuliatorius / USB-C, Visiškai įkrauti akumuliatorių užtrunka iki 1,5 valandos ir jo užtenka maždaug 5 nutraukimo seansams

Spenelių apsauginio gaubtelio ir pagalvėlės savybės: Yra keli dydžiai, kad pasirinktumėte tinkamiausią

