

PHILIPS

AVENT



Hordozható
elektronikus mellszívó

Hands-free

A baba ivási ritmusát képezi le
Szabadság fejés közben

Egyszerű használat, tisztítás és
összeállítás

Körbezáró, problémamentes
illeszkedés



SCF531/11

Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.

A baba ivási ritmusát képezi le

A Philips Avent kéz nélkül használható, szimpla elektromos mellszívót a hatékony* és kényelmes fejésre tervezték. A készülék a baba ritmusát képezi le. Az erőteljes, ugyanakkor gyengéd és könnyű mellszívó ideális, kéz nélkül használható eszköz.

Fizikai szabadság fejés közben

- Mozogjon szabadon az ultrakönnyű gyűjtőpohárral
- Hordozható kényelem a maximális mozgásszabadságért

A baba ivási ritmusát képezi le

- Hatékony* fejés a babáét utánozó ritmussal
- Csendes, kórházi erősségű fejés

Egyszerű használat, tisztítás és összeállítás

- Kövesse nyomon a tej áramlását a teljesen átlátszó gyűjtőpohárral
- Szabja személyre a fejés folyamatát
- Egyszerű tisztítás és összeállítás, kevés elem

Körbezáró, problémamentes illeszkedés

- Mellbimbóvédő- és védőbetétméreték széles választéka minden anyukának
- A szilikon pajzs gyengéden illeszkedik a mellhez

Fénypontok

A baba ivási ritmusát képezi le



A babák tudják, hogyan a legjobb inni! Ezért a kéz nélkül használható elektromos mellszívónk a szopásuk természetes ritmusát utánozza – és Ön is megtalálhatja a saját ritmusát a hatékony* fejéshez és az optimális tejleadáshoz. A percenként akár 85 szívással a Philips Avent kéz nélkül használható mellszívó 2-szer gyorsabb, mint a legtöbb más mellszívó**.

Kórházi erősségű motor




A szinte hangtalan motoregység a hagyományos mellszívóktól elvárt kórházi erősséget biztosítja, ugyanakkor kompakt és hordozható formában nyújtja mindezt. Az újratölthető akkumulátornak köszönhetően a vezeték nélküli motoregység bárhol hatékonyan és diszkréten végzi a szivattyúzást.

Egyedülálló SkinSense pajzsok



Az egyedülálló SkinSense szilikon mellbimbópajzsunkat a maximális kényelemre terveztük, gyengéden illeszkedik a mellhez, a test természetes melegét felhasználva. A teljes lelki nyugalom érdekében a mellbimbópajzs élelmiszeripari minőségű szilikonból készült.

Átlátszó gyűjtő



Az átlátszó gyűjtőpohár akadálytalan rálátást biztosít a készülék belsejére. A legjobb tejleadás érdekében segít a mellbimbót megfelelően elhelyezni és vizuálisan nyomon követni az anyatej mennyiségét. Magabiztos fejés az első cseptől a utolsóig.

Ultrakönnyű gyűjtőpohár




A gyűjtőpohár súlya üres állapotban alig több mint 100 gramm – akár 3-szor könnyebb, mint egy teljes mértékben hordozható mellszívó. A pohár kényelmesen, alig észrevehető módon illeszkedik a melltartóba.

Viselje tetszés szerint



A mellszívóhoz egy fonott hordszinór és egy ruhakapocs tartozik, hogy a motoregységet keresztben vagy a övrészhez rögzítve hordhassa. Kedve szerint szabadon viselheti, és nem kell kizökkennie abból, amit éppen csinál, az irányítás az Ön kezében van. Használja a csőcsatlakozót és a zsinórszorítót az illeszkedés pontos beállításához.

Személyre szabható szivattyúzás



Hozza ki a legtöbbet minden alkalommal a 8 szívási fokozattal rendelkező tejleadást stimuláló és a 16 szívási fokozattal rendelkező fejési üzemmóddal. Fejés közben is finomíthatja a beállításokat, és az automatikusan tárolt ideális beállítással a mellszívó mindig használatra kész.

Könnyen tisztítható és összeállítható



Mellszívóinkat és tartozékainkat úgy terveztük, hogy a lehető legegyszerűbb legyen a használatuk. A mindössze néhány csatlakozóelemnek köszönhetően a gyűjtőpoharakat könnyű szétszedni, tisztítani (kézzel vagy mosogatógépben), fertőtleníteni, majd újra összerakni.

Találja meg melyik illeszkedik megfelelően



Minden anyának segítünk abban, hogy a lehető legjobban érezze magát, ennek elengedhetetlen része a megfelelő illeszkedés. Mellbimbóvédő- és védőbetétméreteink széles választéka biztosítja az anyukák 99%-ának a megfelelő illeszkedést. Külön is megvásárolhatók, hogy Ön megtapasztalhassa a maximális kényelmet fejés közben.

Műszaki adatok

Tápellátás

Forrás: Újratölthető akkumulátor/USB-C (az adapter nem tartozék)

Anyag

Pohár, előlő sapka, mellbimbópajzs-borító: polipropilén

Mellbimbópajzs, membrán, szelep, pajzsbetét:

Folyékony szilikon

Szilikon cső: Szilikon

A következőt tartalmazza:

USB-C kábel: 1 db

Hordzsinór: 1 db

Újratölthető motoregység (levehető kapoccsal):

1 db

Gyűjtőpohár (összeszerelve): 1 db

Szilikoncsövek: 1 db

Mellbimbópajzs (porvédő) borító: 1 db

Mellbimbópajzs (21 mm, 24 mm): 1 db, egyenként

Mellbimbó-méretező kártya: 1 db

Betét, 19 mm: 1 db

Egyszerű használat

Mellszívó használata: Egyszerű használat, tisztítás és összeállítás

Funkciók

Rugalmas mozgás: Kezeket szabadon hagyó fejs

Személyre szabási beállítások: 16 szívási fokozat fejs üzemmódban, 8 szívási fokozat stimulációs üzemmódban

Motoregység: Tölthető akkumulátor/USB-C. Az akkumulátor teljes feltöltése legfeljebb 1,5 órát vesz igénybe, és kb. 5 fejszt tesz lehetővé.

A mellbimbópajzs és a pajzsbetét műszaki adatai: Több méretben elérhető a megfelelő illeszkedésért

