

PHILIPS

sonicare

Set van 4
opzetborstels

Premium Gum Care

7x gezonder tandvlees in 2
weken*

Verwijdert 10 keer meer
tandplak***

Zacht



HX9054/88

De opzetborstel voor gezonder tandvlees

Tot wel 7x gezonder tandvlees in slechts 2 weken*

Maak uw tandvlees gezonder met deze speciaal ontworpen vervangende opzetborstels voor gezond tandvlees van Philips Sonicare. U merkt het verschil in slechts twee weken terwijl u elke dag de uitzonderlijke reiniging ervaart.

Zorg voor de planeet

- Gemaakt van 70% bioplastic**
- Recyclebare verpakking op basis van papier

Gebruiksvriendelijk in elk opzicht

- Blijf poetsen op je best met BrushSync-herinneringen
- Past op alle opklikhandvatten van Philips Sonicare

Voor een superieure gezondheid van het tandvlees

- Tot 7x gezonder tandvlees in twee weken*
- Verwijdert tot wel 10x meer tandplak dan een handtandenborstel***
- Bewezen Sonicare-technologie
- Bewezen effectieve mondverzorging

Kenmerken

Extra zorg voor uw tandvlees




Effectieve tandvleesverzorging vereist maximaal contact tussen borstel en tandvlees tijdens het poetsen. Dankzij de holle borstelharen van deze opzetborstel blijven de borstelharen aan de buitenkant van de opzetborstel borstelen, zelfs wanneer u zich op uw tanden concentreert. Het resultaat is tot 7x gezonder tandvlees in twee weken.*

Tandplak behoort tot het verleden



De flexibiliteit van deze opzetborstel helpt u tot 10x meer tandplak te verwijderen dan een gewone tandenborstel.*** De zachte rubberen opzetborstel verbetert de beweging van de borstelharen voor een betere dekking en een grondigere reiniging.


Vertrouwd poetsen met Sonicare



Ervaar de reiniging waar miljoenen mensen voor kiezen. Philips Sonicare-tandenborstels reinigen voorzichtig en effectief en verzorgen uw tanden


en tandvlees met tot wel 62.000 borstelbewegingen. Sonicare Fluid Action ondersteunt de reinigingsprestaties van de borstelharen door vloeistoffen diep tussen de tanden en langs het tandvlees te laten doordringen.

Klinisch getest



Alle Philips Sonicare-opzetborstels zijn zorgvuldig ontworpen en klinisch getest. U kunt er dus zeker van zijn dat ze voldoen aan de hoogste standaard op het gebied van kwaliteit, veiligheid en prestaties.

Vervangingsherinneringen



Wist u dat opzetborstels na drie maanden minder effectief worden? Tandartsen raden u aan uw opzetborstel regelmatig te vervangen. Daarom hebben Philips Sonicare-tandenborstels BrushSync-technologie. De borstel houdt bij hoe vaak en hoe hard u poetst en herinnert u er vervolgens aan om uw opzetborstel te vervangen zodra u een nieuwe opzetborstel nodig hebt.

Opzetbaar ontwerp




Deze opzetborstel is compatibel met alle elektrische tandenborstels van Philips Sonicare.**** U kunt de opzetborstel eenvoudig op- of afklikken om deze eenvoudig te vervangen en schoon te maken.

Bio-based plastic



We streven ernaar het gebruik van plastic op fossiele brandstoffen in onze producten te verminderen. Daarom bestaat deze opzetborstel voor 70% uit bioplastics.**

Verpakking op basis van papier



Al onze opzetborstels worden geleverd in papieren verpakkingen die kunnen worden gerecycled waar faciliteiten beschikbaar zijn.

Premium Gum Care

Set van 4 opzetborstels

HX9054/88

Specificaties

Ontwerp en afwerking

Kleur: Zwart

Hardheid borstelharen: Zacht

Memo-borstelharen: Blauwe kleur borstelharen vervaagt langzaam

Materiaal van de opzetborstel: Zachte, flexibele rubberen kop

Formaat: Standaard

BrushSync-herkenning van opzetborstels

Compatibiliteit

Systeem voor opzetborstel: Opklikbaar

Niet geschikt voor: Philips One

Compatibele tandenborstels: Philips Sonicare

Meegeleverde artikelen

Opzetborstels: 4 Premium Gum Care

Kwaliteit en prestaties

Vervanging: Iedere 3 maanden

Getest: voor optimaal gebruik

Geproduceerd in: Duitsland

Voordeel: Gezond tandvlees, Verwijdering van tandplak

Consumer Trade Item

Height: 23.05 cm

Width: 6 cm

Length: 2.57 cm

Net weight: 0.029 kg

Gross weight: 0.047 kg

GTIN: 8720689037044

Country of origin: DE

Omdoos

Height: 13.8 cm

Width: 14.2 cm

Length: 24.8 cm

Net weight: 0.29 kg

Gross weight: 0.584 kg

GTIN: 18720689037041

Pallet Layer

Height: 13.8 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Pallet

Height: 111.5 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 48.72 kg

Gross weight: 123.962 kg

GTIN: 68720689037046

Overig

Height: 111.5 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

GTIN: 68720689037046

