

PHILIPS

Válvula de extractor
de leche

Philips Avent

Extractores de leche

Blanco

CP9287/01



Transfiere la leche materna desde la bomba al biberón

Compruebe la compatibilidad a continuación

Esta válvula mantiene el vacío que necesita el extractor de leche para que esta pase de la bomba al biberón. Para que la bomba funcione correctamente, asegúrese de que la válvula esté siempre funcional.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueve fácilmente sus productos con las piezas originales de Philips

Destacados

Fácil renovación de piezas de productos

De vez en cuando, es necesario renovar los productos, pero nunca fue tan fácil como con las piezas de repuesto para renovar sus productos. Todo esto con garantía de calidad Philips.

Especificaciones

Piezas reemplazables

Adecuado para los tipos de producto: SCF393 SCF394 SCF395 SCF396 SCF397 SCF398 SCF430 SCF441

Piezas reemplazables

Adecuado para los tipos de producto: SCD292 SCF330 SCF332 SCF334 SCF335 SCF338 SCF391 SCF392

