

PHILIPS

AVENT



Pompă de sân
electrică dublă

Hands-free

Imită ritmul de băut al
bebelușului tău

Libertate în exprimare

Ușor de utilizat, curățat și
asamblat

Potrivire perfectă, adaptabilă



SCF532/11

Hands-free. Oferă-ți timp pentru tine!

Imită ritmul de supt al bebelușului tău

Pompa electrică dublă pentru sân Philips Avent hands-free este concepută pentru o extragere eficientă* și confortabilă a laptelui. Imită ritmul bebelușului și, cu putere, blândețe și ușurință, este partenerul tău ideal în alăptare.

Libertate fizică în timpul extragerii laptelui

- Mișcă-te liber cu cupele de colectare ultraușoare
- Confort portabil pentru mișcare maximă

Imită ritmul de băut al bebelușului tău

- Extrage lapte eficient* cu un ritm care imită ritmul bebelușului tău
- Pompare silențioasă cu putere de uz spitalicesc

Ușor de utilizat, curățat și asamblat

- Urmărește debitul de lapte datorită cupelor de colectare complet transparente
- Ușor de curățat și de asamblat, cu mai puține piese
- Personalizează-ți sesiunea de pompare

Potrivire perfectă, adaptabilă

- Protecțiile din silicon se mulează ușor pe sâni
- O gamă de dimensiuni de protecții pentru sân și inserții pentru fiecare mamă

Hands-free

Pompă de sân electrică dublă

SCF532/11

Repere

Imită ritmul de băut al bebelușului tău



Bebelușii știu să bea cel mai bine! De aceea, pompa noastră de sân electrică hands-free imită ritmul de extragere naturală a laptelui – astfel încât să îți poți găsi propriul ritm pentru o extragere eficientă* și o producție optimă de lapte. Cu până la 85 de acțiuni de pompare pe minut, pompa de sân hands-free Philips Avent este de 2 ori mai rapidă decât majoritatea altor pompe**.

Motor cu putere de uz spitalicesc




Motorul silențios oferă puterea mare pe care o aștepti de la o pompă de sân tradițională, dar care, totuși, vine de la o unitate compactă și portabilă. Cu bateria sa reîncărcabilă, corpul motor fără fir pompează puternic și discret oriunde te-ai afla.

Protecții pentru sân inovatoare SkinSense



Protecțiile noastre unice pentru sân din silicon SkinSense sunt concepute pentru confort maxim, adaptându-se delicat la forma sânilor cu ajutorul căldurii naturale a corpului. Protecțiile pentru sân sunt fabricate din silicon de calitate alimentară pentru o liniște sufletească completă.

Colectare transparentă



Cupele de colectare transparente oferă o vedere neobstrucționată în interior. Te ajută să poziționezi corect mamelonul pentru o colectare optimă a laptelui și să urmărești vizual volumul de lapte matern. Pentru pompare sigură de la prima picătură până la ultima.

Cupă de colectare ultraușoară



O cupă de colectare cântărește doar puțin peste 100 de grame atunci când este goală - de până la 3 ori mai ușoară decât o pompă de sân complet portabilă. Cupa se așează confortabil în suport și abia se simte că este acolo.

Poart-o în felul tău



Pompa noastră este dotată cu un șnur de transport împletit și o clemă pentru purtarea cross-body a motorului pe corp sau atașat la talie. Având libertatea de a-l purta în felul tău, te miști în ritmul tău știind că poți controla imediat pompa. Folosește conectorul pentru tub și reglajul cablului pentru o potrivire perfectă.

Utilizare personalizată a pompei




Profită la maximum de fiecare sesiune cu 8 niveluri de sucțiune pentru stimularea fluxului de lapte și 16 niveluri de sucțiune pentru extragerea acestuia. Poți face reglaje fine în timp ce pompezi, iar cu setarea ideală memorată automat, pompa este întotdeauna gata de funcționare.

Ușor de curățat și asamblat



Am proiectat pompa și accesoriile noastre pentru a fi cât mai ușor de folosit. Cu doar câteva piese de conectare, fiecare cupă de colectare este ușor de dezamblat, curățat (manual sau în mașina de spălat vase), dezinfectat și pus la loc.

Găsește dimensiunea potrivită



Sprrijinim fiecare mamă să se simtă în cea mai bună formă, iar a beneficia de o potrivire corectă este o parte esențială a acestui lucru. Gama noastră de protecții pentru sân și dimensiuni de inserții se potrivește la 99% dintre mame. Disponibile pentru a fi cumpărate separat, te vei bucura de confort maxim în timpul pomparii.

Hands-free

Pompă de sân electrică dublă

SCF532/11

Specificații

Alimentare

Sursă: Baterie reîncărcabilă/USB-C (adaptorul nu este inclus)

Material

Cupă, capac frontal, capac pentru protecția de sân: Polipropilenă

Protecție pentru sân, membrană, supapă, inserție: Silicon lichid

Tub de silicon: Silicon

Include

Cablu USB-C: 1 buc.

Cordon de transport: 1 bucată

Conector pentru tub: 1 buc.

Unitate motor reîncărcabilă (cu clemă detașabilă): 1 buc.

Cupă de colectare (asamblată): 2 buc.

Tuburi din silicon: 2 buc.

Capac (antipraf) pentru protecția de sân: 2 buc.

Protecție pentru sân (21 mm, 24 mm): 2 buc. fiecare

Ghid de măsurare a mamelonului: 1 buc.

Inserție de 19 mm: 2 buc.

Ușor de utilizat

Utilizarea pompei de sân: Ușor de utilizat, curățat și asamblat

Funcții

Flexibilitate în mișcare: Pompare hands-free

Setări personalizate: 16 niveluri de sucțiune în modul de extragere, 8 niveluri de sucțiune în modul de stimulare

Unitatea motorului: Baterie reîncărcabilă/USB-C, Încărcarea completă a bateriei durează până la 1,5 ore și durează aproximativ 5 sesiuni de pompare

Specificațiile protecției și inserției pentru sân:

Sunt disponibile mai multe dimensiuni pentru cea mai bună potrivire

