

PHILIPS

AVENT



Tiralatte elettrico
singolo

Hands-free

Imita il ritmo di suzione del
bambino

Libertà di movimento durante
l'estrazione

Semplice da utilizzare, pulire e
assemblare

Confortevoli e quasi invisibili



SCF531/11

A mani libere e più tempo a disposizione per te e il tuo bambino

Imita il ritmo di suzione del bambino

Il tiralatte elettrico singolo a mani libere Philips Avent è progettato per un'estrazione confortevole ed efficace*. Imita il naturale ritmo di suzione del bambino e, grazie alla sua potenza, delicatezza e leggerezza, è il compagno ideale per le tue sessioni di allattamento.

Massima libertà di movimento durante l'estrazione

- Muoviti liberamente grazie al vasetto conservalatte ultraleggero
- Comfort e massima libertà di movimento

Imita il ritmo di suzione del bambino

- Estrai il latte in modo efficace* e con un ritmo che imita la suzione del tuo bambino
- Estrazione silenziosa, di qualità ospedaliera

Semplice da utilizzare, pulire e assemblare

- Monitora il flusso di latte tramite il vasetto conservalatte completamente trasparente
- Personalizza la tua sessione con 24 modalità
- Facile da pulire e montare con poche parti

Confortevoli e quasi invisibili

- Una gamma di parapezzoli e inserti in diverse dimensioni, adatti a ogni mamma
- Il parapezzolo in silicone si adatta delicatamente al seno

In evidenza

Imita il ritmo di suzione del bambino



I bambini sanno qual è il modo migliore di bere! Ecco perché il nostro tiralatte elettrico a mani libere imita il loro naturale ritmo di suzione, in modo che tu possa trovare il ritmo ideale per un'estrazione del latte efficace* e ottimale. Con un massimo di 85 movimenti al minuto, il tiralatte a mani libere Philips Avent è 2 volte più veloce rispetto ad altri tiralatte**.

Motore di qualità ospedaliera



Il gruppo motore quasi silenzioso offre tutta la potenza di qualità ospedaliera che ci si aspetta da un tiralatte tradizionale, ma anche da un'unità compatta e indossabile. Grazie alla batteria ricaricabile, il gruppo motore senza filo assicura potenza e discrezione ovunque.

Esclusivi paracapezzoli SkinSense



Il nostro esclusivo paracapezzolo in silicone SkinSense è progettato per il massimo comfort, modellandosi delicatamente al seno grazie al calore naturale del corpo. Il paracapezzolo è realizzato in silicone alimentare per la massima tranquillità.

Collezione trasparente



Il vasetto conservalatte trasparente consente una visione completa dell'interno, di posizionare correttamente la tettarella in modo da ottenere la migliore estrazione possibile e di monitorare visivamente il volume del latte. Per un'estrazione sicura fin dalla prima goccia.

Vasetto conservalatte ultraleggero




Il vasetto conservalatte pesa poco più di 100 grammi da vuoto, dunque fino a 3 volte più leggero di un tiralatte completamente indossabile. Il vasetto si adatta comodamente al reggiseno ed è quasi invisibile.

Indossalo a modo tuo



Il nostro tiralatte è dotato di un cavo da trasporto intrecciato e di una clip per indossare il gruppo motore a tracolla o fissarlo alla cintura. Grazie alla possibilità di indossarlo come preferisci, avrai totale sicurezza e controllo sull'intero processo. Utilizza l'accoppiatore del tubo e il regolatore del cavo per regolare con precisione la vestibilità.

Estrazione personalizzata



Ottieni il massimo da ogni sessione con 8 modalità pensate per stimolare il flusso di latte e 16 modalità di estrazione da regolare man mano. È inoltre possibile salvare le impostazioni desiderate per avere il tiralatte sempre pronto all'uso.

Semplice da pulire e assemblare



Abbiamo progettato il nostro tiralatte e i suoi accessori per essere estremamente semplici da utilizzare. Dotato di pochi componenti, ogni vasetto conservalatte è facile da smontare, pulire (a mano o in lavastoviglie) e rimontare.

Trova la soluzione giusta per te



Ogni mamma merita di sentirsi sempre al meglio, per questo ci impegniamo a sostenerle nella scelta della vestibilità ideale. La nostra gamma di paracapezzoli e inserti in diverse dimensioni si adatta al 99% delle mamme. Acquistabili separatamente, consentono di sperimentare il massimo comfort durante l'estrazione.

Specifiche

Assorbimento

Fonte: Batteria ricaricabile/USB-C (adattatore non incluso)

Materiale

Vasetto, cappuccio anteriore, rivestimento del paracapezzolo: Polipropilene

Paracapezzolo, membrana, valvola, inserto:

Silicone liquido

Tubo in silicone: Silicone

Contenuto della confezione

Cavo USB-C: 1 pz.

Cavo da trasporto: 1 pz.

Gruppo motore ricaricabile (con clip rimovibile):

1 pz.

Vasetti conservalatte (assemblati): 1 pz.

Tubi in silicone: 1 pz.

Rivestimento (antipolvere) del paracapezzolo: 1 pz.

Paracapezzoli (21 mm, 24 mm): 1 pz ciascuno

Tabella delle dimensioni delle tettarelle: 1 pz.

Inserto da 19 mm: 1 pz.

Facilità d'uso

Utilizzo del tiralatte: Semplice da utilizzare, pulire e assemblare

Funzioni

Flessibilità di movimento: Estrazione a mani libere

Personalizzazione delle impostazioni: 16 livelli di suzione in modalità estrazione, 8 livelli di suzione in modalità stimolazione

Gruppo motore: Batteria ricaricabile/USB-C, La ricarica completa della batteria richiede fino a 1,5 ore e dura circa 5 sessioni di estrazione

Specifiche del paracapezzolo e inserto: Diverse misure disponibili per il massimo comfort

