

# PHILIPS

## AVENT



Одинарный электрический  
молокоотсос

Hands-free

Имитирует ритм питья  
младенца

Свобода движений при  
сцеживании

Легко использовать, собирать и  
мыть

Комфортная и незаметная  
посадка



SCF531/11

## Освободите руки. Освободите время.

### Имитирует ритм питья младенца

Одинарный электрический молокоотсос Philips Avent Hands-free создан для эффективного\* и комфортного сцеживания. Он имитирует ритм питья младенца, обеспечивая мощное, бережное и легкое сцеживание молока.

#### Свобода движений при сцеживании

- Свободно перемещайтесь благодаря легкой чаше для сбора
- Удобство ношения и свобода движений

#### Имитирует движения младенца

- Эффективное сцеживание\* благодаря имитации движений младенца во время кормления
- Тихий и мощный молокоотсос

#### Легко использовать, очищать и собирать

- Следите за потоком молока с прозрачной чашкой для сбора
- Персонализация сцеживания
- Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей

#### Комфортная и незаметная посадка

- Силиконовая накладка для комфорта груди

# Основные особенности

## Имитирует ритм питья младенца



Малышам виднее, как пить — именно поэтому наш электрический молокоотсос Hands-free имитирует их естественный ритм питья, чтобы вы могли найти подходящие настройки для эффективного\* сцеживания и оптимального количества молока. До 85 движений в минуту — молокоотсос Philips Avent Hands-free вдвое быстрее, чем большинство других носимых молокоотсосов\*\*.

## Легкая чаша для сбора



Наша пустая чаша для сбора весит чуть более 100 г, то есть вдвое легче, чем полный комплект молокоотсоса. Она достаточно компактная и незаметная, поэтому ее можно разместить в бюстгальтере.

## Уникальные накладки SkinSense



Наши уникальные силиконовые накладки SkinSense предназначены для максимального комфорта и защитят вас от неприятных ощущений для сосков и груди. Эти накладки созданы из силикона пищевого стандарта для вашего полного спокойствия.

## Носите, как удобно вам




Наш молокоотсос поставляется с шнуром в оплетке для переноски и карабином для крепления к одежде, что позволит носить его через плечо или крепить на пояс. Носите его, как удобно вам, и будьте уверены, что все под контролем. Используйте переходник для трубки и регулятор длины шнура, чтобы выбрать оптимальные длину и положение молокоотсоса.

## Мощный мотор, как в больницах



Практически бесшумный мотор обеспечивает высокую мощность стимуляции и сцеживания, совсем как у традиционных молокоотсосов, однако в более компактном и портативном устройстве. Благодаря аккумулятору беспроводной моторный блок обеспечит мощное и незаметное сцеживание в любом месте.


## Прозрачная коллекция



Чаша для сбора с прозрачными стенками позволит следить за результатом сцеживания. Благодаря этому вы сможете отрегулировать положение прибора для оптимального


сцеживания и отслеживать, сколько грудного молока уже собрано, — все ради того, чтобы вы были уверены в своих силах и результате.

## Индивидуальный режим сцеживания



Обеспечьте наибольшую эффективность сцеживания с 8 режимами стимуляции потока молока и 16 режимами сцеживания. Можно регулировать прямо во время сеанса, а с функцией памяти прибор запомнит настройки, выбранные в последний раз, и применит их в начале следующего сеанса.

## Легко разбирать и мыть



Мы создали этот молокоотсос и его аксессуары с расчетом на минимализм и ваше удобство. Всего несколько соединяющихся деталей позволят без труда использовать чаши для сбора — их легко разбирать, мыть (вручную или в посудомоечной машине), дезинфицировать и собирать обратно.

# Характеристики

## Питание

Источник: Аккумулятор / USB-C (без адаптера в комплекте)

## Материал

Чаша, передний колпачок, защита накладки на сосок: полипропилен

Накладка на сосок, мембрана, клапан,

вставка: Жидкий силикон

Силиконовая трубка: Силикон

## В комплект входят:

Кабель USB-C: 1 шт.

Шнур для переноски: 1 шт.

Блок электродвигателя с аккумулятором и

съемной клипсой: 1 шт.

Чаша для сбора (в сборе): 1 шт.

Силиконовые трубки: 1 шт.

Защита накладки на сосок (от пыли): 1 шт.

Защитная накладка (21 мм, 24 мм): 1 шт.

каждой

Схема с размерами сосков: 1 шт.

Вставка (19 мм): 1 шт.

## Удобство использования

Использование молокоотсоса: Легко использовать, очищать и собирать

## Функции

Свобода движений: Свободные руки при сцеживании

Настройки персонализации: 16 уровней режимов сцеживания, 8 уровней стимуляции

Блок электродвигателя: Аккумулятор / USB-C,

Полная зарядка аккумулятора занимает до

1,5 ч; заряда хватает прикл. на 5 сеансов

сцеживания

Характеристики накладки и вставки для

сосков: Несколько размеров для идеальной посадки

