

PHILIPS

AVENT



Большие защитные
накладки и вставки

Hands-free

28-мм защитные накладки

26-мм вставки



SCF552/11

Идеальная форма

Для использования с чашками для сбора Hands-free

Каждая мама уникальна, и эти 28-мм защитные накладки на соски и 26-мм вставки для большой груди и сосков обеспечат комфортную и безопасную посадку. Для использования с чашками для сбора Philips Avent Hands-free.

Имитирует движения младенца

- Эффективное* сцеживание благодаря имитации ритма питья младенца

Легко использовать, очищать и собирать

- Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей

Комфортная и незаметная посадка

- Силиконовые накладки для комфорта груди
- Целый ряд накладок и вставок разного размера — ведь каждая мама уникальна

Основные особенности

Уникальные накладки SkinSense



Наши уникальные силиконовые накладки SkinSense предназначены для максимального комфорта и защитят вас от неприятных ощущений для сосков и груди. Эти накладки созданы из силикона пищевого стандарта для вашего полного спокойствия.

Имитирует ритм питья младенца




Малышам виднее, как пить — именно поэтому наш электрический молокоотсос Hands-free имитирует их естественный ритм питья, чтобы вы могли найти подходящие настройки для эффективного* сцеживания и оптимального количества молока. Защитные накладки и вставки идеального размера помогут сделать процедуру сцеживания более безопасной и комфортной.

Найдите идеальную опцию



Мы хотим, чтобы у каждой мамы была возможность найти себе вариант с идеальной посадкой. Поэтому наша линейка защитных накладок и вставок подойдет 99 % мам. Их можно купить отдельно для максимального комфорта при сцеживании молока.

Легко разбирать и мыть



Мы создали этот молокоотсос и его аксессуары с расчетом на минимализм и ваше удобство. Всего несколько соединяющихся деталей позволят без труда использовать чаши для сбора — их легко разбирать, мыть (вручную или в посудомоечной машине), дезинфицировать и собирать обратно.

Характеристики

Материал

Накладка и вставка для сосков: Жидкий прорезиненный силикон

В комплект входят:

Защитная накладка (28 мм): 2 шт.

Вставка (26 мм): 2 шт.

Удобство использования

Использование молокоотсоса: Легко использовать, очищать и собирать

Функции

Характеристики накладки и вставки для сосков: Несколько размеров для идеальной посадки

