

PHILIPS

AVENT



Подвійний електричний
молоковідсмоктувач

Hands-free

Імітує ритм пиття дитини

Свобода під час зціджувannya

Легко використовувати, мити та
збирати

Інклюзивний, безшовний
дизайн



SCF532/11

Звільніть руки. Звільніть свій час.

Імітує ритм пиття вашої дитини

Подвійний електричний молоковідсмоктувач Philips Avent із можливістю використання в режимі «вільні руки» створений для ефективного* й комфортного зціджувannya. Він імітує ритм пиття вашої дитини, а завдяки потужності, делікатності й легкості є ідеальним помічником для зціджувannya, який звільнить ваші руки.

Фізична свобода під час зціджувannya

- Рухайтесь вільно з надлегкими контейнерами для зціджувannya
- Комфорт для максимальної рухливості

Імітує ритм пиття дитини

- Ефективне зціджувannya* з ритмом, який імітує пиття малюка
- Тихе зціджувannya на професійному рівні

Зручно використовувати, легко мити та збирати

- Легко мити і збирати завдяки невеликій кількості частин
- Відстежуйте потік зібраного молока за допомогою повністю прозорих контейнерів
- Персоналізуйте процес зціджувannya

Інклюзивний, безшовний дизайн

- Силіконові накладки м'яко прилягають до грудей

Основні особливості

Імітує ритм смоктання дитини



Немовлята найкраще знають, як пити! Саме тому наш електричний молоковідсмоктувач із функцією «вільні руки» імітує їхній природний ритм пиття, щоб ви могли знайти свій власний ритм для ефективного* зціджування й оптимального відтоку молока. Зціджуючи до 85 разів на хвилину, Hands Free *** молоковідсмоктувач Philips Avent робить це у 2 рази швидше, ніж більшість інших молоковідсмоктувачів**.

Двигун, як у професійних медичних пристроїв



Майже безшумний блок двигуна забезпечує потужне зціджування, яке можна очікувати від традиційного молоковідсмоктувача, але в компактному та зручному для носіння пристрої. Завдяки акумуляторній батареї бездротовий блок забезпечує потужне зціджування в будь-якому місці без зайвого шуму.


Унікальні накладки SkinSense



Наші унікальні силіконові накладки для грудей SkinSense створені для максимального комфорту, вони м'яко прилягають до грудей,

використовуючи природне тепло вашого тіла. Накладки для грудей виготовлені з харчового силікону для цілковитого спокою.

Прозорий контейнер



Прозорі контейнери для зціджування забезпечують безперешкодний огляд їх вмісту. Вони допомагають правильно розташувати соски для найкращого зціджування й візуально відстежувати об'єм грудного молока. Для впевненого зціджування від першої й до останньої краплі.

Ультралегкий контейнер для зціджування



Один контейнер для зціджування важить трохи більше 100 грамів у порожньому стані – до 3 разів легше, ніж повноцінний молоковідсмоктувач, який можна носити із собою. Контейнери зручно вміщуються в бюстгальтері, і їх майже не видно.


Носить його по-своєму



Наш молоковідсмоктувач має плетений шнур для перенесення та застібку для одягу, щоб носити блок двигуна на тілі або на поясі.

Завдяки свободі носіння ви можете не відволікатися від ритму зціджування, знаючи, що ви повністю все контролюєте. Використовуйте з'єднувач трубки та регулятор довжини шнура, щоб точно відрегулювати прилягання.

Персоналізоване зціджування



Отримуйте максимум від кожного зціджування завдяки 8 режимам відсмоктання для стимулювання притоку молока та 16 режимам для його зціджування. Ви можете точно все налаштувати під час зціджування, а завдяки автоматичному запам'ятовуванню оптимальних налаштувань ваш молоковідсмоктувач завжди готовий до роботи.

Легко мити та збирати



Ми розробили наш молоковідсмоктувач і аксесуари так, щоб вони були максимально простими у використанні. Завдяки лише кільком з'єднувальним елементам кожен контейнер для зціджування можна легко розібрати, помити (вручну або в посудомийній машині) і знову зібрати.

Специфікації

Потужність

Джерело: Акумуляторна батарея / USB-C
(адаптер не входить у комплект)

Матеріал

Контейнер, передня кришка, кришка грудної накладки: Поліпропілен

Грудна накладка, мембрана, клапан, вкладка:

Рідкий силікон

Силіконова трубка: Силікон

У комплекті:

Кабель USB-C: 1 шт.

Шнур для перенесення: 1 шт.

З'єднувач трубки: 1 шт.

Акумуляторний блок двигуна (зі знімною кліпсою): 1 шт.

Контейнер для зціджування (зібраний): 2 шт.

Силіконові трубки: 2 шт.

Кришка грудної накладки (від пилу): 2 шт.

Грудна накладка (21 мм, 24 мм): по 2 шт.

Таблиця розмірів сосків: 1 шт.

Вкладка 19 мм: 2 шт.

Простота у користуванні

Використання молоковідсмоктувача: Зручно використовувати, легко мити та збирати

Функції

Гнучкість рухів: Зціджування в режимі «вільні руки»

Налаштування для персоналізації: 16 рівнів всмоктування в режимі зціджування, 8 рівнів всмоктування в режимі стимуляції

Блок двигуна: Акумуляторна батарея / USB-C, Повне зарядження батареї триває до 1,5 годин і забезпечує приблизно 5 сеансів зціджування

Особливості грудної накладки та вкладки:

Доступно кілька розмірів для найкращого прилягання

