

PHILIPS

AVENT



Hands Free молоковідсмоктувач
Philips Avent

Hands-free

Накладка SkinSense

8 режимів стимулювання

16 режимів зціджування

Ультралегкий контейнер для
зціджування



SCF531/11

Звільніть руки. Звільніть свій час.

Імітує ритм пиття малюка.

Hands Free*** молоковідсмоктувач Philips Avent одинарний із можливістю використання в режимі «вільні руки» створений для ефективного* та комфортного зціджування. Він імітує ритм смоктання вашої дитини, а завдяки потужності, м'якості та легкості є ідеальним помічником для зціджування без допомоги рук.

Фізична свобода під час зціджування

- Рухайтесь вільно з надлегким контейнером для зціджування
- Комфорт для максимальної рухливості

Імітує ритм пиття дитини

- Ефективне зціджування* з ритмом, який імітує пиття малюка
- Тихе зціджування на професійному рівні

Зручно використовувати, легко мити та збирати

- Відстежуйте кількість зібраного молока за допомогою повністю прозорого контейнера
- Персоналізуйте сеанс за допомогою 24 режимів
- Легко мити і збирати завдяки невеликій кількості частин

Інклюзивний, безшовний дизайн

- Унікальні накладки SkinSense

Основні особливості

Імітує ритм смоктання дитини



Немовлята найкраще знають, як пити! Саме тому наш електричний молоковідсмоктувач із функцією «вільні руки» імітує їхній природний ритм пиття, щоб ви могли знайти свій власний ритм для ефективного* зціджування й оптимального відтоку молока. Зціджуючи до 85 разів на хвилину, Hands Free *** молоковідсмоктувач Philips Avent робить це у 2 рази швидше, ніж більшість інших молоковідсмоктувачів**.

Ультралегкий контейнер для зціджування



Наш контейнер для зціджування важить трохи більше 100 грамів у порожньому стані – до 3 разів легше, ніж повноцінний

молоковідсмоктувач, який можна носити із собою. Контейнер зручно вміщається в бюстгальтері, і він майже непомітний.

Унікальні накладки SkinSense



Наші унікальні силіконові накладки для грудей SkinSense створені для максимального комфорту, вони м'яко прилягають до грудей, використовуючи природне тепло вашого тіла. Накладки виготовлені з харчового силікону для вашого цілковитого спокою.

Носіть його по-своєму



Наш молоковідсмоктувач має плетений шнур для перенесення та застібку для одягу, щоб носити блок двигуна на тілі або на поясі.

Завдяки свободі носіння ви можете не відволікатися від ритму зціджування, знаючи, що ви повністю все контролюєте. Використовуйте з'єднувач трубки та регулятор довжини шнура, щоб точно відрегулювати прилягання.


Двигун, як у професійних медичних пристроїв



Майже безшумний блок двигуна забезпечує потужне зціджування, яке можна очікувати від традиційного молоковідсмоктувача, але в компактному та зручному для носіння пристрої. Завдяки акумуляторній батареї бездротовий блок забезпечує потужне зціджування в будь-якому місці без зайвого шуму.


Основні особливості

Прозорий контейнер




Прозорий контейнер для зціджування забезпечує легкий огляд його вмісту. Він допомагає правильно розташувати сосок для найкращого зціджування й візуально відстежувати об'єм грудного молока. Для впевненого зціджування від першої й до останньої краплі.

Персоналізоване зціджування



Отримуйте максимум від кожного зціджування завдяки 8 режимам для стимулювання притоку молока та 16 режимам для його зціджування. Ви можете точно все налаштувати під час зціджування, а завдяки автоматичному запам'ятовуванню оптимальних налаштувань ваш молоковідсмоктувач завжди готовий до роботи.

Легко мити та збирати



Ми розробили наш молоковідсмоктувач і аксесуари так, щоб вони були максимально простими у використанні. Завдяки лише кільком з'єднувальним елементам контейнер для зціджування можна легко розібрати, помити (вручну або в посудомийній машині) і знову зібрати.

Специфікації

Потужність

Джерело: Акумуляторна батарея / USB-C
(адаптер не входить у комплект)

Матеріал

Контейнер, передня кришка, кришка грудної накладки: Поліпропілен

Грудна накладка, мембрана, клапан, вкладка:

Рідкий силікон

Силіконова трубка: Силікон

У комплекті:

Кабель USB-C: 1 шт.

Шнур для перенесення: 1 шт.

Акумуляторний блок двигуна (зі знімною

кліпсою): 1 шт.

Контейнер для зціджування (зібраний): 1 шт.

Силіконові трубки: 1 шт.

Кришка грудної накладки (від пилу): 1 шт.

Грудна накладка (21 мм, 24 мм): по 1 шт.

Таблиця розмірів сосків: 1 шт.

Вкладка 19 мм: 1 шт.

Простота у користуванні

Використання молоковідсмоктувача: Зручно використовувати, легко мити та збирати

Функції

Гнучкість рухів: Зціджування в режимі «вільні руки»

Налаштування для персоналізації: 16 рівнів всмоктування в режимі зціджування, 8 рівнів всмоктування в режимі стимуляції

Блок двигуна: Акумуляторна батарея / USB-C, Повне зарядження батареї триває до 1,5 годин і забезпечує приблизно 5 сеансів зціджування

Особливості грудної накладки та вкладки:

Доступно кілька розмірів для найкращого прилягання

