

PHILIPS

AVENT



Elektriline käed- vabad rinnapump

Käed-vabad

Imiteerib beebi söömisrütmi

Mugav ja tõhus

Lihtne kasutada, puhastada ja
kokku panna

Sobib erinevate rinnakujudega



SCF532/11

Tõhus ja mugav kasutamine

Imiteerib teie beebi söömisrütmi

Philips Avent elektriline käed-vabad rinnapump on tõhus* ja mugav, jäljendades beebi loomulikku söömisrütmi. Rinnapump on väike ja kerge, mistõttu on seda lihtne hoiustada ning transportida, muutes pumpamise kergemaks. Sobib erinevate rinnakujudega.

Füüsiline vabadus pumpamise ajal

- Kerge ja kompaktne kogumistops
- Lihtne kaasas kanda ja kasutada

Imiteerib beebi joomisrütmi

- Tõhus* pumpamine rütmis, mis jäljendab teie beebi söömisrütmi
- Ülivaike mootor muudab kasutamise mugavaks

Lihtne kasutada, puhastada ja kokku panna

- Läbipaistva kogumistopsiga saab piimavoolu jälgida
- Vähem osasid, mis tagab lihtsama puhastamise ja kokkupaneku
- 8 stimuleerimisrežiimi, 16 pumpamisrežiimi

Mugav ja sobiv

- Pehme silikoonist padi kohandub teie rinnakujuga
- Leidke sobivaim meie rinnakaitsmete ja nende otsikute valikust

Esiletõstetud tooted

Imiteerib beebi joomisrütmi



Beebid teavad, kuidas kõige paremini süüa! Sellepärast jäljendab meie käed-vabad elektriline rinnapump nende loomulikku söömisrütmi. Leidke endale sobiv rütm, et tõhusalt* pumbata.

Haiglale sarnase võimsusega mootor




Haiglale sarnase võimsusega rinnapumba mootor ei tee kasutamise ajal peaaegu üldse häält. Tänu sellele saate pumbata segamatult ja diskreetselt kõikjal.

Unikaalsed SkinSense'i kaitsmed



Meie SkinSense silikoonist rinnakaitse on loodud ülima mugavuse tagamiseks, kohandudes teie rinnakujuga. Täieliku meelerahu tagamiseks on rinnakaitse tehtud meditsiinilisest silikoonist.

Läbipaistev kogumistsoon



Läbipaistev kogumistops aitab pumpa paremini rinna külge paigutada ja jälgida väljapumbatava piima kogust, tagades tõhusama pumpamise.

Ülikerge kogumistops



Philips Avent käed-vabad rinnapumba kogumistops on kerge ja kompaktne. Tpsi saab paigutada rinnahoidja sisse, tehes selle kandmise peaaegu märkamatuks ja mugavaks.

Kandke seda omal moel



Meie rinnapumbaga on kaasas punutud kandepael ja riide külge kinnitamiseks klamber, mis muudavad selle kaasaskandmise ning kasutamise lihtsamaks. Nautige muretut liikumist.

Isikupärane pumpamine




Võtke igast pumpamisest viimast, kasutades 8 piimavoolu stimuleerimise režiimi ja 16 piima pumpamise režiimi. Rinnapumba kasutamise ajal saate režiime vastavalt oma soovile reguleerida ning teile sobivaim seadistus salvestatakse automaatselt seadme mälu.

Kerge puhastada ja kokku panna



Rinnapumba disainimisel soovisime, et selle kasutamine oleks võimalikult lihtne. Tänu väiksemale osade arvule on pumba puhastamine (käsitsi või nõudepesumasinas) ja kokkupanek imelihtne.

Leidke kõige sobivam



Aitame emadel end paremini tunda, leides õige sobivusega rinnakaitsemed ja neile sobivad otsikud. Õige suuruse leidmine tagab mugavama ja tõhusama pumpamise. Meie rinnakaitsete ja nende otsikute suuruste valikust leiab 99% emadest endale sobiva. Neid saab osta eraldi, et saaksite pumbates end mugavalt tunda.

Spetsifikatsioon

Võimsus

Allikas: Laetav aku / USB-C (adapter ei kuulu komplekti)

Materjal

Tops, esikate, rinnakaitsme kate: Polüpropüleen
Rinnakaitse, membraan, klapp, siseotsak: Vedel silikoon

Silikoonvoolik: Silikoonist

Mis on kaasas

USB-C kaabel: 1 tk

Kandepael: 1 tk

Toruliitmik: 1 tk

Laetav mootor (eemaldatava klambriga): 1 tk

Kogumistops (kokkupandud): 2 tk

Silikoonvoolikud: 2 tk

Rinnakaitsme (tolmu) kate: 2 tk

Rinnakaitse (21 mm, 24 mm): 2 tk

Luti suuruse määramise kaart: 1 tk

Siseotsak 19 mm: 2 tk

Kergesti kasutatav

Rinnapumba kasutamine: Lihtne kasutada, puhastada ja kokku panna

Funktsioonid

Paindlikkus liikumisel: Mugav pumpamine

Isikupärastamise seaded: 16 taset

pumpamisrežiimis, 8 taset stimulatsioonirežiimis

Mootor: Aku / USB-C, Aku täislaadimine võtab

aega kuni 1,5 tundi ja kestab umbes 5

pumpamise korda

Rinnakaitsme ja siseotsaku spetsifikatsioonid:

Saadaval mitu suurust parima sobivuse

tagamiseks

