

PHILIPS

AVENT



Väiksemad
rinnakaitsmete otsikud

Käed-vabad

15 mm rinnakaitsmete otsikud

17 mm rinnakaitsmete otsikud



SCF554/11

Leidke endale sobiv

Kasutamiseks koos kogumisanumatega

Aitame emadel end paremini tunda, leides õige sobivusega rinnakaitsmete otsikud. 15 mm ja 17 mm rinnakaitsmete otsikud tagavad mugava sobivuse ka väiksemate rindade puhul. Kasutamiseks koos 21 mm rinnakaitsmete ja Philips Aventi käed-vabad sarjaga.

Imiteerib beebi joomisrütmi

- Tõhus* pumpamine rütmis, mis jäljendab teie beebi söömisrütmi

Lihtne kasutada, puhastada ja kokku panna

- Vähem osasid, mis tagab lihtsama puhastamise ja kokkupaneku

Mugav ja sobiv

- Leidke sobivaim meie rinnakaitsmete ja nende otsikute valikust

Esiletõstetud tooted

Leidke kõige sobivam



Aitame emadel end paremini tunda, leides õige sobivusega rinnakaitsmed ja neile sobivad otsikud. Õige suuruse leidmine tagab mugavama ja tõhusama pumpamise. Meie rinnakaitsmete ja nende otsikute suuruste valikust leiab 99% emadest endale sobiva. Neid saab osta eraldi, et saaksite pumbates end mugavalt tunda.

Imiteerib beebi joomisrütmi



Beebid teavad, kuidas kõige paremini süüa! Sellepärast jäljendab meie käed-vabad elektriline rinnapump nende loomulikke söömisrütmi. Leidke endale sobiv rütm, et tõhusalt* pumbata.

Kerge puhastada ja kokku panna



Rinnapumba disainimisel soovisime, et selle kasutamine oleks võimalikult lihtne. Tänu väiksemale osade arvule on pumba puhastamine (käsitsi või nõudepesumasinas) ja kokkupanek imelihtne.

Spetsifikatsioon

Materjal

Rinnakaitsme ja siseotsak: Vedelast silikoonist kumm

Mis on kaasas

Otsikud (15 mm, 17 mm): 2 tk

Kergesti kasutatav

Rinnapumba kasutamine: Lihtne kasutada, puhastada ja kokku panna

Funktsioonid

Rinnakaitsme ja siseotsaku spetsifikatsioonid:

Saadaval mitu suurust parima sobivuse tagamiseks

