

PHILIPS

AVENT



**Elektroniczny
laktator**

Hands-free

Naśladuje rytm picia dziecka

Wolność podczas wyrażania

Łatwe użytkowanie, czyszczenie i
montaż

Uniwersalne i bezproblemowe
dopasowanie



SCF531/11

Uwolnij ręce. Uwolnij swój czas.

Naśladuje rytm picia dziecka

Pojedynczy elektryczny laktator bez konieczności użycia rąk Philips Avent został stworzony z myślą o skutecznym* i wygodnym odciąganiu pokarmu. Naśladuje rytm picia dziecka, a dzięki mocy, delikatności i lekkości jest idealnym towarzyszem do odciągania pokarmu bez użycia rąk.

Swoboda ruchów przy odciąganiu pokarmu

- Swobodne poruszanie się dzięki ultralekkiemu pojemnikowi
- Komfortowy w noszeniu i zapewniający pełną swobodę ruchów

Naśladuje rytm picia dziecka

- Skuteczne odciąganie pokarmu* w rytmie ssania dziecka
- Ciche odciąganie pokarmu ze szpitalną mocą

Pełna kontrola, łatwość w użyciu i personalizacja

- Monitoruj wypływ pokarmu w całkowicie przezroczystych pojemniku
- 24 tryby do personalizacji odciągania pokarmu
- Dzięki niewielkiej liczbie elementów czyszczenie i składanie jest bardzo proste

Uniwersalne i komfortowe dopasowanie

- Szeroki wybór lejków i reduktorów lejka dla każdej mamy***
- Silikonowa osłona delikatnie dostosowuje się do kształtu piersi

Zalety

Naśladuje naturalny rytm ssania dziecka



Niemowłeta doskonale wiedzą, jak ssać pierś mamy! Dlatego nasz samonośny laktator bezprzewodowy naśladuje ich naturalny rytm, tempo i ruchy. Dzięki temu możesz znaleźć swój własny rytm skutecznego* odciągania pokarmu i zapewnić optymalny wypływ mleka. Samonośny laktator Philips Avent HandsFree pracuje z częstotliwością nawet 85 cykli na minutę – to aż 2 razy szybciej niż inne samonośne laktatory**.

Silnik o szpitalnej mocy




Niemal bezgłośny silnik oferuje moc porównywalną do szpitalnych laktatorów, zamkniętą w kompaktowym i poręcznym urządzeniu. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi, bezprzewodowy laktator działa z pełną wydajnością i dyskrecją – gdziekolwiek jesteś.

Wyjątkowe osłonki SkinSense



Nasza wyjątkowa silikonowa osłonka SkinSense zaprojektowano z myślą o najwyższym komforcie. Miętko dopasowują się do piersi, wykorzystując naturalne ciepło ciała. Dla poczucia pełnego bezpieczeństwa wykonano ją z silikonu spożywczego.

Przezroczyste pojemniki



Przezroczysty pojemnik zapewnia doskonały widok jego zawartości. Dzięki temu można tak ustawić brodawkę sutkową, aby zoptymalizować wypływ pokarmu i wizualnie śledzić jego ilość. Laktator umożliwia kontrolowane odciąganie pokarmu od pierwszej do ostatniej kropli.

Ultralekki pojemnik




Nasz pojemnik waży nieco ponad 100 gramów, gdy jest pusty – nawet 3 razy mniej niż w pełni poręczny laktator. Miseczka wygodnie mieści się w biustonoszu, a jego obecność jest ledwo zauważalna.

Pełna swoboda i wygodę noszenia




Laktator wyposażono w pleciony pasek i praktyczny klips, dzięki którym akumulator możesz wygodnie przypiąć do paska lub przewiesić przez tułów. Regulowane mocowanie oraz zacisk paska zapewniają pełną kontrolę i swobodę ruchów, a złączka rurki dba o precyzyjne dopasowanie.

Dostosowane do indywidualnych potrzeb działanie



Ilość pokarmu odciąganego w każdej sesji można zmaksymalizować dzięki 8 trybom stymulacji wypływu mleka i 16 trybom odciągania. Ustawienia można regulować podczas odciągania, a dzięki automatycznemu zapamiętaniu idealnego ustawienia laktator jest zawsze gotowy do pracy.

Prosty montaż i czyszczenie



Laktator i akcesoria zaprojektowaliśmy z myślą o jak najprostszym użytkowaniu. Dzięki zaledwie kilku elementom łączącym każdy pojemnik można łatwo rozłożyć, umyć (ręcznie lub w zmywarce), zdezynfekować i złożyć z powrotem.

Znajdź odpowiedni rozmiar lejka i reduktora



Dbamy o to, aby każda mama czuła się komfortowo – a to możliwe tylko dzięki idealnie dopasowanemu laktatorowi. Nasza gama lejków i reduktorów lejków pasuje aż w 99% przypadków. Dostępne osobno, zapewniają maksymalny komfort i skuteczność podczas odciągania pokarmu.

Dane techniczne

Moc

Źródło: Akumulator / USB-C (zasilacz nie jest dołączony)

Material

Pojemnik, nakładka przednia, osłona piersi:

Polipropylen

Oslona piersi, membrana, zaworek, wkładka:

Płynny silikon

Silikonowa rurka: Silikon

Zawartość zestawu

Przewód USB-C: 1 szt.

Pasek do noszenia: 1 szt.

Silnik wielokrotnego ładowania (z odłączanym

klipsem): 1 szt.

Pojemnik zbiorczy (zmontowany): 1 szt.

Silikonowe rurki: 1 szt.

Oslona piersi (przeciwpyłowa): 1 szt.

Oslona piersi (21 mm, 24 mm): po 1 szt

Karta rozmiarów brodawek sutkowych: 1 szt.

Wkładka 19 mm: 1 szt.

Łatwość użytkowania

Korzystanie z laktatora: Łatwe w użyciu, myciu i składaniu

Funkcje

Swoboda ruchów: Bezdotykowe odciąganie pokarmu

Ustawienia personalizacji: 16 poziomów ssania w trybie odciągania, 8 poziomów ssania w trybie stymulacji

Część silnikowa: Akumulator/USB-C, Pełne naładowanie baterii trwa do 1,5 godziny i wystarcza na około 5 sesji odciągania pokarmu

Specyfika osłony piersi i wkładki: Dostępnych jest kilka rozmiarów dla najlepszego dopasowania

