

PHILIPS

AVENT



Dubbele opvangcups

Hands-free

Bootst het drinkritme van baby's na

Vrijheid tijdens het kolven

Eenvoudig te gebruiken, schoon te maken en in elkaar te zetten

Inclusieve, naadloze pasvorm



SCF439/01

Handig voor voor thuis en onderweg

Bewaarbekers voor handsfree kolven

Of je nu thuis, onderweg of op kantoor bent, een extra set bewaarbekers maakt het kolven makkelijk en efficiënter. Inclusief 4 SkinSense siliconen borstschildjes en 2 inzetstukken.

Andere voordelen

- Voor elektrische Premium-, Advanced- en handsfree borstkolven

Fysieke vrijheid tijdens het kolven

- Beweeg je vrij met de ultralichte opvangcups

Bootst het drinkritme van baby's na

- Effectieve* expressie met een ritme dat het ritme van baby's nabootst

Eenvoudig te gebruiken, schoon te maken en in elkaar te zetten

- Houd de melkstroom in de gaten met de volledig transparante opvangcups
- Minder onderdelen dus eenvoudig in elkaar te zetten en schoon te maken

Inclusieve, naadloze pasvorm

- Vind je perfecte pasvorm in enkele seconden
- Siliconen schildjes vormen zich naar je borsten
- Het complete assortiment borstschildjes en inzetstukken

Kenmerken

Bootst het drinkritme van baby's na




Baby's weten zelf het beste hoe ze moeten drinken! Daarom bootst onze handsfree elektrische borstkolf hun natuurlijke drinkritme na, zodat jij je eigen ritme kunt vinden voor effectief* kolven en een optimale melkproductie. De borstschildjes en bijbehorende inzetstukken van de juiste maat ondersteunen je borstvoeding, dankzij een veilige en comfortabele pasvorm.

Unieke SkinSense-schildjes



Onze unieke siliconen SkinSense-borstschildjes zijn ontworpen voor ultiem comfort en vormen zich zacht rond je borsten door middel van de natuurlijke warmte van je lichaam. De borstschildjes zijn gemaakt van voedselveilige siliconen.

Transparante opvangcups



De transparante opvangcups bieden een onbelemmerd zicht op de binnenkant. Ze helpen je tepels op de juiste manier te plaatsen voor de beste melkafgifte en zorgen ervoor dat je visueel

het volume moedermelk kunt bijhouden. Zo kolf je vol zelfvertrouwen, van de eerste tot de laatste druppel.

Ultralichte opvangcup




Een lege opvangcup weegt iets meer dan 100 gram. Dat is tot 3 keer lichter dan een volledig draagbare borstkolf. De cups zitten comfortabel in je bh, waardoor je nauwelijks merkt dat je ze draagt.

Tepelmaatkaart



Gebruik de tepelmaatkaart om je ideale maat borstschildje en, indien nodig, kussentje te vinden. Opmeten is zo gebeurd en met een assortiment dat 99% van de moeders past, hebben we ook voor jou een comfortabele en veilige pasvorm.

Eenvoudig schoon te maken en te monteren



We hebben onze pomp en accessoires zo eenvoudig mogelijk ontworpen. Met slechts een paar verbindingstukken is elke opvangcup in


een handomdraai uit elkaar te halen, schoon te maken (met de hand of in de vaatwasser), te desinfecteren en weer in elkaar te zetten.

Extra compatibiliteit



Deze handsfree opvangcups kunnen worden gebruikt in combinatie met de elektrische Philips Avent Premium-borstkolf, elektrische Advanced-borstkolf en handsfree elektrische borstkolf. Een van de vele voordelen is dat het wisselen van cup slechts enkele seconden duurt.

Geschikt voor 99% van alle moeders



Wij willen dat iedere moeder zich op haar best voelt. De juiste pasvorm is daar een essentieel onderdeel van. Deze starterset bevat ons volledige assortiment borstschildjes en kussentjes, die geschikt zijn voor 99% van alle moeders voor een ultiem comfort tijdens het kolven.

Specificaties

Materiaal

Cup, beschermkapje, beschermhoes voor

borstbeschermer: Polypropyleen

Borstbeschermer, membraan, ventiel, inzetstuk:

Vloeibare siliconen

Siliconen slangetje: Siliconen

Inclusief

Opvangcup (gemonteerd): 2 stuks

Siliconen slangetjes: 2 stuks

Stofbestendige beschermhoes voor

borstbeschermer: 2 stuks

Borstschildje (21 mm, 24 mm): 2 stuks

Inzetstuk - 19 mm: 2 stuks

Gebruiksgemak

Gebruik borstkolf: Eenvoudig te gebruiken, schoon te maken en in elkaar te zetten

Functies

Flexibiliteit in beweging: Handsfree kolven

Details borstbeschermer en kussentje:

Verschillende maten beschikbaar voor de beste pasvorm

