

PHILIPS

AVENT



Divi piena
savākšanas trauciņi

Hands-free



SCF439/01

Ērtai lietošanai mājās un ārpus tām

Savākšanas trauciņi piena atslaukšanai bez roku palīdzības

Mājās, ceļā vai pat pēc atgriešanās darbā varat sagatavot dažus brīvroku piena savākšanas trauciņus rezervei, lai padarītu piena atslaukšanas procesu vienkāršāku un efektīvāku. Ietver 4 SkinSense silikona krūšgalu aizsargus un 2 aizsargu ieliktņus.

Citas priekšrocības

- Premium, Advanced un brīvroku elektriskajiem krūts piena sūkņiem

Kustību brīvība piena atslaukšanas laikā

- Kustību brīvību nodrošina īpaši vieglie piena savākšanas trauciņi

Atdarina mazuļa zišanas ritmu

- Efektīva* piena atslaukšana, kas atdarina mazuļa ritmu

Vienkārša lietošana, tīrīšana un salikšana

- Pilnīgi caurspīdīgie piena savākšanas trauciņi ļauj sekot piena plūsmai
- Neliels detaļu skaits vieglai tīrīšanai un ērtai salikšanai

Plašs izmēru klāsts nevainojamai saderībai

- Atrodiet īsto izmēru dažās sekundēs
- Silikona aizsargi maigi pieguļ krūšu formai
- Pilns krūšgalu aizsargu un ieliktņu izmēru klāsts

Izceltie produkti

Atdarina mazuļa zīšanas ritmu




Mazuļi vislabāk zina, kā zīst pienu! Tāpēc mūsu elektriskais brīvroku krūts piena sūknis atdarina dabisko zīšanas ātrumu un kustības, lai jūs varētu piemēklēt savu ritmu efektīvai* piena atslaukšanai un optimālam iegūtā piena daudzumam. Atbilstoša izmēra krūšgalu aizsargi un aizsargu ieliktni gādās, lai piena atslaukšana vienmēr būtu droša un ērta.

Unikālie SkinSense aizsargi



Unikālie SkinSense krūšgalu silikona aizsargi sniedz maksimālu komfortu, jo ķermeņa dabiskā siltuma ietekmē tie maigi pielāgojas krūšu formai. Krūšgalu aizsargi ir pilnīgi droši, jo izgatavoti no pārtikas kategorijas silikona.

Caurspīdīgs piena savākšanas trauciņš



Caurspīdīgie piena savākšanas trauciņi ļauj netraucēti saskatīt to saturu. Tas atvieglo pareizu uzlikšanu uz krūšgaliem efektīvākam

atslaukšanas procesam un ļauj vizuāli sekot iegūtā krūts piena daudzumam. Pārlicēbai par procesu no pirmā piena piliena.

Īpaši viegls piena savākšanas trauciņš




Tukšs piena savākšanas trauciņš sver nedaudz vairāk kā 100 gramu — tas ir trīsreiz vieglāks nekā pilnībā uzliekams krūts piena sūknis. Trauciņi ērti ietilpst krūštūrī un ir praktiski nemanāmi.

Krūšgalu izmēru kartīte



Izmantojiet krūšgalu izmēru kartīti, lai atrastu jums piemērotā izmēra krūšgalu aizsargus, kā arī aizsargu ieliktnus, ja tos lietojat. Mērišana aizņem tikai īsu mirkli, un mūsu plašajā klāstā, kas piemērots 99% māmiņu, atradīsiet sev ērtu un drošu izmēru.

Vienkārša tīrīšana un apkope



Mūsu piena sūknis un tā piederumi ir radīti pēc iespējas vienkāršākai lietošanai. Visiem piena savākšanas trauciņiem ir tikai dažas daļas, lai tos


varētu bez pūlēm izjaukt, iztīrīt (ar rokām vai trauku mazgājamajā mašīnā), dezinficēt un atkal salikt.

Īpaša saderība



Šos brīvroku piena savākšanas trauciņus var lietot ar Philips Avent Premium elektrisko krūts piena sūkni, Advanced elektrisko krūts piena sūkni un brīvroku elektrisko krūts piena sūkni. Trauciņu var nomainīt dažās sekundēs, un tā ir tikai viena no priekšrocībām.

Der 99% māmiņu



Mēs rūpējamies par ikvienas māmiņas labsajūtu, tāpēc ir būtiski izvēlēties pareizo izmēru. Šis sākuma komplekts ietver visu krūšgalu aizsargu un aizsarga ieliktnu izmēru klāstu, kas der 99% māmiņu un gādās par maksimālu komfortu piena atslaukšanas laikā.

Hands-free

Divi piena savākšanas trauciņi

SCF439/01

Specifikācijas

Materiāls

Trauciņš, priekšējais trauciņš, krūšgala aizsarga

pārsegs: Polipropilēns

Krūšgala aizsargs, membrāna, vārsts, ieliktnis:

Silikons

Silikona caurulīte: Silikona

Kas ir iekļauts

Piena savākšanas trauciņš (salikts): 2 gab.

Silikona caurulītes: 2 gab.

Krūšgala aizsarga (pretputekļu) pārsegs: 2 gab.

Krūšgala aizsargs (21 mm, 24 mm): 2 gab. katrā

Aizsargs 19 mm: 2 gab.

Vienkārša lietošana

Piena sūkņa izmantošana: Vienkārša lietošana, tīrīšana un salikšana

Funkcijas

Kustību brīvība: Piena atslaukšanai bez roku palīdzības

Informācija par krūšgalu aizsargu un ieliktni:

Pieejami vairāki izmēri ideālai saderībai

