

PHILIPS

AVENT



Podwójne pojemniki do przechowywania pokarmu

Hands-free

Naśladuje rytm picia dziecka

Wolność podczas wyrażania

Łatwe użytkowanie, czyszczenie i montaż

Uniwersalne i bezproblemowe dopasowanie



SCF439/01

Pełna wygoda w domu i w podróży

Kubki do przechowywania pokarmu bez używania rąk

W domu, w podróży, a nawet w pracy — dodatkowa para kubków do zbierania pokarmu bez użycia rąk może uprościć i zwiększyć wydajność odciągania pokarmu. Zawiera 4 silikonowe osłony na piersi SkinSense i 2 wkładki do osłon.

Inne zalety

- Do laktatorów elektrycznych Premium, zaawansowanych i bez użycia rąk

Swoboda ruchów przy odciąganiu pokarmu

- Swobodne poruszanie się dzięki ultralekkim kubeczkom

Naśladuje rytm picia dziecka

- Skuteczne* odciąganie pokarmu w rytmie dziecka

Pełna kontrola, łatwość w użyciu i personalizacja

- Kontrola odciągania pokarmu dzięki w pełni przezroczystemu kubeczkom.
- Dzięki niewielkiej liczbie elementów czyszczenie i składanie jest bardzo proste

Uniwersalne i komfortowe dopasowanie

- Znajdź idealny model dla siebie w ciągu kilku sekund
- Pełna gama osłon piersi i rozmiarów wkładek
- Silikonowe lejki delikatnie dopasowują się do piersi

Zalety

Naśladuje rytm picia dziecka




Dzieci same najlepiej wiedzą, jak pić! Właśnie dlatego nasz niewymagający użycia rąk laktator elektryczny naśladuje ich rytm picia — dzięki czemu możesz znaleźć swój własny rytm dla skutecznego* odciągania pokarmu i optymalnego wypływu mleka. Osłony piersi i wkładki w odpowiednim rozmiarze wspomagają odciąganie pokarmu, zapewniając bezpieczne i wygodne dopasowanie na wszystkich etapach odciągania.

Miękkie osłonki SkinSense



Nasze wyjątkowe, miękkie lejki SkinSense zostały stworzone z myślą o maksymalnym komforcie. Delikatnie dopasowują się do piersi, reagując na naturalne ciepło ciała. Wykonane z bezpiecznego silikonu spożywczego, zapewniają pełne bezpieczeństwo i wygodę każdej mamie.

W pełni przezroczyste kubeczki



Przezroczyste kubeczki zapewniają pełną widoczność zawartości, umożliwiając precyzyjne ustawienie brodawki dla optymalnego odciągania pokarmu. Dzięki temu możesz na bieżąco monitorować ilość mleka i mieć pełną kontrolę — od pierwszej do ostatniej kropli.

Ultralekkie kubeczki laktatora



Jeden pojemnik waży zaledwie 100 gramów — to nawet 3 razy mniej niż standardowy laktator. Smukłe i lekkie kubeczki wygodnie mieszczą się w biustonoszu, pozostając praktycznie niewyczuwalne.

Karta rozmiarów brodawek sutkowych



Skorzystaj z karty rozmiarów brodawek sutkowych, aby znaleźć idealny rozmiar osłony piersi — i wkładek, jeśli ich używasz. Pomiar zajmuje tylko chwilę, a dzięki zakresowi, który jest dopasowany do 99% matek, zapewniamy wygodne i bezpieczne dopasowanie.

Prosty montaż i czyszczenie



Laktator i akcesoria zaprojektowaliśmy z myślą o jak najprostszym użytkowaniu. Dzięki zaledwie kilku elementom łączącym każdy pojemnik można łatwo rozłożyć, umyć (ręcznie lub w zmywarce), zdezynfekować i złożyć z powrotem.

Dodatkowa zgodność



Pojemniki do odciągania bez użycia rąk mogą być używane z elektrycznym laktatorem Philips Avent Premium, zaawansowanym elektrycznym laktatorem i elektrycznym laktatorem bez użycia rąk. Zmiana pojemników zajmuje kilka sekund, a korzyści są ogromne.

Dopasowany do 99% wszystkich mam



Wspieramy każdą mamę, aby czuła się jak najlepiej, a właściwe dopasowanie jest tego istotną częścią. Ten zestaw startowy obejmuje pełną gamę osłon piersi i wkładek w rozmiarach dopasowanych do 99% mam, zapewniając najwyższy komfort podczas odciągania pokarmu.

Dane techniczne

Material

Pojemnik, nakładka przednia, osłona piersi:

Polipropylen

Osłona piersi, membrana, zaworek, wkładka:

Płynny silikon

Silikonowa rurka: Silikon

Zawartość zestawu

Pojemnik zbiorczy (zmontowany): 2 szt.

Silikonowe rurki: 2 szt.

Osłona piersi (przeciwpyłowa): 2 szt.

Osłona piersi (21 mm, 24 mm): po 2 szt

Wkładka 19 mm: 2 szt.

Łatwość użytkowania

Korzystanie z laktatora: Łatwe w użyciu, myciu i składaniu

Funkcje

Swoboda ruchów: Bezdotykowe odciąganie pokarmu

Specyfika osłony piersi i wkładki: Dostępnych jest kilka rozmiarów dla najlepszego dopasowania

