

PHILIPS

AVENT



Doppel- Auffangschalen

Hands-free

Spiegelt den Trinkrhythmus des Babys wider

Freiheit beim Abpumpen

Benutzerfreundlich, einfache
Reinigung und einfaches
Zusammenbauen

Inklusive, nahtlose Passform



SCF439/01

Praktisch für Zuhause und unterwegs

Ultraleichte Auffangschalen für freihändiges Abpumpen

Ob zu Hause, unterwegs oder sogar am Arbeitsplatz – ein zusätzliches Paar Auffangschalen macht das freihändige Abpumpen einfacher und effizienter. Enthält 2 x SkinSense Silikon-Auffangschalen und 2 x Einsätze.

Weitere Vorteile

- Für die Premium, Advanced und Hands-free elektrischen Milchpumpen

Körperliche Freiheit beim Abpumpen

- Bewege dich frei mit den ultraleichten Auffangschalen

Spiegelt den Trinkrhythmus des Babys wider

- Effizientes* Abpumpen, da der Rhythmus deines Babys widergespiegelt wird

Einfaches Verwenden, Reinigen und Zusammensetzen

- Gute Sicht auf den Milchfluss dank der vollständig durchsichtigen Auffangschalen
- Dank weniger Teile einfach zu reinigen und zusammenzusetzen

Inklusive, nahtlose Passform

- Das Silikon-Brustkissen schmiegt sich sanft deine Brust an
- Das komplette Sortiment an Brustkissen und Einsatzgrößen
- Finde im Handumdrehen deine perfekte Passform

Besonderheiten

Spiegelt den Trinkrhythmus des Babys wider




Babys wissen, wie sie am besten trinken! Deshalb spiegelt unsere Hands-free elektrische Milchpumpe die natürliche Saugstärke, -geschwindigkeit und -bewegung von Babys wider, sodass du deinen eigenen Rhythmus für ein effektives* Abpumpen und eine optimale Milchabgabe findest. Brustkissen und Einsätze in der richtigen Größe unterstützen das Abpumpen mit einer sicheren und bequemen Passform bei jedem Schritt.

Einzigartige SkinSense Brustkissen



Unsere einzigartigen SkinSense Silikon-Brustkissen wurden für ultimativen Komfort entwickelt und schmiegt sich dank der natürlichen Körperwärme sanft an deine Brustform an. Die Brustkissen bestehen aus lebensmittelechtem Silikon für optimale Sicherheit.

Vollständig durchsichtige Auffangschalen



Die vollständig durchsichtigen Auffangschalen bieten freie Sicht. Sie helfen dir, deine Brustwarzen richtig auszurichten, um die Milch optimal abzupumpen und zu sehen, welche Menge an Muttermilch abgepumpt wurde. Für zuverlässiges Abpumpen vom ersten Tropfen bis zum Ende.

Ultraleichte Auffangschale



Eine Auffangschale wiegt nur etwas mehr als 100 Gramm, wenn sie leer ist – bis zu 3 x leichter als eine vollständig tragbare Milchpumpe. Die Schale sitzt bequem im BH und ist kaum spürbar.

Karte zur Größenbestimmung der Brustwarzen



Verwende die Karte zur Größenbestimmung der Brustwarzen, um die ideale Größe der Brustkissen und Einsätze zu finden. Unser Sortiment passt 99% aller Mütter. Miss deine Brustwarzen ab und finde so deine passende Form.

Einfache Reinigung und Zusammensetzung



Wir haben unsere Pumpe und die Zubehörteile so entwickelt, dass sie so einfach wie möglich zu verwenden sind. Mit nur wenigen Verbindungsstücken kann jede Auffangschale im Handumdrehen auseinandergebaut, gereinigt (von Hand oder in der Spülmaschine), desinfiziert und wieder zusammengesetzt werden.

Zusätzliche Kompatibilität



Diese Auffangschalen für freihändiges Abpumpen können mit der elektrischen Philips Avent Premium Milchpumpe, der elektrischen Advanced Milchpumpe und der elektrischen Hands-free Milchpumpe verwendet werden. Das Wechseln der Auffangschalen geht im Handumdrehen – nur einer von vielen Vorteilen.

Passt 99 % aller Mütter



Wir unterstützen jede Mutter dabei, sich wohl zu fühlen. Dieses Starter-Set umfasst unser gesamtes Sortiment an unterschiedlich großen Brustkissen und Einsätzen, die 99 % der Mütter für ultimativen Komfort beim Abpumpen passen.

Daten

Material

Auffangschale, Frontkappe, Abdeckung

Brustkissen: Polypropylen

Brustkissen, Membran, Ventil, Einsatz:

Flüssigsilikon

Silikonschlauch: Silikon

Lieferumfang

Auffangschale (zusammengesetzt): 2 Stück

Silikonschläuche: 2 Stück

Brustkissen (Staubschutz-)Abdeckung: 2 Stück

Brustkissen (21 mm, 24 mm): Je 2 Stück

Einsatz 19 mm: 2 Stück

Benutzerfreundlichkeit

Verwendung der Milchpumpe: Einfaches

Verwenden, Reinigen und Zusammensetzen

Funktionen

Flexibilität bei der Bewegung: Freihändiges
Abpumpen

Spezifika Brustkissen und Einsatz: Mehrere
Größen verfügbar für die beste Passform

