

PHILIPS

AVENT



Set di base elettrico
doppio

Hands-free



SCD553/11

A mani libere e più tempo a disposizione per te e il tuo bambino

Ideale per il 99% delle mamme

Preparati all'arrivo del tuo piccolo con questo set di base con tiralatte elettrico doppio a mani libere Philips Avent. Il set contiene tutto il necessario per l'estrazione e la conservazione del latte, e per nutrire il tuo bambino fin dal primo giorno. Comprende paracapezzoli, inserti, coppette, biberon e sacchetti per la conservazione.

Altri vantaggi

- Tutto ciò di cui hai bisogno per conservare, nutrire e molto altro

Massima libertà di movimento durante l'estrazione

- Muoviti liberamente grazie ai vasetti conservalatte ultraleggeri
- Comfort e massima libertà di movimento

Imita il ritmo di suzione del bambino

- Estrai il latte in modo efficace* e con un ritmo che imita la suzione del tuo bambino
- Estrazione silenziosa, di qualità ospedaliera

Semplice da utilizzare, pulire e assemblare

- Monitora il flusso di latte tramite i vasetti conservalatte completamente trasparenti
- Personalizza la tua sessione con 24 modalità
- Facile da pulire e montare con poche parti

Confortevoli e quasi invisibili

- Gamma completa di paracapezzoli e inserti in diverse dimensioni

Hands-free

Set di base elettrico doppio

SCD553/11

In evidenza

Imita il ritmo di suzione del bambino



I bambini sanno qual è il modo migliore di bere! Ecco perché il nostro tiralatte elettrico a mani libere imita il loro naturale ritmo di suzione, in modo che tu possa trovare il ritmo ideale per un'estrazione del latte efficace* e ottimale. Con un massimo di 85 movimenti al minuto, il tiralatte a mani libere Philips Avent è 2 volte più veloce rispetto ad altri tiralatte**.

Motore di qualità ospedaliera



Il gruppo motore quasi silenzioso offre tutta la potenza di qualità ospedaliera che ci si aspetta da un tiralatte tradizionale, ma anche da un'unità compatta e indossabile. Grazie alla batteria ricaricabile, il gruppo motore senza filo assicura potenza e discrezione ovunque.

Esclusivi parapezzoli SkinSense



I nostri esclusivi parapezzoli in silicone SkinSense sono progettati per il massimo comfort, modellandosi delicatamente al seno

grazie al calore naturale del corpo. I parapezzoli sono realizzati in silicone alimentare per la massima tranquillità.

Adatto al 99% delle mamme



Ogni mamma merita di sentirsi sempre al meglio, per questo ci impegniamo a sostenerle nella scelta della vestibilità ideale. Questo set di base include la nostra gamma completa di parapezzoli e inserti in diverse dimensioni, in grado di adattarsi al 99% delle mamme, per il massimo comfort durante il processo di estrazione.

Collezione trasparente



I vasetti conservalatte trasparenti consentono di avere una visione completa dell'interno, posizionare correttamente le tettarelle in modo da ottenere la migliore estrazione possibile e monitorare visivamente il volume del latte. Per un'estrazione sicura fin dalla prima goccia.

Vasetti conservalatte ultraleggeri



Il vasetto conservalatte pesa poco più di 100 grammi da vuoto, dunque fino a 3 volte più leggero di un tiralatte completamente indossabile. Il vasetto si adatta comodamente al reggiseno ed è quasi invisibile.

Indossalo a modo tuo



Il nostro tiralatte è dotato di un cavo da trasporto intrecciato e di una clip per indossare il gruppo motore a tracolla o fissarlo alla cintura. Grazie alla possibilità di indossarlo come preferisci, avrai totale sicurezza e controllo sull'intero processo. Utilizza l'accoppiatore del tubo e il regolatore del cavo per regolare con precisione la vestibilità.

Hands-free

Set di base elettrico doppio

SCD553/11

In evidenza

Estrazione personalizzata



Ottieni il massimo da ogni sessione con 8 modalità pensate per stimolare il flusso di latte e 16 modalità di estrazione da regolare man mano. È inoltre possibile salvare le impostazioni desiderate per avere il tiralatte sempre pronto all'uso.

Semplice da pulire e assemblare



Abbiamo progettato il nostro tiralatte e i suoi accessori per essere estremamente semplici da utilizzare. Dotato di pochi componenti, ogni vasetto conservalatte è facile da smontare, pulire (a mano o in lavastoviglie) e rimontare.

Set di base



Scopri la praticità e la flessibilità dei prodotti per l'allattamento e la conservazione di questo set di base, progettati per adattarsi perfettamente alla tua routine. Per il massimo comfort, il set include anche cinque paia di coppette assorbilatte.

Hands-free

Set di base elettrico doppio

SCD553/11

Specifiche

Assorbimento

Fonte: Batteria ricaricabile/USB-C (adattatore non incluso)

Materiale

Vasetto, cappuccio anteriore, rivestimento del paracapezzolo: Polipropilene

Paracapezzolo, membrana, valvola, inserto: Silicone liquido

Tubo in silicone: Silicone

Contenuto della confezione

Coppetta assorbilatte monouso: 10 pz.

Sacchetti per la conservazione del latte materno: 25 pz.

Cavo USB-C: 1 pz.

Custodia: 1 pz.

Cavo da trasporto: 1 pz.

Accoppiatore tubo: 1 pz.

Gruppo motore ricaricabile (con clip rimovibile): 1 pz.

Vasetti conservalatte (assemblati): 2 pz.

Tubi in silicone: 2 pz.

Rivestimento (antipolvere) del paracapezzolo: 2 pz.

Biberon Natural Response da 125 ml (con tettarella flusso 2): 1 pz.

Tabella delle dimensioni delle tettarelle: 1 pz.

Inserti (15 mm, 17 mm, 19 mm, 26 mm): 2 pz ciascuno

Paracapezzoli (21 mm, 24 mm, 28 mm): 2 pz ciascuno

Facilità d'uso

Utilizzo del tiralatte: Semplice da utilizzare, pulire e assemblare

Funzioni

Flessibilità di movimento: Estrazione a mani libere

Personalizzazione delle impostazioni: 16 livelli di suzione in modalità estrazione, 8 livelli di suzione in modalità stimolazione

Gruppo motore: Batteria ricaricabile/USB-C, La ricarica completa della batteria richiede fino a 1,5 ore e dura circa 5 sessioni di estrazione

Specifiche del paracapezzolo e inserto: Diverse misure disponibili per il massimo comfort

