

PHILIPS

AVENT



Conjunto bomba tira-
leite elétrica dupla

Mãos livres

Replica o ritmo de sucção do
bebé

Liberdade durante a extração

Fácil de utilizar, limpar e montar

Ajuste inclusivo e perfeito



SCD553/11

Mãos livres. Mais tempo para a mãe.

Um ajuste perfeito para 99% das mães

Prepare-se para a chegada do novo membro da família com este conjunto de iniciação da bombas tira-leite elétrica dupla mãos livres. Tem tudo o que precisa para extrair e armazenar leite materno, e alimentar o bebé desde o primeiro dia, incluindo almofadas e diafragmas o peito, discos, biberões e sacos de armazenamento de leite materno.

Other benefits

- Tudo o que precisa para armazenar, alimentar e muito mais

Liberdade durante a utilização

- Mova-se livremente com os copos colectores ultra leves
- Confortável e portátil, para maior liberdade de movimentos

Replica o ritmo de sucção do bebé

- Extração eficaz* replica o ritmo de sucção do bebé
- Extração silenciosa de potência hospitalar

Fácil de utilizar, simples de limpar e montar

- Acompanhe e controle o fluxo de leite, através dos copos colectores totalmente transparentes
- Personalize a sua sessão de extração
- Fácil de limpar e montar com poucas peças

Ajuste inclusivo e perfeito

- As almofadas em silicone moldam-se gentilmente ao seu peito

Destaques

Simula o ritmo de sucção do bebê



Os bebês sabem qual o melhor ritmo de sucção! É por isso que a nossa bomba tira-leite elétrica mãos livres replica o ritmo de de sucção natural do bebê – para que possa encontrar o seu próprio ritmo, conseguir uma extração eficaz* e uma produção de leite ótima. As almofadas e os diafragmas no tamanho correto, permitem uma extração segura e confortável em todas as etapas.

Motor de potência hospitalar



O motor silencioso, com potência de nível hospitalar, design compacto e portátil. Desenvolvido com bateria recarregável, o motor sem fios efetua uma extração potente e discreta, em qualquer lugar.

Almofada SkinSense exclusiva



As nossas almofadas em silicone SkinSense exclusivas, foram concebidos a pensar no máximo de conforto, moldando-se gentilmente ao peito através do calor natural do seu corpo. As almofadas desenvolvidas em silicone de grau alimentar, são muito confortáveis.

Ajusta-se a 99% das mães



Queremos que todas as mães se sintam o mais confortável possível e ter o tamanho certo é fundamental. Este conjunto inclui diferentes tamanhos de almofadas e diafragmas, compatível com 99% das mães, a pensar no máximo conforto durante a extração.

Copos colectores transparentes



Os copos colectores transparentes proporcionam uma vista desobstruída sobre a mama e o mamilo. Ajudam a garantir que os mamilos estão

corretamente encaixados, para uma melhor produção de leite e acompanhamento visual da extração do leite materno, durante todo o processo.

Copos colectores transparentes



Um copo colector pesa pouco mais de 100 gramas quando vazio – até 3 vezes mais leve do que uma bomba tira-leite totalmente portátil. Fácil colocação e ajuste dentro do soutien, passando praticamente despercebido.

Use da forma que melhor se ajusta a si



A nossa bomba tira-leite é fornecida com um cordão e um clipe de transporte, para encaixar facilmente o motor a tiracolo ou à cintura. Escolha o encaixe que melhor se adapta a si e utilize o regulador do cordão, caso necessite fazer algum ajuste.

Destaques

Extracção personalizada



Tire o máximo partido de cada sessão com 8 níveis para estimular o fluxo de leite e 16 níveis para o extrair. Pode ajustar durante a extração e, com a definição ideal memorizada automaticamente, a sua bomba tira-leite está sempre pronta a utilizar.

Fácil de limpar e de montar



Concebemos a nossa bomba tira-leite e os nossos acessórios para serem o mais simples possível. Com apenas algumas peças, cada copo colectador é fácil de desmontar, limpar (à mão ou na máquina de lavar louça), desinfetar e voltar a montar.

Essenciais do conjunto de iniciação



Conveniência e flexibilidade. Conheça o conjunto de iniciação de produtos de alimentação e armazenamento, concebidos para se adaptarem na perfeição às suas rotinas. Para um conforto adicional, incluímos também cinco pares de discos de amamentação.

Especificações

Alimentação elétrica

Fonte: Bateria recarregável/USB-C (adaptador não incluído)

Material

Copo coletor, tampa frontal, tampa do protetor do peito: Polipropileno

Protetor do peito, membrana, válvula, inserção: Silicone líquido

tubo em silicone: Silicone

Inclui

Discos descartáveis: 10 unid.

Bolsas de armazenamento de leite materno: 25 unid.

Cabo USB-C: 1 un.

Bolsa: 1 un.

Cabo de transporte: 1 un.

Acoplador do tubo: 1 un.

Unidade do motor recarregável (com um clipe amovível): 1 un.

Copo de recolha (montado): 2 unidades

Tubos em silicone: 2 unidades

Tampa do protetor do peito: 2 unidades

Biberão Natural Response de 125 ml (4 oz) (com tetina de fluxo 2): 1 un.

Cartão de medição do mamilo: 1 un.

Diafragmas (15 mm, 17 mm, 19 mm, 26 mm): 2 unidades cada

Almofadas (21 mm, 24 mm, 28 mm): 2 unidades cada

Fácil de utilizar

Utilização da bomba tira-leite: Fácil de utilizar, simples de limpar e montar

Funções

Flexibilidade em movimento: Extração com mãos livres

Definições de personalização: 16 níveis de sucção no modo de extração, 8 níveis de sucção no modo de estimulação

Motor: Bateria recarregável/USB-C, O carregamento completo da bateria demora até 1,5 horas e dura aproximadamente 5 sessões de utilização da bomba tira-leite

Detalhes sobre o protetor do peito e a inserção: Vários tamanhos disponíveis para um melhor ajuste

