

# PHILIPS

# AVENT



Copos colectores  
duplos

Mãos livres

Replica o ritmo de sucção do  
bebé

Liberdade durante a extração

Fácil de utilizar, limpar e montar

Ajuste inclusivo e perfeito



SCF439/01

## Conveniente para usar em casa ou fora

### Copos colectores para extração mãos livres

Quer esteja em casa, em viagem ou mesmo de volta ao trabalho, ter um par extra de copos colectores pode tornar a sua rotina de extração mais simples e eficiente. Inclui 4 almofadas SkinSense e 2 diafragmas, 3 tamanhos diferentes.

#### Other benefits

- Compatível com bombas tira-leite elétricas premium, advanced e mãos livres

#### Liberdade durante a utilização

- Mova-se livremente com os copos colectores ultra leves

#### Replica o ritmo de sucção do bebé

- Extração eficaz\* com um ritmo que simula o do bebé

#### Fácil de utilizar, simples de limpar e montar

- Acompanhe e controle o fluxo de leite, através dos copos colectores totalmente transparentes
- Fácil de limpar e montar com poucas peças

#### Ajuste inclusivo e perfeito

- Encontre o tamanho perfeito para si em poucos segundos
- As almofadas em silicone moldam-se gentilmente ao seu peito
- Gama completa de almofadas e diafragmas

## Destaques

### Simula o ritmo de sucção do bebé



Os bebés sabem qual o melhor ritmo de sucção! É por isso que a nossa bomba tira-leite elétrica mãos livres replica o ritmo de de sucção natural do bebé – para que possa encontrar o seu próprio ritmo, conseguir uma extração eficaz\* e uma produção de leite ótima. As almofadas e os diafragmas no tamanho correto, permitem uma extração segura e confortável em todas as etapas.

### Almofada SkinSense exclusiva



As nossas almofadas em silicone SkinSense exclusivas, foram concebidas a pensar no máximo de conforto, moldando-se gentilmente ao peito através do calor natural do seu corpo. As almofadas desenvolvidas em silicone de grau alimentar, são muito confortáveis.

### Copos colectores transparentes



Os copos colectores transparentes proporcionam uma vista desobstruída sobre a mama e o mamilo. Ajudam a garantir que os mamilos estão


corretamente encaixados, para uma melhor produção de leite e acompanhamento visual da extração do leite materno, durante todo o processo.

### Copos colectores leves



Um copo colector pesa pouco mais de 100 gramas quando vazio – até 3 vezes mais leve do que uma bomba tira-leite totalmente portátil. Fácil colocação e ajuste dentro do soutien, passando praticamente despercebido.

### Cartão de medição do mamilo



Utilize o cartão de medição do mamilo para saber o tamanho da almofada correta para si – ou diafragmas, caso necessite. Fazer a medição demora poucos segundos. Disponibilizamos uma gama compatível com 99% das mães, garantindo um ajuste confortável e seguro.

### Fácil de limpar e de montar



Concebemos a nossa bomba tira-leite e os nossos acessórios para serem o mais simples possível. Com apenas algumas peças, cada copo colector é fácil de desmontar, limpar (à mão ou na máquina de lavar louça), desinfetar e voltar a montar.

### Compatibilidade



Estes copos colectores mãos livres podem ser utilizados com a bombas tira-leite elétricas da marca Philips Avent nos modelos: Premium, Advanced e mãos livres. São necessários apenas alguns segundos para montar.

### Ajusta-se a 99% das mães



Queremos que todas as mães se sintam o mais confortável possível e ter o tamanho certo é fundamental. Este conjunto inclui diferentes tamanhos de almofadas e diafragmas, compatível com 99% das mães, a pensar no máximo conforto durante a extração.

## Especificações

### Material

Copo coletor, tampa frontal, tampa do protetor do peito: Polipropileno

Protetor do peito, membrana, válvula, inserção: Silicone líquido

Tubo em silicone: Silicone

Tubo em silicone: Silicone

### Inclui

Copo de recolha (montado): 2 unidades

Tubos em silicone: 2 unidades

Tampa do protetor do peito: 2 unidades

Protetor do peito (21 mm, 24 mm): 2 unidade cada

Inserção de 19 mm: 2 unidades

### Fácil de utilizar

Utilização da bomba tira-leite: Fácil de utilizar, simples de limpar e montar

### Funções

Flexibilidade em movimento: Extração com mãos livres

Detalhes sobre o protetor do peito e a inserção:

Vários tamanhos disponíveis para um melhor ajuste

