

PHILIPS

AVENT



משאבת חלב חשמלית
כפולה

Hands-free

מדמה את קצב השתייה של התינוק
להיות חופשית בזמן השאיבה
קל לשימוש, לניקוי ולהרכבה
התאמה קלה, לכולם



SCF532/11

פני את ידיך. פני את זמנך.

מדמה את קצב השתייה של התינוק

נועדה להבטיח יעילה* Philips Avent משאבת החלב החשמלית הכפולה ללא שימוש בידיים של ונוחה. היא מדמה את קצב התינוק, ועם העוצמה, העדינות וקלות המשקל שלה, היא שותפת השאיבה ללא ידיים האידיאלית.

חופש תנועה בזמן השאיבה

- לזוז בחופשיות עם כוסות איסוף קלות במיוחד
- נוחות בלבישה לתנועה מירבית

מדמה את קצב השתייה של התינוק

- שאיבה אפקטיבית* עם קצב שמחקה את הקצב של התינוק
- שאיבה שקטה בעוצמת מכשור רפואי

קל ופשוט לניקוי, הרכבה ושימוש

- לעקוב בקלות אחר קצב השאיבה עם כוסות איסוף שקופות לחלוטין
- מעט חלקים – קל לניקוי ולהרכיב
- התאמה אישית של השאיבה

התאמה קלה, לכולם

- מגוון רחב של גדלים לשסתומי שאיבה ולתוספים, לכל האימהות
- שסתומי שאיבה מתאימים בקלות לחזה

Highlights

מדמה את קצב השתייה של התינוק



התינוקות יודעים לשתות הכי טוב! לכן משאבת החלב שלנו, ללא שימוש בידיים, מחקה את קצב השתייה הטבעי שלהם - כדי שתוכלו למצוא את הקצב שלכם משאבת Philips Avent לשאיבה אפקטיבית* ומיטבית. משאבת שואבת עד 85 פעמים בדקה, מהירה פי 2 Hands-Free** מרוב המשאבות האחרות

מנוע בעוצמת מכשור רפואי



יחידת המנוע שקטה כמעט לחלוטין ומספקת עוצמה ברמה של מכשור רפואי, כמו במשאבות החלב המסורתיות, אבל בגודל לביש וקומפקטי. עם סוללה נטענת, יחידת המנוע האלחוטית שואבת בעוצמה ובדיסקרטיות בכל מקום.

ייחודיים SkinSense שסתומי



מסיליקון SkinSense שסתומי השאיבה הייחודיים של עוצבו כדי לספק נוחות מירבית, ומתאימים בדיוק לשד בעזרת חום הגוף הטבעי. שסתומי השאיבה מיוצרים סיליקון המתאים לשימוש עם מזון, לראש שקט לחלוטין.

הקולקצייה השקופה



כוסות האיטוף השקופות מספקות זווית מבט שאין לה תחליף. הן מסייעות במיקום הפטמה לתפוקת החלב הטובה ביותר, ומסייעות במעקב אחר כמות חלב האם. לשאיבה בטוחה מהטיפה הראשונה עד הסוף.

כוס איטוף קלה במיוחד



כוס איטוף ריקה אחת שוקלת קצת מעל 100 גרם - עד פעמים קלה יותר ממשאבה לבישה מלאה. הכוס x3 יושבת בנוחות בתוך החזייה, וכמעט אי אפשר לדעת שהיא שם.

להתלבש בדרך שתבחר



המשאבה שלנו מגיעה עם רצועת נשיאה קלועה ותפס חיצוני ללבישת יחידת המנוע כתיק צד, או בצמוד לחגורה. עם החופש ללבוש אותה בכל דרך שתבחרו, תישארו בזרימה והשליטה תישאר בידיכם. השתמשו במצמיד הצינורי ובמתאם הרצועה כדי להתאים בדיוק את הציוד.

שאיבה מותאמת אישית



לקבל את המירב מכל שאיבה עם 8 רמות יניקה לגירוי זרימת החלב ו-16 רמות יניקה לשאיבה. אפשר לכוון תוך כדי השאיבה, ועם זיכרון אוטומטי להגדרות הטובות ביותר, אפשר לשאוב בכל רגע.

קל לנקות ולהרכיב



עיצבנו את המשאבה ואת האביזרים שלנו כך שיהיו פשוטים ככל האפשר. עם מספר קטן של חלקים מתחברים, קל לפרק את כוס האיטוף, לנקות אותה (ידינית או במדיח), לחטא ולהרכיב בחזרה.

למצוא את הגודל המתאים ביותר



אנחנו תומכים בתחושה טובה לכל האימהות, והתאמה מדויקת היא חלק חשוב בזה. הטווח הרחב של שסתומי השאיבה והתוספים שלנו מתאימים ל-99% מהאמהות. ניתן לקנות אותם בנפרד, כדי לחוות נוחות מושלמת במהלך השאיבה.

Specifications

חשמל

(מתאם לא כלול) USB-C / מקור: סוללה נטענת

חומר

כוס, מכסה קדמי, כיסוי מגן לפטמות: פוליפרופילן
מגן פטמות, ממברנה, שסתום, תוסף: סיליקון נזלי
צינורית סיליקון: סיליקון

מה כלול

יחידה אחת: USB-C כבל
כבל לנשיאה: יחידה אחת
מצמיד צינור: יחידה אחת

יחידת מנוע נטענת (עם תפס נשלף): יחידה אחת

'כוס איסוף (מורכבת): 2 יח

'צינוריות סיליקון: 2 יח

'מכסה (אבק) מגן פטמות: 2 יח

מגן פטמות (21 מ"מ, 24 מ"מ): 2 יחידות בכל ערכה

כרטיס מידות פטמה: יחידה אחת

'תוסף 19 מ"מ: 2 יח

קל לשימוש

השימוש במשאבת החלב: קלה לשימוש, פשוטה לניקוי
ולהרכבה

פונקציות

גמישות בתנועה: שאיבה ללא שימוש בידים

הגדרות להתאמה אישית: 16 רמות יניקה במצב

שאיבה, 8 רמות יניקה במצב גירוי

טעינה מלאה, USB-C / יחידת המנוע: סוללה נטענת

של הסוללה נמשכת עד 1.5 שעות ומחזיקה מעמד

למשך בערך 5 שאיבות

מפרטי תוסף ומגן פטמות: מספר גדלים זמינים לקבלת

ההתאמה הטובה ביותר

