

PHILIPS

AVENT



Juego básico
eléctrico doble

Hands-free

Imita el ritmo de ingesta del bebé

Libertad durante la extracción

Fácil de usar, limpiar y montar

Ajuste cómodo e inclusivo



SCD553/11

Manos libres. Más tiempo libre.

Un ajuste perfecto para el 99 % de las madres

Prepárate para la nueva llegada con este juego básico de extractor de leche eléctrico doble manos libres. Tiene todo lo necesario para extraer y almacenar la leche materna y alimentar al bebé desde el primer día. Incluye protectores para el pecho e insertos, almohadillas, biberones y bolsas de almacenamiento.

Otras ventajas

- Todo lo que necesitas para almacenar leche materna, alimentar a tu bebé y mucho más

Libertad de movimiento durante la extracción

- Muévete con libertad con las copas recolectoras ultraligeras
- Máxima libertad de movimiento

Imita el ritmo de ingesta del bebé

- Extracción eficaz* con un ritmo que simula el del bebé
- Gran capacidad de succión y silencioso

Fácil de usar, limpiar y montar

- Haz un seguimiento del flujo de leche con las copas extracción transparentes
- Personaliza tu sesión de extracción
- Fácil de limpiar y montar con pocas piezas

Ajuste cómodo e inclusivo

- Gama completa de tamaños de cojines y protectores para pezón

Destacados

Simula el ritmo de succión del bebé



¡Nadie sabe extraer la leche materna mejor que los bebés! Por eso nuestro extractor de leche eléctrico manos libres simula su ritmo natural de succión para conseguir una extracción eficaz* y una producción de leche óptima. El extractor de leche manos libres de Philips Avent, succiona hasta 85 veces por minuto, es 2 veces más rápido que la mayoría de extractores de leche**.

Motor potencia hospitalaria




La unidad motora casi silenciosa ofrece la potencia succión hospitalaria, pero en formato compacto y portátil. Con su batería recargable, la unidad motora inalámbrica proporciona una extracción potente y discreta en cualquier lugar.

Cojines SkinSense exclusivos




Nuestros exclusivos cojines de silicona para el pecho SkinSense están diseñados para ofrecer la máxima comodidad, moldeándose suavemente alrededor de tu pecho gracias al calor natural del cuerpo. Los protectores están fabricados con silicona de uso alimentario.

Se adaptan al 99 % de las mamás



Nuestro objetivo es ayudar a las madres a que se sientan lo más cómodas posible y para ello conseguir el ajuste adecuado es esencial. Este pack incluye diferentes tamaños, que se adaptan al 99 % de las madres para puedan disfrutar de la máxima comodidad durante la extracción.

Copas de extracción transparentes



Gracias a las copas extracción transparentes siempre te será más fácil colocar los pezones en la posición correcta para la salida de leche y

hacer un seguimiento del flujo y volumen de leche materna extraída. Para una extracción segura desde la primera gota.

Copas recolectoras ultraligeras



Nuestra copa recolectora pesa poco más de 100 gramos cuando está vacía, es decir, es hasta 3 veces más ligera que un extractor de leche portátil. La copa se ajusta cómodamente en el sujetador sin que apenas se note.

Úsalo a tu manera



Nuestro extractor incluye una cuerda de transporte y un clip para ropa, para llevar la unidad motora cruzada o acoplada a la cintura. Te ofrece la libertad de llevarlo como te sea más cómodo y siempre bajo control. Utiliza el acoplador de los tubos y el regulador de la cuerda para ajustarlo a tu gusto.


Hands-free

Juego básico eléctrico doble

SCD553/11

Destacados

Extracción personalizada



Aprovecha al máximo cada sesión con 8 niveles de succión para estimular el flujo de leche y 16 niveles de succión para extraerla. Puedes realizar ajustes precisos mientras extraes la leche y, gracias a la memorización de la configuración preferida, el extractor estará siempre listo para funcionar.

Fácil de limpiar y montar



Hemos diseñado el extractor y los accesorios de la manera más sencilla posible. Las copas de extracción están formadas por muy pocas piezas fáciles de desmontar, limpiar (a mano o en el lavavajillas), desinfectar y volver a montar.

Elementos esenciales del juego básico



Disfruta de la comodidad y la flexibilidad que ofrecen los productos de alimentación y almacenamiento del juego básico, diseñados para adaptarse perfectamente a tu rutina. Para mayor comodidad, el juego también incluye cinco pares de almohadillas para el pecho.

Especificaciones

Potencia

Source: Batería recargable / USB-C (adaptador no incluido)

Material

Copa, tapa frontal, protección para cojín: Polipropileno
Cojín, membrana, protector de pezón: Silicona líquida
Tubo de silicona: Silicona

Qué incluye

Discos absorbentes desechables: 10 uds
Bolsas para leche materna: 25 uds
Cable USB-C: 1 ud.
Funda: 1 ud.
Cable de transporte: 1 ud.

Acoplador de tubo: 1 ud.
Unidad motora recargable (con clip extraíble): 1 ud.
Copa de extracción (montada): 2 uds.
Tubos de silicona: 2 uds.
Tapa protectora para el pecho (antipolvo): 2 uds.
Biberón Natural Response de 125 ml (con tetina flujo 2): 1 ud.
Guía de tamaños de pezones: 1 ud.
Insertos (15 mm, 17 mm, 19 mm, 26 mm): 2 unidades cada una
Cojín (21, 24 y 28 mm): 2 unidades cada una

Fácil de usar

Uso del extractor de leche: Fácil de usar, limpiar y montar

Funciones

Flexibilidad de movimiento: Extracción manos libres
Personalización de los ajustes: 16 niveles de succión en el modo de extracción, 8 niveles de succión en el modo de estimulación
Unidad motora: Batería recargable / USB-C, La batería puede tardar hasta 1,5 horas en cargarse completamente y dura unas 5 sesiones de extracción.
Características específicas del cojín y los protectores de pezón: Varios tamaños disponibles para el mejor ajuste



* Efectivamente está relacionado con el rendimiento técnico del producto.
* *Referencia a la frecuencia de succión del extractor.