

PHILIPS

AVENT



Kahdet keruukupit

Hands-free

Jäljittelee vauvan juomisrytmiä

Vapaus pumppaamisen aikana

Helppo käyttää, puhdistaa ja koota

Saumaton istuvuus



SCF439/01

Kätevät kotona ja matkoilla

Keruukupit pumppaukseen ilman käsiä

Olitpa kotona, tien päällä tai töissä, ylimääräinen pari hands-free-keruukuppeja voi helpottaa ja tehostaa pumppausrutiinia. Mukana 4 silikonista SkinSense-rintakumia ja 2 rintakumin sisäkettä.

Muita etuja

- Sähkökäyttöisiin Premium-, Advanced- ja hands-free-rintapumppuihin

Vapaus liikkua pumppaamisen aikana

- Liiku vapaasti erittäin kevyiden keruukuppien kanssa

Jäljittelee vauvan juomisrytmiä

- Tehokasta* pumppausta vauvasi rytmiä jäljitellen

Helppo käyttää, puhdistaa ja koota

- Seuraa maidontuloa läpinäkyvien keruukuppien avulla
- Helppo puhdistaa ja koota – vain vähän osia

Saumaton istuvuus

- Löydä itsellesi täydellisesti sopiva vaihtoehto hetkessä
- Silikoniset rintakumit mukautuvat rintoihisi
- Kattava valikoima rintakumien ja sisäkkeiden kokoja

Kohokohdat

Jäljittelee vauvan juomisrytmiä



Vauvat osaavat syömisen! Siksi sähkökäyttöinen hands-free-rintapumpumme jäljittelee vauvojen luonnollista juomisrytmiä – voit siis etsiä oman rytmisi tehokkaalle* pumpppaamiselle ja parhaalle mahdolliselle maidontulolle. Oikean kokoiset ja istuvat rintakumit ja sisäkkeet tukevat pumpppaamista turvallisesti ja mukavasti.

Ainutlaatuiset SkinSense-rintakumit



Ainutlaatuiset silikoniset SkinSense-rintakumit mukautuvat pehmeästi rintojen ympärille käyttämällä kehon luonnollista lämpöä. Rintakumit on valmistettu elintarviketasoisesta silikonista, jotta voit käyttää niitä luottavaisin mielin.

Läpinäkyvät keruukupit



Koska näet esteettä keruukuppien sisälle, voit asettaa nännit oikein parhaan maidontulon takaamiseksi ja seurata rintamaidon määrää. Voit pumpata luottavaisin mielin ensimmäisestä pisarasta loppuun saakka.

Erittäin kevyt keruukuppi



Yksi keruukuppi painaa tyhjänä vain hiukan yli 100 grammaa, ja on jopa kolme kertaa kevyempi kuin puettava rintapumppu. Kuppi asettuu mukavasti ja lähes huomaamattomasti liiveihin.

Nännien mittauskortti



Etsi itsellesi nännien mittauskortin avulla oikean kokoiset rintakumit sekä sisäkkeet, jos käytät niitä. Mittaaminen vie vain hetken, ja koska valikoimassamme on sopivat koot 99 prosentille äideistä, löydät mukavan ja istuvan vaihtoehdon.

Helppo puhdistaa ja koota




Pumppu ja tarvikkeet on suunniteltu mahdollisimman yksinkertaisiksi. Keruukupissa on vähän osia, joten se on helppo purkaa, puhdistaa (käsini tai astianpesukoneessa), desinfioida ja koota uudelleen.

Muu yhteensopivuus



Näitä hands-free-keruukuppeja voi käyttää sähkökäyttöisen Philips Avent Premium -rintapumpun, sähkökäyttöisen Advanced-rintapumpun ja sähkökäyttöisen hands-free-rintapumpun kanssa. Vaihda kupit muutamassa sekunnissa ja jatka käyttöä.

Sopii 99 prosentille kaikista äideistä



Haluamme, että jokainen äiti tuntee olonsa mukavaksi, ja siksi istuvuus on tärkeää. Tässä aloituspakkauksessa on kattava valikoima rintakumiin ja sisäkkeiden kokoja, jotka sopivat 99 prosentille äideistä ja tekevät pumpppauksesta miellyttävää.

Tekniset tiedot

Materiaali

Kuppi, suojus, rintakumin suojus: Polypropeeni

Rintakumi, kalvo, venttiili, sisäke: Nestemäinen silikoni

Silikoniputki: Silikoni

Sisältö

Keruukuppi (koottu): 2 kpl

Silikoniputket: 2 kpl

Rintakumin pölysuojus: 2 kpl

Rintakumi (21 mm, 24 mm): 2 kpl kussakin

Sisäke 19 mm: 2 kpl

Helppokäyttöinen

Rintapumpun käyttö: Helppo käyttää, puhdistaa ja koota

Toiminnot

Joustavuutta liikkuu: Kädet vapaiksi jättävä pumppaus

Rintakumin ja sisäkkeen tiedot: Saatavilla useita eri kokoja

