

**PHILIPS**

**AVENT**



Doble  
opsamlingskopper

Hands-free

Etterligner babyens drikkerytme

Frihet ved amming

Enkel å bruke, rengjøre og sette  
sammen

Inkluderende, sømløs passform



SCF439/01

## Bekvent hjemme og på farten

### Opsamlingskopper for håndfri pumping

Uansett om du er hjemme, på farten eller tilbake på jobb, kan et ekstra par håndfrie opsamlingskopper gjøre pumperutinen enklere og mer effektiv. Inkluderer 4 SkinSense silikonbrystskjold og 2 skjoldinnlegg.

#### Andre fordeler

- For Premium-, Advanced- og Hands-Free-brystpumper

#### Fysisk frihet mens du pumper

- Beveg deg fritt med de ultralette opsamlingskoppene

#### Etterligner babyens drikkerytme

- Effektiv\* pumping med en rytme som etterligner barnets

#### Enkel å bruke, enkel å rengjøre og montere

- Overvåk melkestrømmen med de helt gjennomsiktige opsamlingskoppene
- Enkel å rengjøre og sette sammen med få deler

#### Inkluderende, sømløs passform

- Det komplette utvalget av brystskjolds- og innleggsstørrelser
- Silikonskjold som varsomt former seg til brystene dine
- Finn den perfekte passformen for deg

# Høydepunkter

## Etterligner babyens drikkerytme




Babyer er de beste på å drikke! Det er derfor vår håndfrie elektriske brystpumpe etterligner deres naturlige drikkerytme – slik at du kan finne din egen rytme for effektiv\* pumping og optimal melkeproduksjon. Brystskjold og -innlegg i riktig størrelse hjelper pumpingen med en sikker og komfortabel passform, hvert steg på veien.

## Unike SkinSense-skjold



Våre unike SkinSense-silikonbrystskjold er designet for optimal komfort, og former seg mykt rundt brystene ved hjelp av kroppens naturlige varme. Brystskjoldene er laget med silikon i matkvalitet, for full trygghet.

## Gjennomsiktig oppsamling



De gjennomsiktige oppsamlingskoppene lar deg uhindret se innsiden. Dette hjelper deg med å plassere brystvortene riktig for best mulig

melkeproduksjon, og se mengden brystmelk. Dermed får du sikker pumping fra første til siste dråpe.

## Ultralett oppsamlingskopp




Et utvalg av kopper som veier bare litt over 100 gram når de er tomme, noe som er opptil 3 ganger lettere enn en fullt ut bærbar brystpumpe. Koppen sitter komfortabelt i BH-en, og det er knapt mulig å se tegn på at den er der.

## Kort for brystvortestørrelse



Bruk størrelseskortet på brystvortene til å finne den ideelle størrelsen på brystskjoldene for deg – og eventuelt også til skjoldinnleggene. Målingen tar bare et øyeblikk, og med et utvalg som passer til 99 % av mødrene har vi en passform som gir deg komfort og trygghet.

## Enkel å rengjøre og sette sammen




Vi har designet pumpen og tilbehøret slik at den er så enkel som mulig. Med bare noen få tilkoblingsstykker er hver oppsamlingskopp en lek å ta fra hverandre, rengjøre (for hånd eller i oppvaskmaskin), desinfisere og å sette sammen igjen.

## Ekstra kompatibilitet



Disse håndfrie oppsamlingskoppene kan brukes med Philips Avent Premium, Advanced, og Hands-free elektriske brystpumper. Utskifting av kopper tar sekunder og fordelene er mange.

## Passer til 99 % av alle mødre



Vi hjelper enhver mamma med å føle seg best mulig, og å finne riktig passform er en viktig del av dette. Dette startsettet inneholder vårt komplette utvalg av brystskjolds- og innleggsstørrelser, som passer til 99 % av mødrene, for optimal komfort mens de pumper.

## Hands-free

Doble oppsamlingskopper

SCF439/01

# Spesifikasjoner

### Materiale

Kopp, frontdeksel, brystskjolddeksel:

Polypropylen

Brystskjold, membran, ventil, innlegg: Flytende silikon

Silikonrør: Silikon

### Følgende er inkludert:

Oppsamlingskopp (montert): 2 deler

Silikonslanger: 2 deler

Brystskjold (støv)-deksel: 2 deler

Brystskjold (21 mm, 24 mm): 2 stk. hver

Innlegg 19 mm.: 2 deler

### Brukervennlighet

Bruke brystpumpen: Enkel å bruke, enkel å rengjøre og montere

### Funksjoner

Bevegelsesfrihet: Håndfri pumping

Detaljert informasjon om brystskjold og -

innlegg: Flere størrelser er tilgjengelige for den beste passformen

### Consumer Trade Item

Height: 12.2 cm

Width: 17.9 cm

Length: 12.2 cm

Net weight: 0.472 kg

Gross weight: 0.56 kg

GTIN: 8720689034500

Country of origin: CN

Harmonized system code: 34029000

### Pappkartong

Height: 14.4 cm

Width: 37 cm

Length: 38.3 cm

Net weight: 2.832 kg

Gross weight: 3.926 kg

GTIN: 18720689034507

### Pallet Layer

Height: 14.4 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

### Palle

Height: 115.3 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 118.944 kg

Gross weight: 186.552 kg

GTIN: 68720689034502

