

PHILIPS

AVENT



Kit copas extracción
dobles

Manos libres

Imita el ritmo de ingesta del bebé

Libertad durante la extracción

Fácil de usar, limpiar y montar

Ajuste cómodo e inclusivo



SCF439/01

Comodidad en casa o en cualquier otro sitio

Copas para extracción manos libres

Ya sea en casa, fuera o incluso en el trabajo, tener un par de copas de extracción manos libres listas puede hacer que tu rutina sea más sencilla y eficiente. Incluye 4 cojines Skinsense de silicona y 2 protectores de pezón.

Otras ventajas

- Compatible con extractores de leche eléctricos premium, advanced y manos libres Philips Avent

Libertad de movimiento durante la extracción

- Muévete con libertad con las copas de extracción ligeras

Imita el ritmo de ingesta del bebé

- Extracción eficaz* con un ritmo que simula el del bebé

Fácil de usar, limpiar y montar

- Haz un seguimiento del flujo de leche con las copas extracción transparentes
- Fácil de limpiar y montar con pocas piezas

Ajuste cómodo e inclusivo

- Gama completa de tamaños de cojines y protectores para pezón
- Cojines de silicona que se adaptan suavemente a tus pechos
- Encuentra el ajuste perfecto en segundos

Destacados

Simula el ritmo de succión del bebé




¡Nadie sabe extraer la leche materna mejor que los bebés! Por eso nuestro extractor de leche eléctrico manos libres simula su ritmo natural de succión para conseguir una extracción eficaz* y una producción de leche óptima. El extractor de leche manos libres de Philips Avent, succiona hasta 85 veces por minuto, es 2 veces más rápido que la mayoría de extractores de leche**.

Cojines SkinSense exclusivos



Nuestros exclusivos cojines de silicona para el pecho SkinSense están diseñados para ofrecer la máxima comodidad, moldeándose suavemente alrededor de tu pecho gracias al calor natural del cuerpo. Los protectores están fabricados con silicona de uso alimentario.

Copas de extracción transparentes



Gracias a las copas extracción transparentes siempre te será más fácil colocar los pezones en la posición correcta para la salida de leche y

hacer un seguimiento del flujo y volumen de leche materna extraída. Para una extracción segura desde la primera gota.

Copa extracción ligera




Una copa de extracción pesa poco más de 100 gramos cuando está vacía, es decir, es hasta 3 veces más ligera que un extractor de leche portátil. Las copas se ajustan cómodamente en el sujetador.

Guía de tamaños de pezones



Utiliza la guía de tamaños de pezones para encontrar el cojin (y/o el protector de pezón, si lo necesitas) que mejor se ajustan a ti. Tendrás tu talla en pocos segundos y, gracias a nuestra gama que se adapta al 99 % de las mamás, conseguirás un ajuste cómodo y seguro.

Fácil de limpiar y montar




Hemos diseñado el extractor y los accesorios de la manera más sencilla posible. Las copas de extracción están formadas por muy pocas piezas fáciles de desmontar, limpiar (a mano o en el lavavajillas), desinfectar y volver a montar.

Compatibilidad



Estas copas de extracción manos libres se pueden utilizar con el extractor de leche eléctrico premium, el extractor de leche eléctrico advanced y el extractor de leche eléctrico manos libres de Philips Avent. El cambio de copas se realiza en segundos y ofrece muchos beneficios.

Se adaptan al 99 % de las mamás



Nuestro objetivo es ayudar a las madres a que se sientan lo más cómodas posible y para ello conseguir el ajuste adecuado es esencial. Este pack incluye diferentes tamaños, que se adaptan al 99 % de las madres para puedan disfrutar de la máxima comodidad durante la extracción.

Especificaciones

Material

Copa, tapa frontal, protección para cojín:
Polipropileno
Cojín, membrana, protector de pezón: Silicona
líquida
Tubo de silicona: Silicona

Qué incluye

Copa de extracción (montada): 2 uds.
Tubos de silicona: 2 uds.
Tapa protectora para el pecho (antipolvo): 2

uds.
Cojín (21 y 24 mm): 2 unidades cada una
Inserto de 19 mm: 2 uds.

Fácil de usar

Uso del extractor de leche: Fácil de usar, limpiar y
montar

Funciones

Flexibilidad de movimiento: Extracción manos
libres
Características específicas del cojín y los
protectores de pezón: Varios tamaños
disponibles para el mejor ajuste



* Efectivamente está relacionado con el rendimiento técnico
del producto.
* **Referencia a la frecuencia de succión del extractor.
* ***según nuestra gama completa de cojines y protectores
de pezón.